

高品质预染蛋白Marker

三色预染 条带颜色鲜亮清晰

即开即用 可4℃稳定保存三个月

应用多样 适用于WB和荧光WB


指示精准 多种电泳条件下校正分子量变化

覆盖广泛 参考条带多，覆盖分子量范围广

性价比高 上样量少，节约成本

常规分子量预染蛋白质标记 (PL00004)

分子量范围：10-180 kDa




8-18% Tris-glycine

8-18% Tris-glycine

不同浓度的 Tris-glycine

常规分子量预染蛋白质标记 (PL00001)

分子量范围：10-180 kDa




10-20% Tris-glycine

8-18% Tris-glycine

不同浓度的胶体系

宽范围分子量预染蛋白质标记 (PL00002)

分子量范围：3-245 kDa




4-12% Bis-Tris

8-18% Tris-glycine

不同浓度的胶体系

超宽分子量预染蛋白质标记 (PL00003)

分子量范围：10-310 kDa



8-18% Tris-glycine

8-18% Tris-glycine

不同浓度的 Tris-glycine

预染蛋白Marker产品列表

产品名称	分子量范围	货号	规格
常规分子量预染蛋白质标记	10-180 kDa	PL00004	2x250 µL
宽范围分子量预染蛋白质标记	3-245 kDa	PL00002	2x250 µL

产品名称	分子量范围	货号	规格
常规分子量预染蛋白质标记	10-180 kDa	PL00001	2x250 µL
超宽分子量预染蛋白质标记	10-310 kDa	PL00003	2x250 µL

Proteintech为您提供全套免疫学及细胞生物学研究工具

Proteintech于2001年在美国芝加哥创立，可提供覆盖生命科学研究领域的抗体、活性蛋白、ELISA试剂盒、实验试剂等生物试剂以及全链条CRO技术服务，为生命科学研究及精准医学的发展提供强有力的支撑工具。

抗体 · Antibodies

- 兔多抗 / 鼠单抗 / 流式抗体 / 直标抗体
- 重组兔单抗 / 羊驼纳米抗体
- 重组二抗 / 抗体组合 / 抗体对
- 单细胞空间组学分析抗体

蛋白 · Proteins

- Humankine® 天然活性蛋白
- 哺乳动物细胞表达真核重组蛋白
- 原核表达重组蛋白
- 表观药物开发重组蛋白

ELISA试剂盒 · ELISA kits

- Authentikine® 精品系列
- Human/Mouse/Rat 系列
- Antibody Pair Set 系列

实验室常用试剂 · Reagents

- 全套 WB/IP/IHC/IF/FC/ELISA 等实验相关试剂
- 血清 / 培养基 / 冻存液 / 细胞检测试剂
- 小分子化合物 (抑制剂 / 激动剂 / 化合物库)

CRO 技术服务 · Services

- 单 B 细胞服务 / 抗体工程服务
- 纳米抗体 (VHH/Nanobody) 定制服务
- GMP抗体服务/抗体配方服务
- 抗体偶联服务/抗体验证服务

您的成功就是我们的成功

Proteintech产品拥有27万次SCI文献引用
1000余次SCI期刊封面文章引用



2022年Proteintech荣获
“研究者之选”奖



2019年Proteintech荣获
“免疫学-明日之星”奖



2016年Proteintech荣获
“最佳抗体验证开拓”奖



2014年Proteintech荣获
ISO9001 及 ISO13485 认证

Proteintech旗下品牌

