

病理诊断抗体 及试剂原料



www.ptgcn.com



搜索一下

CONTENTS 目录

★：该产品已被专业病理公司采购作为原料

公司介绍 6

病理诊断产品介绍 7

病理诊断一抗

A 8-11

AAT	8
★ Actin, Alpha Smooth Muscle	8
AIF	9
AIF1	9
Annexin A1	10
★ AR	10
Arginase-1	10
ARID1A	11

B 11-13

Bax	11
★ BCL-2	11
BCL-6	12
Bob.1	12
BrdU	13

C 13-39

★ Cadherin 17	13
★ Caldesmon	14
★ Calretinin	14
Cathepsin D	14
★ Caveolin-1	15
★ CD3	15
★ CD5	16
CD6	16
★ CD7	16
★ CD8	17
CD9	17
CD10	18
★ CD11c	18
★ CD13	19
★ CD14	19
CD16	19
CD19	20
★ CD20	20
★ CD22	20

C 13-39

★ CD23	21
CD27	21
★ CD31	22
★ CD34	22
CD35	23
CD38	23
CD42b	23
★ CD43	24
★ CD44	24
CD45	24
★ CD45RA	25
★ CD45RO	25
★ CD56	26
★ CD62P	26
CD63	26
★ CD68	27
★ CD71	27
★ CD79a	28
CD99	28
★ CD105	28
CD106	29
★ CD138	30
★ CD141	30
CD146	31
★ CD163	31
CDX2	31
★ CEA	32
CEACAM6	32
★ CK5	32
CK5/6	33
CK6	33
★ CK7	33
★ CK13	34
★ CK14	34
★ CK16	35
CK17	35
★ CK18	36
★ CK19	36
★ CK20	37
CLDN18	37
Collagen Type I	38
Connexin 43	38
★ CTNNB1	38

★：该产品已被专业病理公司采购作为原料

D 39-40

★ DES	39
DYS1	39
DYS2	40
★ Dystrophin	40

E 40-42

★ E-cadherin	40
EGFR	41
★ EpCAM	41

F 42-43

Fascin	42
FH	42
Fibronectin	43
FOCK2	43
FOXP3	43

G 44-47

★ Galectin-3	44
★ GATA3	44
★ GFAP	45
GH	45
★ Glucagon	46
GLUT1	46
★ Glycophorin A	46
★ GS/Glutamine Synthetase	47
GST-π	47

H 47-50

HCG	47
HE4	48
★ HER2	48
★ HLA-DR	48
HPL	49
★ HSA	49
HSP27	49
HSP70	50

I 50-53

★ IDH1	50
IDO1	51
IgA	51
IgD	51
IgG	52
IgG4	52
★ IgM	52
IgK	53
IgL	53
★ Insulin	53

k 54

★ Ki-67	54
K-Ras	54

L 54-55

★ L1CAM	54
Langerin	55

M 55-60

Mammaglobin	55
MCM2	55
★ Melan-A	56
MLH1	56
MPO	57
★ MSH2	57
MSH6	58
MTDH	58
MUC1	59
MYH1	59
MYH11	60
MYL2	60

N 60-63

★ Napsin A	60
★ N-cadherin	61
★ NeuN	61
NF-H	62
NF-L	62
NF-M	62
NF-κB/p50	63
NSE	63

P	63-70
P glycoprotein	63
p120 Catenin	64
P501S	64
★ p53	64
★ p63	65
Pax-5	65
★ Pax-8	65
PCNA	66
★ PD-1	66
PD-L1	67
PHH3	67
★ PHOX2B	68
PLAP	68
Podocalyxin	68
★ Podoplanin	69
PR	69
PSA	69
PSMA	70
PU.1	70

R	70-71
Rb/RB1	70
RRM1	71

S	71-76
★ S100	71
★ S100A6	72
★ S100A8	72
S100P	72
SDHA	73
SDHB	73
SMARCA4/Brg1	73
SNCA/Synuclein	74
Somatostatin	74
SOX-10	74
SOX-2	75
STING	75
Survivin	75
SYP/Synaptophysin	76

T	76-80
TACSTD2	76
Tau	77
★ THY	77
Thymidylate Synthase/TS	77
★ Thyroglobulin/TG	78
TIA-1	78
★ TK1	78
TLE1	79
TNNT2	79
Tryptase	79
TSH	80
★ TST	80

U	80
Ubiquitin	80

V	81-82
VEGF	81
VEGFR2	81
★ Villin	81
★ Vimentin	82
VISTA	82
vWF	82

Z	83
ZAP-70	83

β	83
★ β-tubulin-III	83

γ	83
γ-H2A.X	83

病理诊断重组二抗	84
----------	----

病理诊断两步法重组二抗	85
-------------	----

病理诊断辅助试剂	86
----------	----

沉淀二十年，助力医药开发

Proteintech 于 2001 年在美国芝加哥创立，是一家深度服务于生命科学研究及医学诊断领域的生物公司，可提供抗体、重组蛋白、ELISA 试剂盒、实验试剂及高品质 CRO 技术服务。

全球四大研发中心

- I 美国芝加哥研发生产中心
- II 美国圣地亚哥研发生产中心
- III 中国武汉研发生产中心
- IV 德国慕尼黑研发生产中心



全球10000+企业及院所的认可

- 生物技术公司
- 体外诊断公司
- 创新药公司
- 疫苗公司
- 生物试剂公司
- CXO公司
- 医美及化妆品公司
- 科研院所

营销网络覆盖全球快速响应

- 七大分公司及库存基地
- 1-3天到货周期
- 提供产品定制服务
- 24小时专业技术支持

质量管理体系认证

GMP 级别细胞因子：
严格执行 GMP 标准及
GMP 质量管理体系



ISO 9001



ISO 13485



Proteintech 病理诊断抗体及试剂

Proteintech 深耕抗体开发领域二十余年，已自研三百余种病理诊断相关抗体，并与多家行业领军企业建立了长期稳定的合作关系，众多一抗产品和独有的重组二抗以其实用性和准确性，在病理诊断一线发挥着不可替代的作用，为疾病的准确诊断提供了有力支持。

◆ 病理诊断一抗


1. 源自单克隆抗体开发平台

- ✓ ABCE™ 单个 B 细胞抗体开发技术平台
- ✓ 杂交瘤小鼠单克隆抗体开发技术平台


2. 完善的验证技术确保高特异性及高灵敏度

- ✓ 不同组织 / 阳性 / 阴性等多样本验证
- ✓ 反复筛选测试确保染色清晰背景低


3. 90+ 产品已被专业病理公司采购作为原料



▲ BCL-2 抗体
样本：人扁桃体炎组织
货号：60178-1-Ig（小鼠单抗）
已被专业病理公司采购作为原料



▲ CD34 抗体
样本：人扁桃体炎组织
货号：60180-2-Ig（小鼠单抗）
已被专业病理公司采购作为原料



▲ Ki67 抗体
样本：人扁桃体炎组织
货号：84192-4-RR（重组免单抗）
已被专业病理公司采购作为原料

◆ 病理诊断重组二抗



1. 重组技术生产

2. 超强信号

3. 批间稳定

4. 提供一步法及两步法


一步法 Polymer HRP 重组二抗

- » 耐存储
- » 兼容不同品牌一抗
- » 抗兔 / 抗小鼠 / 通用型可选


超敏两步法重组二抗

- » 更高灵敏度
- » 无需区分一抗种属
- » 适合机染
- » 兼容不同品牌一抗及设备


超敏两步法重组二抗 IHC 分析



两步法二抗 (MH4005)



竞品二抗 A



竞品二抗 B

人扁桃体炎组织（CD3 免重组抗体，81324-1-RR）

◆ 病理诊断辅助试剂

高活性辣根过氧化物酶 (HRP) (货号：PR30015)

- ✓ 高活性 (>250U/mg)
- ✓ 适用广泛：ELISA、Western Blot 和免疫组化等

即用型抗体稀释液 (货号：MH0005; 鄂汉械备 20250031)

- ✓ 有效降低非特异性结合产生的背景


DAB 染色液 (货号：MH0002)

- ✓ 病理级
- ✓ 工作液可存放 48 小时以上，稳定性极佳
- ✓ 兼容手工染色及机染



病理诊断一抗

◆ AAT




66135-1-Ig 用人肝脏组织免疫组化检测结果

中文名称		
α1- 抗胰蛋白酶		
别名		
Alpha-1-Antitrypsin, SERPINA1		
抗体货号	类型	克隆号
66135-1-Ig	小鼠单克隆抗体	1A9G6

已被专业病理公司采购作为原料

◆ Actin, Alpha Smooth Muscle




67735-1-Ig 用人结肠组织免疫组化检测结果

中文名称		
α 平滑肌肌动蛋白		
别名		
ACTA2, Alpha SMA, a-SMA, smooth muscle actin, Actin, aortic smooth muscle, intermediate form		
抗体货号	类型	克隆号
67735-1-Ig	小鼠单克隆抗体	1E9A11

已被专业病理公司采购作为原料

◆ Actin, Alpha Smooth Muscle




80008-1-RR 用人直肠癌组织免疫组化检测结果

中文名称		
α 平滑肌肌动蛋白		
别名		
ACTA2, Alpha SMA, a-SMA, smooth muscle actin, Actin, aortic smooth muscle, intermediate form		
抗体货号	类型	克隆号
80008-1-RR	重组兔单克隆抗体	5H7

已被专业病理公司采购作为原料


◆ AIF



67791-1-Ig 用人胃癌组织免疫组化检测结果

中文名称		
线粒体诱导凋亡因子 -1		
别名		
AIFM1, PDCD8, EC:1.6.99. Apoptosis-inducing factor 1, mitochondrial		
抗体货号	类型	克隆号
67791-1-Ig	小鼠单克隆抗体	8C12B2


◆ AIF1



66827-1-Ig 用人扁桃体炎组织免疫组化检测结果

中文名称		
同种异体移植炎症因子 1		
别名		
IBA1, G1, Allograft inflammatory factor 1, AIF-1, Ionized calcium-binding adapter molecule 1, Protein G1		
抗体货号	类型	克隆号
66827-1-Ig	小鼠单克隆抗体	1C6A10


◆ AIF1



81728-1-RR 用大鼠大脑组织免疫组化检测结果（大鼠与人 AIF1 高度同源）

中文名称		
同种异体移植炎症因子 1		
别名		
IBA1, G1, Allograft inflammatory factor 1, AIF-1, Ionized calcium-binding adapter molecule 1, Protein G1		
抗体货号	类型	克隆号
81728-1-RR	重组兔单克隆抗体	4D5


◆ Annexin A1



66344-1-Ig 用人肝脏组织免疫组化检测结果

中文名称		
膜联蛋白 A1		
别名		
Annexin A1, ANXA1, ANX1		
抗体货号	类型	克隆号
66344-1-Ig	小鼠单克隆抗体	1E1B7

◆ AR




66747-1-Ig 用人前列腺癌组织免疫组化检测结果

中文名称		
雄激素受体		
别名		
AR, androgen receptor, AR, NR3C4, DHTR		
抗体货号	类型	克隆号
66747-1-Ig	小鼠单克隆抗体	1F7C12

已被专业病理公司采购作为原料


◆ Arginase-1



66129-1-Ig 用人肝脏组织免疫组化检测结果

中文名称		
精氨酸酶 1		
别名		
Arginase 1, ARG1, liver Arginase		
抗体货号	类型	克隆号
66129-1-Ig	小鼠单克隆抗体	5D6D12


◆ ARID1A



83733-3-RR 用人胃癌组织免疫组化检测结果

中文名称		
含 ARID 结构域蛋白 1A		
别名		
ARID domain-containing protein 1A, BAF250A, BAF250, B120, AT-rich interactive domain-containing protein 1A		
抗体货号	类型	克隆号
83733-3-RR	重组兔单克隆抗体	240690F1


◆ Bax



60267-1-Ig 用人结肠癌组织免疫组化检测结果

中文名称		
凋亡调节因子 BAX1		
别名		
Bcl-2-like protein 4, Bcl2-L-4, Apoptosis regulator BAX		
抗体货号	类型	克隆号
60267-1-Ig	小鼠单克隆抗体	4G5E8

◆ BCL-2




60178-1-Ig 用人扁桃体炎组织免疫组化检测结果

中文名称		
凋亡调节因子 BCL-2		
别名		
B-cell CLL/lymphoma 2, Apoptosis regulator Bcl-2		
抗体货号	类型	克隆号
60178-1-Ig	小鼠单克隆抗体	4H8C6

已被专业病理公司采购作为原料


◆ BCL-6



66340-1-Ig 用人扁桃体炎组织免疫组化检测结果

中文名称		
B 细胞淋巴瘤蛋白 6		
别名		
BCL-6, B-cell lymphoma 5 protein, BCL-5, Protein LAZ-3, Zinc finger and BTB domain-containing protein 27, Zinc finger protein 51		
抗体货号	类型	克隆号
66340-1-Ig	小鼠单克隆抗体	1E6B1


◆ BCL-6



81754-1-RR 用人扁桃体炎组织免疫组化检测结果

中文名称		
B 细胞淋巴瘤蛋白 6		
别名		
BCL-6, B-cell lymphoma 5 protein, BCL-5, Protein LAZ-3, Zinc finger and BTB domain-containing protein 27, Zinc finger protein 51		
抗体货号	类型	克隆号
81754-1-RR	重组兔单克隆抗体	3K6


◆ Bob.1



66659-1-Ig 用人扁桃体炎组织免疫组化检测结果

中文名称		
B 细胞 OCT 结合蛋白 1		
别名		
POU2AF1, BOB1, OBF1, POU domain class 2-associating factor 1, B-cell-specific coactivator OBF-1, BOB-1, OCA-B, OCT-binding factor 1		
抗体货号	类型	克隆号
66659-1-Ig	小鼠单克隆抗体	3C5A7


◆ Brdu



66241-1-Ig 用 BrdU 灌胃小鼠（左）和正常小鼠（右）脾脏组织免疫组化检测结果

中文名称		
5- 溴 -2- 脱氧尿嘧啶核苷		
别名		
5-bromo-2-deoxyuridine, Bromodeoxyuridine		
抗体货号	类型	克隆号
66241-1-Ig	小鼠单克隆抗体	1B10E12

◆ Cadherin 17




60351-1-Ig 用人结肠组织免疫组化检测结果

中文名称		
钙黏附蛋白 17		
别名		
CDH17, Intestinal peptide-associated transporter HPT-1, Liver-intestine cadherin, LI-cadherin		
抗体货号	类型	克隆号
60351-1-Ig	小鼠单克隆抗体	3B10A9

已被专业病理公司采购作为原料


◆ Cadherin 17



83793-5-RR 用人结肠组织免疫组化检测结果

中文名称		
钙黏附蛋白 17		
别名		
CDH17, Intestinal peptide-associated transporter HPT-1, Liver-intestine cadherin, LI-cadherin		
抗体货号	类型	克隆号
83793-5-RR	重组兔单克隆抗体	240681B11

◆ Caldesmon




66693-1-Ig 用人结肠组织免疫组化检测结果

中文名称		
钙调素结合蛋白		
别名		
Caldesmon, CDM, CALD1		
抗体货号	类型	克隆号
66693-1-Ig	小鼠单克隆抗体	1E1C11

已被专业病理公司采购作为原料

◆ Calretinin




66496-1-Ig 用人阑尾炎组织免疫组化检测结果

中文名称		
钙网膜蛋白		
别名		
Calretinin, CR, 29 kDa calbindin		
抗体货号	类型	克隆号
66496-1-Ig	小鼠单克隆抗体	2D7A9

已被专业病理公司采购作为原料


◆ Cathepsin D



66534-1-Ig 用人肝癌组织免疫组化检测结果

中文名称		
组织蛋白酶 D		
别名		
CTSD, Cathepsin D, CPD		
抗体货号	类型	克隆号
66534-1-Ig	小鼠单克隆抗体	2F6F7

◆ Caveolin-1




66067-1-Ig 用人卵巢癌组织免疫组化检测结果

中文名称		
窖蛋白 -1(小窝蛋白 -1)		
别名		
Caveolin-1,CAV1, CAV		
抗体货号	类型	克隆号
66067-1-Ig	小鼠单克隆抗体	6C2B2

已被专业病理公司采购作为原料

◆ CD3




81324-1-RR 用人扁桃体炎组织免疫组化检测结果

中文名称		
CD3 (T 细胞表面糖蛋白 CD3 epsilon 链)		
别名		
CD3, T-cell surface glycoprotein CD3 epsilon chain, T-cell surface antigen T3/Leu-4 epsilon chain, CD3e		
抗体货号	类型	克隆号
81324-1-RR	重组兔单克隆抗体	4I19

已被专业病理公司采购作为原料


◆ CD3



60181-1-Ig 用人扁桃体炎组织免疫组化检测结果

中文名称		
CD3 (T 细胞表面糖蛋白 CD3 epsilon 链)		
别名		
CD3, T-cell surface glycoprotein CD3 epsilon chain, T-cell surface antigen T3/Leu-4 epsilon chain, CD3e		
抗体货号	类型	克隆号
60181-1-Ig	小鼠单克隆抗体	3F3A1

◆ CD5




83543-7-RR 用人扁桃体炎组织免疫组化检测结果

中文名称		
CD5 (T 细胞表面糖蛋白 CD5)		
别名		
T-cell surface glycoprotein CD5, Lymphocyte antigen T1/Leu-1, CD5		
抗体货号	类型	克隆号
83543-7-RR	重组兔单克隆抗体	240428G2

已被专业病理公司采购作为原料


◆ CD6



84508-5-RR 用人扁桃体炎组织免疫组化检测结果

中文名称		
CD6 (T 细胞分化抗原 CD6)		
别名		
T-cell differentiation antigen CD6, T12, TP120, CD6		
抗体货号	类型	克隆号
84508-5-RR	重组兔单克隆抗体	241965D11

◆ CD7




60209-2-Ig 用人扁桃体炎组织免疫组化检测结果

中文名称		
CD7 (T 细胞抗原 CD7)		
别名		
T-cell antigen CD7, GP40, T-cell leukemia antigen, T-cell surface antigen Leu-9, TP41, CD7		
抗体货号	类型	克隆号
60209-2-Ig	小鼠单克隆抗体	2A4E6

已被专业病理公司采购作为原料

◆ CD8




66868-1-Ig 用人扁桃体炎组织免疫组化检测结果

中文名称		
CD8 (T 细胞表面糖蛋白 CD8 α 链)		
别名		
T-cell surface glycoprotein CD8 alpha chain, T-lymphocyte differentiation antigen T8/Leu-2, CD8a, MAL		
抗体货号	类型	克隆号
66868-1-Ig	小鼠单克隆抗体	1G2B10

已被专业病理公司采购作为原料


◆ CD9



60232-1-Ig 用人卵巢癌组织免疫组化检测结果

中文名称		
CD9 (CD9 抗原)		
别名		
CD9 antigen, 5H9 antigen, Cell growth-inhibiting gene 2 protein, Leukocyte antigen MIC3, Motility-related protein, MRP-1, Tetraspanin-29, Tspan-29, p24, GIG2		
抗体货号	类型	克隆号
60232-1-Ig	小鼠单克隆抗体	4H7B9


◆ CD9



84142-1-RR 用人卵巢癌组织免疫组化检测结果

中文名称		
CD9 (CD9 抗原)		
别名		
CD9 antigen, 5H9 antigen, Cell growth-inhibiting gene 2 protein, Leukocyte antigen MIC3, Motility-related protein, MRP-1, Tetraspanin-29, Tspan-29, p24, GIG2		
抗体货号	类型	克隆号
84142-1-RR	重组兔单克隆抗体	240830A8


◆ CD10



60034-3-Ig 用人肾组织免疫组化检测结果

中文名称		
CD10 (脑啡肽酶)		
别名		
MME, CD10, Nephrylsin, EC:3.4.24.11, Atriopeptidase, Common acute lymphocytic leukemia antigen, CALLA, Enkephalinase, Neutral endopeptidase 24.11, NEP, Neutral endopeptidase, Skin fibroblast elastase, SFE		
抗体货号	类型	克隆号
60034-3-Ig	小鼠单克隆抗体	4B9D9

◆ CD11c




60258-1-Ig 用人扁桃体炎组织免疫组化检测结果

中文名称		
CD11c (整合素 αX)		
别名		
Integrin alpha-X, CD11 antigen-like family member C, Leu M5, Leukocyte adhesion glycoprotein p150,95 alpha chain, Leukocyte adhesion receptor p150,95, CD11c		
抗体货号	类型	克隆号
60258-1-Ig	小鼠单克隆抗体	2F1C10

已被专业病理公司采购作为原料

◆ CD11c




81853-1-RR 用人扁桃体炎组织免疫组化检测结果

中文名称		
CD11c (整合素 αX)		
别名		
Integrin alpha-X, CD11 antigen-like family member C, Leu M5, Leukocyte adhesion glycoprotein p150,95 alpha chain, Leukocyte adhesion receptor p150,95, CD11c		
抗体货号	类型	克隆号
81853-1-RR	重组单克隆抗体	5017

已被专业病理公司采购作为原料

◆ CD13




66211-1-Ig 用人肾脏组织免疫组化检测结果

中文名称		
CD13 (氨肽酶 N)		
别名		
ANPEP, Aminopeptidase N, AP-N, hAPN, EC:3.4.11.2, Alanyl aminopeptidase, Aminopeptidase M, AP-M, Microsomal aminopeptidase, Myeloid plasma membrane glycoprotein CD13, gp150, CD13		
抗体货号	类型	克隆号
66211-1-Ig	小鼠单克隆抗体	2D8D11

已被专业病理公司采购作为原料

◆ CD14




60253-1-Ig 用人扁桃体炎组织免疫组化检测结果

中文名称		
CD14 (单核细胞分化抗原 CD14)		
别名		
CD14, Monocyte differentiation antigen CD14, My23 antigen, Myeloid cell-specific leucine-rich glycoprotein, Monocyte differentiation antigen CD14, membrane-bound form		
抗体货号	类型	克隆号
60253-1-Ig	小鼠单克隆抗体	2C1D9

已被专业病理公司采购作为原料


◆ CD16



66779-1-Ig 用人扁桃体炎组织免疫组化检测结果

中文名称		
CD16 (低亲和力免疫球蛋白 Gamma FC 受体)		
别名		
Low affinity immunoglobulin gamma Fc region receptor III-A, IgG Fc receptor III-A, CD16-II, CD16a antigen, Fc-gamma RIII-alpha, Fc-gamma RIII, Fc-gamma RIIIa, FcRIII, FcRIIIa, FcgammaRIIIA, FcR-10, IgG Fc receptor III-2, CD16a		
抗体货号	类型	克隆号
66779-1-Ig	小鼠单克隆抗体	1E12E11


◆ CD19



66298-1-Ig 用人扁桃体炎组织免疫组化检测结果

中文名称		
CD19 (B 淋巴细胞抗原 CD19)		
别名		
B-lymphocyte antigen CD19, B-lymphocyte surface antigen B4, Differentiation antigen CD19, T-cell surface antigen Leu-12, CD19, CDC2L6		
抗体货号	类型	克隆号
66298-1-Ig	小鼠单克隆抗体	1C10A1

◆ CD20




60271-1-Ig 用人阑尾炎组织免疫组化检测结果

中文名称		
CD20 (B 淋巴细胞抗原 CD20)		
别名		
B-lymphocyte antigen CD20, B-lymphocyte surface antigen B1, Bp35, Leukocyte surface antigen Leu-16, Membrane-spanning 4-domains subfamily A member 1, CD20, MS4A1		
抗体货号	类型	克隆号
60271-1-Ig	小鼠单克隆抗体	4A7G3

已被专业病理公司采购作为原料

◆ CD22




66103-1-Ig 用人扁桃体炎组织免疫组化检测结果

中文名称		
CD22 (B 细胞受体 CD22)		
别名		
B-cell receptor CD22, B-lymphocyte cell adhesion molecule, BL-CAM, Sialic acid-binding Ig-like lectin 2, Siglec-2, T-cell surface antigen Leu-14, CD22, SIGLEC2		
抗体货号	类型	克隆号
66103-1-Ig	小鼠单克隆抗体	7A2F1

已被专业病理公司采购作为原料

◆ CD23




60208-2-Ig 用人淋巴瘤组织免疫组化检测结果

中文名称		
CD23 (低亲和力免疫球蛋白 Epsilon Fc 受体)		
别名		
CD23,FCER2, Low affinity immunoglobulin epsilon Fc receptor, BLAST-2, C-type lectin domain family 4 member J, Fc-epsilon-RII, Immunoglobulin E-binding factor, Lymphocyte IgE receptor, CD23, low affinity immunoglobulin epsilon Fc receptor soluble form, CD23A, CLEC4J, FCE2, IGEBF		
抗体货号	类型	克隆号
60208-2-Ig	小鼠单克隆抗体	4C7C9

已被专业病理公司采购作为原料

◆ CD23




84024-2-RR 用人扁桃体炎组织免疫组化检测结果

中文名称		
CD23 (低亲和力免疫球蛋白 Epsilon Fc 受体)		
别名		
CD23,FCER2, Low affinity immunoglobulin epsilon Fc receptor, BLAST-2, C-type lectin domain family 4 member J, Fc-epsilon-RII, Immunoglobulin E-binding factor, Lymphocyte IgE receptor, CD23, low affinity immunoglobulin epsilon Fc receptor soluble form, CD23A, CLEC4J, FCE2, IGEBF		
抗体货号	类型	克隆号
84024-2-RR	重组兔单克隆抗体	241269B10

已被专业病理公司采购作为原料


◆ CD27



66308-1-Ig 用人扁桃体炎组织免疫组化检测结果

中文名称		
CD27 (T 细胞激活抗原 CD27)		
别名		
CD27 antigen, CD27L receptor, T-cell activation antigen CD27, T14, Tumor necrosis factor receptor superfamily member 7, Tumor necrosis factor receptor superfamily member 7, TNFRSF7		
抗体货号	类型	克隆号
66308-1-Ig	小鼠单克隆抗体	1C1G3

◆ CD31




66065-2-Ig 用人扁桃体炎组织免疫组化检测结果

中文名称		
CD31（血小板内皮细胞粘附分子）		
别名		
Platelet endothelial cell adhesion molecule, PECAM-1, EndoCAM, GPIIA, PECA1, CD31		
抗体货号	类型	克隆号
66065-2-Ig	小鼠单克隆抗体	3F8E2

已被专业病理公司采购作为原料

◆ CD34




60180-2-Ig 用人扁桃体炎组织免疫组化检测结果

中文名称		
CD34（造血祖细胞抗原 CD34）		
别名		
CD34, Hematopoietic progenitor cell antigen CD34		
抗体货号	类型	克隆号
60180-2-Ig	小鼠单克隆抗体	4F11H3

已被专业病理公司采购作为原料


◆ CD34



84242-5-RR 用人扁桃体炎组织免疫组化检测结果

中文名称		
CD34（造血祖细胞抗原 CD34）		
别名		
CD34, Hematopoietic progenitor cell antigen CD34		
抗体货号	类型	克隆号
84242-5-RR	重组兔单克隆抗体	242069F8


◆ CD35



68033-1-Ig 用人扁桃体炎组织免疫组化检测结果

中文名称		
CD35（补体受体1型）		
别名		
CR1, Complement receptor type 1, C3b/C4b receptor, CD35		
抗体货号	类型	克隆号
68033-1-Ig	小鼠单克隆抗体	1B8E6


◆ CD38



84070-6-RR 用人扁桃体炎组织免疫组化检测结果

中文名称		
CD38（ADP-核糖基环化酶 / 环ADP-核糖水解酶1）		
别名		
CD38, ADP-ribosyl cyclase/cyclic ADP-ribose hydrolase 1, EC:3.2.2.-, EC:3.2.2.6, 2'-phospho-ADP-ribosyl cyclase, 2'-phospho-ADP-ribosyl cyclase/2'-phospho-cyclic-ADP-ribose transferase, EC:2.4.99.20, 2'-phospho-cyclic-ADP-ribose transferase, ADP-ribosyl cyclase 1, ADPRC 1, Cyclic ADP-ribose hydrolase 1, cADPR hydrolase 1, T10		
抗体货号	类型	克隆号
84070-6-RR	重组兔单克隆抗体	241246D5


◆ CD42b



67857-1-Ig 用人胎盘组织免疫组化检测结果

中文名称		
CD42b（血小板糖蛋白Ib α链）		
别名		
Platelet glycoprotein Ib alpha chain, GP-Ib alpha, GPIb-alpha, GPIbA, GP1BA, Glycoprotein Ibalpha, Antigen CD42b-alpha, CD42b, Glycocalicin		
抗体货号	类型	克隆号
67857-1-Ig	小鼠单克隆抗体	3G1F5

◆ CD43




66224-1-Ig 用人扁桃体炎组织免疫组化检测结果

中文名称		
CD43（白细胞唾液酸蛋白）		
别名		
SPN, CD43, Leukosialin, GPL115, Galactoglycoprotein, GALGP, Leukocyte sialoglycoprotein, Sialophorin, CD43-ct, CD43ct		
抗体货号	类型	克隆号
66224-1-Ig	小鼠单克隆抗体	2A11D6

已被专业病理公司采购作为原料

◆ CD44




60224-1-Ig 用人肺癌组织免疫组化检测结果

中文名称		
CD44		
别名		
CD44 antigen, Extracellular matrix receptor III, ECMR-III, GP90 lymphocyte homing/adhesion receptor, HUTCH-I, Hermes antigen, Hyaluronate receptor, Phagocytic glycoprotein 1, PGP-1, Phagocytic glycoprotein I, PGP-I		
抗体货号	类型	克隆号
60224-1-Ig	小鼠单克隆抗体	6F4H2

已被专业病理公司采购作为原料

◆ CD45




80297-1-RR 用人扁桃体炎组织免疫组化检测结果

中文名称		
CD45（受体型蛋白酪氨酸磷酸酶 C）		
别名		
CD45, PTPRC, Receptor-type tyrosine-protein phosphatase C, EC:3.1.3.48, Leukocyte common antigen, L-CA, T200		
抗体货号	类型	克隆号
80297-1-RR	重组单克隆抗体	6019

已被专业病理公司采购作为原料

◆ CD45




60287-1-Ig 用人扁桃体炎组织免疫组化检测结果

中文名称		
CD45（受体型蛋白酪氨酸磷酸酶 C）		
别名		
CD45, PTPRC, Receptor-type tyrosine-protein phosphatase C, EC:3.1.3.48, Leukocyte common antigen, L-CA, T200		
抗体货号	类型	克隆号
60287-1-Ig	小鼠单克隆抗体	4E9B2

已被专业病理公司采购作为原料

◆ CD45RA




65226-1-Ig 用人扁桃体炎组织免疫组化检测结果

中文名称		
CD45RO（受体型蛋白酪氨酸磷酸酶 C RA 异构体）		
别名		
CD45RA		
抗体货号	类型	克隆号
65226-1-Ig	小鼠单克隆抗体	F8-11-13

已被专业病理公司采购作为原料

◆ CD45RO




65150-1-Ig 用人扁桃体炎组织免疫组化检测结果

中文名称		
CD45RA（受体型蛋白酪氨酸磷酸酶 C RO 异构体）		
别名		
CD45RO		
抗体货号	类型	克隆号
65150-1-Ig	小鼠单克隆抗体	UCHL1

已被专业病理公司采购作为原料

◆ CD56




60238-1-Ig 用人结肠组织免疫组化检测结果

中文名称		
CD56（神经细胞粘附分子-1）		
别名		
Neural cell adhesion molecule 1, N-CAM-1, NCAM-1, CD56		
抗体货号	类型	克隆号
60238-1-Ig	小鼠单克隆抗体	1E8C9

已被专业病理公司采购作为原料

◆ CD62P




83947-5-RR 用人扁桃体炎组织免疫组化检测结果

中文名称		
CD62P（P-选择素）		
别名		
SELP, P selectin, CD62 antigen-like family member P, Granule membrane protein 140, GMP-140, Leukocyte-endothelial cell adhesion molecule 3, LECAM3, Platelet activation dependent granule-external membrane protein, PADGEM, CD62P		
抗体货号	类型	克隆号
83947-5-RR	重组兔单克隆抗体	240766D3

已被专业病理公司采购作为原料


◆ CD63



84507-4-RR 用人扁桃体炎组织免疫组化检测结果

中文名称		
CD63（CD63 抗原）		
别名		
CD63 antigen, CD63		
抗体货号	类型	克隆号
84507-4-RR	重组兔单克隆抗体	241964H1

◆ CD68




66231-2-Ig 用人扁桃体炎组织免疫组化检测结果

中文名称		
CD68（巨噬唾液酸蛋白）		
别名		
CD68, Macrosialin, Gp110		
抗体货号	类型	克隆号
66231-2-Ig	小鼠单克隆抗体	3A9A7

已被专业病理公司采购作为原料


◆ CD68



84596-4-RR 用人扁桃体炎组织免疫组化检测结果

中文名称		
CD68（巨噬唾液酸蛋白）		
别名		
CD68, Macrosialin, Gp110		
抗体货号	类型	克隆号
84596-4-RR	重组兔单克隆抗体	241810B3

◆ CD71




66180-1-Ig 用人胎盘组织免疫组化检测结果

中文名称		
CD71（转铁蛋白受体1）		
别名		
TFRC, Transferrin receptor protein 1, TR, TfR, TfR1, Trfr, T9, p90, CD71,		
抗体货号	类型	克隆号
66180-1-Ig	小鼠单克隆抗体	3C11F11

已被专业病理公司采购作为原料

◆ CD79a



84236-4-RR 用人扁桃体炎组织免疫组化检测结果

中文名称		
CD79a (B 细胞抗原受体复合物相关蛋白 α 链)		
别名		
B-cell antigen receptor complex-associated protein alpha chain, Ig-alpha, MB-1 membrane glycoprotein, Membrane-bound immunoglobulin-associated protein, Surface IgM-associated protein, CD79a		
抗体货号	类型	克隆号
84236-4-RR	重组兔单克隆抗体	241299F1

已被专业病理公司采购作为原料


◆ CD99



84580-4-RR 用人扁桃体炎组织免疫组化检测结果

中文名称		
CD99 (CD99 抗原)		
别名		
CD99, CD99 antigen, 12E7, E2 antigen, Protein MIC2, T-cell surface glycoprotein E2, CD99 MIC2, MIC2X, MIC2Y		
抗体货号	类型	克隆号
84580-4-RR	重组兔单克隆抗体	241737H1

◆ CD105




67075-1-Ig 用人肝癌组织免疫组化检测结果

中文名称		
CD105 (内皮糖蛋白)		
别名		
Endoglin, ENG, CD105		
抗体货号	类型	克隆号
67075-1-Ig	小鼠单克隆抗体	2D5E8

已被专业病理公司采购作为原料


◆ CD105



82993-6-RR 用人卵巢癌组织免疫组化检测结果

中文名称		
CD105 (内皮糖蛋白)		
别名		
Endoglin, ENG, CD105		
抗体货号	类型	克隆号
82993-6-RR	重组兔单克隆抗体	241196G9


◆ CD106



66294-1-Ig 用人扁桃体炎组织免疫组化检测结果

中文名称		
CD106 (细管细胞粘附蛋白 -1)		
别名		
VCAM1, V-CAM 1, VCAM-1, Vascular cell adhesion protein 1, INCAM-100, CD106,		
抗体货号	类型	克隆号
66294-1-Ig	小鼠单克隆抗体	1B12F12


◆ CD106



84249-4-RR 用人扁桃体炎组织免疫组化检测结果

中文名称		
CD106 (细管细胞粘附蛋白 -1)		
别名		
VCAM1, V-CAM 1, VCAM-1, Vascular cell adhesion protein 1, INCAM-100, CD106,		
抗体货号	类型	克隆号
84249-4-RR	重组兔单克隆抗体	241284B2

◆ CD138




67155-1-Ig 用人扁桃体炎组织免疫组化检测结果

中文名称		
CD138（黏结蛋白聚糖 1）		
别名		
SDC1, Syndecan-1, SYND1, CD138		
抗体货号	类型	克隆号
67155-1-Ig	小鼠单克隆抗体	4F3A8

已被专业病理公司采购作为原料

◆ CD141




83416-4-RR 用人胎盘组织免疫组化检测结果

中文名称		
血栓调节蛋白（CD141）		
别名		
THBD, THRM TRBM, Thrombomodulin, TM, Fetomodulin, CD141		
抗体货号	类型	克隆号
83416-4-RR	重组兔单克隆抗体	240365D1

已被专业病理公司采购作为原料


◆ CD141



67831-1-Ig 用人扁桃体炎组织免疫组化检测结果

中文名称		
血栓调节蛋白（CD141）		
别名		
THBD, THRM TRBM, Thrombomodulin, TM, Fetomodulin, CD141		
抗体货号	类型	克隆号
67831-1-Ig	小鼠单克隆抗体	5A4C5


◆ CD146



66153-1-Ig 用人直肠癌组织免疫组化检测结果

中文名称		
CD146 (细胞表面糖蛋白 MUC18)		
别名		
Cell surface glycoprotein MUC18, Cell surface glycoprotein P1H12, Melanoma cell adhesion molecule, Melanoma-associated antigen A32, Melanoma-associated antigen MUC18, S-endo 1 endothelial-associated antigen, CD146, MCAM		
抗体货号	类型	克隆号
66153-1-Ig	小鼠单克隆抗体	4D8A9

◆ CD163




68218-1-Ig 用人肝脏组织免疫组化检测结果

中文名称		
CD163 (富含半胱氨酸清道夫受体 1 型 M130)		
别名		
Scavenger receptor cysteine-rich type 1 protein M130, Hemoglobin scavenger receptor, CD163		
抗体货号	类型	克隆号
68218-1-Ig	小鼠单克隆抗体	2G7A5

已被专业病理公司采购作为原料


◆ CDX2



82659-1-RR 用人结肠癌组织免疫组化检测结果

中文名称		
同源异型框蛋白 CDX-2		
别名		
Homeobox protein CDX-2, CDX-3, Caudal-type homeobox protein 2		
抗体货号	类型	克隆号
82659-1-RR	重组兔单克隆抗体	3J1

◆ CEA




68377-1-Ig 用人结肠癌组织免疫组化检测结果

中文名称		
癌胚抗原		
别名		
Carcinoembryonic antigen, CEA, Cell adhesion molecule CEACAM5, Carcinoembryonic antigen, Carcinoembryonic antigen-related cell adhesion molecule 5, CEA cell adhesion molecule 5, Meconium antigen 100, CD66e		
抗体货号	类型	克隆号
68377-1-Ig	小鼠单克隆抗体	2B8H6

已被专业病理公司采购作为原料


◆ CEACAM6



84982-1-RR 用人结肠癌组织免疫组化检测结果

中文名称		
细胞粘附分子 CEACAM6		
别名		
NCA, CD66c, Cell adhesion molecule CEACAM6, Carcinoembryonic antigen-related cell adhesion molecule 6, CEA cell adhesion molecule 6, Non-specific crossreacting antigen, Normal cross-reacting antigen, CD66c		
抗体货号	类型	克隆号
84982-1-RR	重组兔单克隆抗体	241997F7

◆ CK5




66727-1-Ig 用人食管癌组织免疫组化检测结果

中文名称		
细胞角蛋白 5		
别名		
KRT5, Keratin, type II cytoskeletal 5, 58 kDa cytokeratin, Cytokeratin-5, CK-5, Keratin-5, K5, Type-II keratin Kb5		
抗体货号	类型	克隆号
66727-1-Ig	小鼠单克隆抗体	1A1C5

已被专业病理公司采购作为原料


◆ CK5/6



68295-1-Ig 用人食管癌组织免疫组化检测结果

中文名称		
细胞角蛋白 5/6		
别名		
KRT5/6, Keratin 5/6		
抗体货号	类型	克隆号
68295-1-Ig	小鼠单克隆抗体	1F9E1


◆ CK6



68294-1-Ig 用人食管癌组织免疫组化检测结果

中文名称		
细胞角蛋白 6		
别名		
KRT6, Keratin, type II cuticular Hb6, Hair keratin K2.11, Keratin-86, K86, Type II hair keratin Hb6, Type-II keratin Kb26		
抗体货号	类型	克隆号
68294-1-Ig	小鼠单克隆抗体	1G1D7

◆ CK7




68296-1-Ig 用人肺癌组织免疫组化检测结果

中文名称		
细胞角蛋白 7		
别名		
KRT7, Keratin, type II cytoskeletal 7, Cytokeratin-7, CK-7, Keratin-7, K7, Sarcolectin, Type-II keratin Kb7		
抗体货号	类型	克隆号
68296-1-Ig	小鼠单克隆抗体	3G2H1

已被专业病理公司采购作为原料

◆ CK13




83058-1-RR 用人宫颈鳞癌组织免疫组化检测结果

中文名称		
细胞角蛋白 13		
别名		
Keratin, type I cytoskeletal 13, Cytokeratin-13, CK-13, Keratin-13, K13, KRT13		
抗体货号	类型	克隆号
83058-1-RR	重组兔单克隆抗体	230366B10

已被专业病理公司采购作为原料

◆ CK13




66684-1-Ig 用人宫颈鳞癌组织免疫组化检测结果

中文名称		
细胞角蛋白 13		
别名		
Keratin, type I cytoskeletal 13, Cytokeratin-13, CK-13, Keratin-13, K13, KRT13		
抗体货号	类型	克隆号
66684-1-Ig	小鼠单克隆抗体	1E10G2

已被专业病理公司采购作为原料

◆ CK14




60320-1-Ig 用人皮肤癌组织免疫组化检测结果

中文名称		
细胞角蛋白 14		
别名		
Keratin, type I cytoskeletal 14, Cytokeratin-14, CK-14, Keratin-14, K14, KRT14		
抗体货号	类型	克隆号
60320-1-Ig	小鼠单克隆抗体	2G1E2

已被专业病理公司采购作为原料

◆ CK14




82824-1-RR 用人食管癌组织免疫组化检测结果

中文名称		
细胞角蛋白 14		
别名		
Keratin, type I cytoskeletal 14, Cytokeratin-14, CK-14, Keratin-14, K14 , KRT14		
抗体货号	类型	克隆号
82824-1-RR	重组兔单克隆抗体	1L19

已被专业病理公司采购作为原料

◆ CK16




66802-1-Ig 用人扁桃体炎组织免疫组化检测结果

中文名称		
细胞角蛋白 16		
别名		
Keratin, type I cytoskeletal 16, Cytokeratin-16, CK-16, Keratin-16, K16, KRT16		
抗体货号	类型	克隆号
66802-1-Ig	小鼠单克隆抗体	2H4D8

已被专业病理公司采购作为原料


◆ CK17



84978-1-RR 用人皮肤癌组织免疫组化检测结果

中文名称		
细胞角蛋白 17		
别名		
Keratin, type I cytoskeletal 17, Cytokeratin-17, CK-17, Keratin-17, K17, KRT17		
抗体货号	类型	克隆号
84978-1-RR	重组兔单克隆抗体	242240A8

◆ CK18




66187-1-Ig 用人肝脏组织免疫组化检测结果

中文名称		
细胞角蛋白 18		
别名		
Cytokeratin 8/18, CK18, Keratin, type I cytoskeletal 18, Cell proliferation-inducing gene 46 protein, Cytokeratin-18, CK-18, Keratin-18, K18		
抗体货号	类型	克隆号
66187-1-Ig	小鼠单克隆抗体	1G11C4

已被专业病理公司采购作为原料


◆ CK18



82817-5-RR 用人肝脏组织免疫组化检测结果

中文名称		
细胞角蛋白 18		
别名		
Cytokeratin 8/18, CK18, Keratin, type I cytoskeletal 18, Cell proliferation-inducing gene 46 protein, Cytokeratin-18, CK-18, Keratin-18, K18		
抗体货号	类型	克隆号
82817-5-RR	重组兔单克隆抗体	4F2

◆ CK19




60187-1-Ig 用人食管癌组织免疫组化检测结果

中文名称		
细胞角蛋白 19		
别名		
KRT19, Keratin, type I cytoskeletal 19, Cytokeratin-19, CK-19, Keratin-19, K19		
抗体货号	类型	克隆号
60187-1-Ig	小鼠单克隆抗体	3G1E4

已被专业病理公司采购作为原料

◆ CK20




82428-1-RR 用人结肠癌组织免疫组化检测结果

中文名称		
细胞角蛋白 20		
别名		
KRT20, Keratin, type I cytoskeletal 20, Cytokeratin-20, CK-20, Keratin-20, K20, Protein IT		
抗体货号	类型	克隆号
82428-1-RR	重组兔单克隆抗体	2H10

已被专业病理公司采购作为原料

◆ CK20




60183-1-Ig 用人结肠癌组织免疫组化检测结果

中文名称		
细胞角蛋白 20		
别名		
KRT20, Keratin, type I cytoskeletal 20, Cytokeratin-20, CK-20, Keratin-20, K20, Protein IT		
抗体货号	类型	克隆号
60183-1-Ig	小鼠单克隆抗体	4D10A4

已被专业病理公司采购作为原料


◆ CLDN18



66167-1-Ig 用人胰腺癌组织免疫组化检测结果

中文名称		
紧密连接蛋白 18		
别名		
CLDN18, Claudin-18		
抗体货号	类型	克隆号
66167-1-Ig	小鼠单克隆抗体	5G7F2

◆ Collagen Type I



67288-1-Ig 用人结肠癌组织免疫组化检测结果

中文名称		
I 型胶原		
别名		
Collagen alpha-1(I) chain, Alpha-1 type I collagen, COL1A1		
抗体货号	类型	克隆号
67288-1-Ig	小鼠单克隆抗体	1E9A7


◆ Connexin 43



80543-1-RR 用小鼠心脏组织免疫组化检测结果（人鼠同源性高）

中文名称		
连接蛋白 43		
别名		
Gap junction alpha-1 protein, Connexin-43, Cx43, Gap junction 43 kDa heart protein, GJA1, GJAL		
抗体货号	类型	克隆号
80543-1-RR	重组兔单克隆抗体	306

◆ CTNNB1




66379-1-Ig 用人卵巢癌组织免疫组化检测结果

中文名称		
β 连环蛋白		
别名		
Catenin beta-1, Beta-catenin		
抗体货号	类型	克隆号
66379-1-Ig	小鼠单克隆抗体	1B8A1

已被专业病理公司采购作为原料


◆ CTNNB1



80488-1-RR 用人结肠癌组织免疫组化检测结果

中文名称		
β 连环蛋白		
别名		
Catenin beta-1, Beta-catenin		
抗体货号	类型	克隆号
80488-1-RR	重组兔单克隆抗体	2J24

◆ DES




67793-1-Ig 用人直肠癌组织免疫组化检测结果

中文名称		
结蛋白		
别名		
Desmin		
抗体货号	类型	克隆号
67793-1-Ig	小鼠单克隆抗体	2B1A11

已被专业病理公司采购作为原料


◆ DYS1



66735-1-Ig 用人结肠癌组织免疫组化检测结果

中文名称		
肌营养不良蛋白 1		
别名		
DAG1, Dystroglycan, DYS1, Dystroglycan 1, Dystroglycan, Dystrophin-associated glycoprotein 1		
抗体货号	类型	克隆号
66735-1-Ig	小鼠单克隆抗体	2B1G12


◆ DYS2



67078-1-Ig 用小鼠骨骼肌组织免疫组化检测结果（人鼠同源性高）

中文名称		
肌营养不良蛋白 2		
别名		
DAG2, SGCA, ADL, Alpha-sarcoglycan, Alpha-SG, 50 kDa dystrophin-associated glycoprotein, 50DAG, Adhalin, Dystroglycan-2		
抗体货号	类型	克隆号
67078-1-Ig	小鼠单克隆抗体	2B10H7

◆ Dystrophin




68120-1-Ig 用小鼠骨骼肌组织免疫组化检测结果（人鼠同源性高）

中文名称		
肌萎缩蛋白		
别名		
DMD, Dystrophin		
抗体货号	类型	克隆号
68120-1-Ig	小鼠单克隆抗体	1G12E6

已被专业病理公司采购作为原料

◆ E-cadherin




60335-1-Ig 用人乳腺癌组织免疫组化检测结果

中文名称		
E- 钙黏附蛋白		
别名		
ECAD, Cadherin-1, CAM 120/80, Epithelial cadherin, E-cadherin, Uvomorulin,UVO, CD324		
抗体货号	类型	克隆号
60335-1-Ig	小鼠单克隆抗体	6B11F11

已被专业病理公司采购作为原料


◆ E-cadherin



83991-4-RR 用人结肠癌组织免疫组化检测结果

中文名称		
E- 钙黏附蛋白		
别名		
ECAD, Cadherin-1, CAM 120/80, Epithelial cadherin, E-cadherin, Uvomorulin,UVO, CD324		
抗体货号	类型	克隆号
83991-4-RR	重组兔单克隆抗体	241098G6


◆ EGFR



66455-1-Ig 用人胎盘组织免疫组化检测结果

中文名称		
表皮生长因子受体		
别名		
ERBB1, HER1, Epidermal growth factor receptor, EC:2.7.10.1, Proto-oncogene c-ErbB-1, Receptor tyrosine-protein kinase erbB-1		
抗体货号	类型	克隆号
66455-1-Ig	小鼠单克隆抗体	2A2H10

◆ EpCAM




66316-1-Ig 用人结肠组织免疫组化检测结果

中文名称		
上皮细胞粘附分子		
别名		
ESA, MOC-31,Ep-CAM, Epithelial cell adhesion molecule, Adenocarcinoma-associated antigen, Cell surface glycoprotein Trop-1, Epithelial cell surface antigen, Epithelial glycoprotein, EGP, Epithelial glycoprotein 314, EGP314, hEGP314, KS 1/4 antigen, KSA, Major gastrointestinal tumor-associated protein GA733-2, Tumor-associated calcium signal transducer 1, CD326		
抗体货号	类型	克隆号
66316-1-Ig	小鼠单克隆抗体	2A2D5

已被专业病理公司采购作为原料


◆ EpCAM



84073-6-RR 用人卵巢癌组织免疫组化检测结果

中文名称		
上皮细胞粘附分子		
别名		
ESA, MOC-31,Ep-CAM, Epithelial cell adhesion molecule, Adenocarcinoma-associated antigen, Cell surface glycoprotein Trop-1, Epithelial cell surface antigen, Epithelial glycoprotein, EGP, Epithelial glycoprotein 314, EGP314, hEGP314, KS 1/4 antigen, KSA, Major gastrointestinal tumor-associated protein GA733-2, Tumor-associated calcium signal transducer 1, CD326		
抗体货号	类型	克隆号
84073-6-RR	重组兔单克隆抗体	241243B10


◆ Fascin



66321-1-Ig 用人扁桃体炎组织免疫组化检测结果

中文名称		
聚束蛋白		
别名		
FSCN2, Fascin-2, Retinal fascin		
抗体货号	类型	克隆号
66321-1-Ig	小鼠单克隆抗体	1B5G3


◆ FH



68162-1-Ig 用人胎盘组织免疫组化检测结果

中文名称		
延胡索酸水合酶		
别名		
Fumarate hydratase, mitochondrial, Fumarase, HsFH, EC:4.2.1.2		
抗体货号	类型	克隆号
68162-1-Ig	小鼠单克隆抗体	1A9C8


◆ Fibronectin



66042-1-Ig 用人结肠癌组织免疫组化检测结果

中文名称		
纤维连接蛋白		
别名		
FN1, FN, Fibronectin, Cold-insoluble globulin, CIG		
抗体货号	类型	克隆号
66042-1-Ig	小鼠单克隆抗体	1G10F9


◆ FOXK2



83735-6-RR 用人胃癌组织免疫组化检测结果

中文名称		
叉头框蛋白 K2		
别名		
FOXK2, ILF, ILF1, Forkhead box protein K2, G/T-mismatch specific binding protein, nGTBP, Interleukin enhancer-binding factor 1		
抗体货号	类型	克隆号
83735-6-RR	重组兔单克隆抗体	240692H4


◆ FOXP3



68803-2-Ig 用人扁桃体炎组织免疫组化检测结果

中文名称		
叉头框蛋白 P3		
别名		
IPEX, JM2, Forkhead box protein P3, Scurfin,		
抗体货号	类型	克隆号
68803-2-Ig	小鼠单克隆抗体	2A1E7

◆ Galectin-3




82024-1-RR 用人结肠癌组织免疫组化检测结果

中文名称		
半乳糖凝集素 3		
别名		
LGALS3BP, M2BP, Galectin-3-binding protein, Basement membrane autoantigen p105, Lectin galactoside-binding soluble 3-binding protein, Mac-2-binding protein, MAC2BP, Mac-2 BP, Tumor-associated antigen 90K		
抗体货号	类型	克隆号
82024-1-RR	重组兔单克隆抗体	4M10

已被专业病理公司采购作为原料


◆ Galectin-3



60207-1-Ig 用人结肠组织免疫组化检测结果

中文名称		
半乳糖凝集素 3		
别名		
LGALS3BP, M2BP, Galectin-3-binding protein, Basement membrane autoantigen p105, Lectin galactoside-binding soluble 3-binding protein, Mac-2-binding protein, MAC2BP, Mac-2 BP, Tumor-associated antigen 90K		
抗体货号	类型	克隆号
60207-1-Ig	小鼠单克隆抗体	1C1B2

◆ GATA3




66400-1-Ig 用人乳腺癌组织免疫组化检测结果

中文名称		
GATA 结合蛋白 3		
别名		
Trans-acting T-cell-specific transcription factor GATA-3, GATA-binding factor 3		
抗体货号	类型	克隆号
66400-1-Ig	小鼠单克隆抗体	1B11A8

已被专业病理公司采购作为原料

◆ GFAP




60190-1-Ig 用大鼠大脑组织免疫组化检测结果（人和大鼠同源性高）

中文名称		
胶质纤维酸性蛋白		
别名		
Glial fibrillary acidic protein, GFAP		
抗体货号	类型	克隆号
60190-1-Ig	小鼠单克隆抗体	4B2E10

已被专业病理公司采购作为原料

◆ GFAP




81063-1-RR 用大鼠大脑组织免疫组化检测结果（人和大鼠同源性高）

中文名称		
胶质纤维酸性蛋白		
别名		
Glial fibrillary acidic protein, GFAP		
抗体货号	类型	克隆号
81063-1-RR	重组兔单克隆抗体	4C6

已被专业病理公司采购作为原料


◆ GH



82813-2-RR 用人胎盘组织免疫组化检测结果

中文名称		
生长激素		
别名		
GH1, Somatotropin, Growth hormone, GH, GH-N, Growth hormone 1, Pituitary growth hormone		
抗体货号	类型	克隆号
82813-2-RR	重组兔单克隆抗体	4G8

◆ Glucagon




67286-1-Ig 用人胰腺组织免疫组化检测结果

中文名称		
胰高血糖素		
别名		
GCG, Pro-glucagon, Cleaved into: Glicentin, Glicentin-related polypeptide, GRPP, Oxyntomodulin, OXM, OXY, Glucagon, Glucagon-like peptide 1, GLP-1, Incretin hormone, Glucagon-like peptide 1(7-37), GLP-1(7-37), Glucagon-like peptide 1(7-36), GLP-1(7-36), Glucagon-like peptide 2, GLP-2		
抗体货号	类型	克隆号
67286-1-Ig	小鼠单克隆抗体	2A8G1

已被专业病理公司采购作为原料


◆ GLUT1



66290-1-Ig 用人结肠癌组织免疫组化检测结果

中文名称		
葡萄糖转运蛋白 1		
别名		
SLC2A1, Solute carrier family 2, facilitated glucose transporter member 1, Glucose transporter type 1, erythrocyte/brain, GLUT-1, HepG2 glucose transporter		
抗体货号	类型	克隆号
66290-1-Ig	小鼠单克隆抗体	2A5A2

◆ Glycophorin A




66778-1-Ig 用人胎盘组织免疫组化检测结果

中文名称		
血型糖蛋白 A		
别名		
CD235a, GYPA, Glycophorin-A, MN sialoglycoprotein, PAS-2, Sialoglycoprotein alpha, MNS, PGA		
抗体货号	类型	克隆号
66778-1-Ig	小鼠单克隆抗体	2B12G10

已被专业病理公司采购作为原料

◆ GS/Glutamine Synthetase




66323-2-Ig 用人肝癌组织免疫组化检测结果

中文名称		
谷氨酰胺合成酶		
别名		
Glutamine Synthetase, GLUL, GLNS, Glutamine synthetase, GS, EC:6.3.1.2, Glutamate--ammonia ligase, Palmitoyltransferase GLUL, EC:2.3.1.225		
抗体货号	类型	克隆号
66323-2-Ig	小鼠单克隆抗体	1B6G4

已被专业病理公司采购作为原料


◆ GST-π



66715-1-Ig 用人肾脏组织免疫组化检测结果

中文名称		
谷胱甘肽 S- 转移酶 P		
别名		
GSTP1,FAEES3, GST3, Glutathione S-transferase P, EC:2.5.1.18, GST class-pi, GSTP1-1		
抗体货号	类型	克隆号
66715-1-Ig	小鼠单克隆抗体	2D4A6


◆ HCG



60334-1-Ig 用人胎盘组织免疫组化检测结果

中文名称		
人绒毛膜促性腺激素		
别名		
CGB3, CGB, CGB5, CGB8, Human chorionic gonadotropin, Choriogonadotropin subunit beta 3, Choriogonadotropin subunit beta, CG-beta, Chorionic gonadotropin chain beta		
抗体货号	类型	克隆号
60334-1-Ig	小鼠单克隆抗体	2D6B8


◆ HE4



66557-1-Ig 用人卵巢癌组织免疫组化检测结果

中文名称		
附睾蛋白 4		
别名		
WAP four-disulfide core domain protein 2, Epididymal secretory protein E4, Major epididymis-specific protein E4, Putative protease inhibitor WAP5, WFDC2, HE4, WAP5		
抗体货号	类型	克隆号
66557-1-Ig	小鼠单克隆抗体	5B2D9

◆ HER2




60311-1-Ig 用人乳腺癌组织免疫组化检测结果

中文名称		
人表皮生长因子受体 2		
别名		
HER2 , ERBB2, Receptor tyrosine-protein kinase erbB-2, EC:2.7.10.1, Proto-oncogene c-ErbB-2, p185erbB2, CD340		
抗体货号	类型	克隆号
60311-1-Ig	小鼠单克隆抗体	1B12A7

已被专业病理公司采购作为原料

◆ HLA-DR




68543-1-Ig 用人扁桃体炎组织免疫组化检测结果

中文名称		
人类白细胞抗原 DR		
别名		
HLA-DRA, HLA class II histocompatibility antigen, DR alpha chain, MHC class II antigen DRA		
抗体货号	类型	克隆号
68543-1-Ig	小鼠单克隆抗体	3D6E8

已被专业病理公司采购作为原料


◆ HPL



84361-2-RR 用人胎盘组织免疫组化检测结果

中文名称		
人胎盘泌乳素		
别名		
CSH2, Chorionic somatomammotropin hormone 2, Choriomammotropin, Lactogen, Placental lactogen, PL		
抗体货号	类型	克隆号
84361-2-RR	重组兔单克隆抗体	241625E1

◆ HSA




66051-1-Ig 用人肝癌组织免疫组化检测结果

中文名称		
白蛋白		
别名		
ALB, Albumin		
抗体货号	类型	克隆号
66051-1-Ig	小鼠单克隆抗体	4A1C11

已被专业病理公司采购作为原料


◆ HSP27



66767-1-Ig 用人肝脏组织免疫组化检测结果

中文名称		
热休克蛋白 27		
别名		
HSPB1, HSP27, HSP28, Heat shock protein beta-1, HspB1, 28 kDa heat shock protein, Estrogen-regulated 24 kDa protein, Heat shock 27 kDa protein, HSP 27, Heat shock protein family B member 1, Stress-responsive protein 27, SRP27		
抗体货号	类型	克隆号
66767-1-Ig	小鼠单克隆抗体	3E7A1


◆ HSP70



66183-1-Ig 用人乳腺癌组织免疫组化检测结果

中文名称		
热休克蛋白 70		
别名		
HSPBP1, HSPBP, PP1845,Hsp70-binding protein 1, HspBP1, Heat shock protein-binding protein 1, Hsp70-binding protein 2, HspBP2, Hsp70-interacting protein 1, Hsp70-interacting protein 2		
抗体货号	类型	克隆号
66183-1-Ig	小鼠单克隆抗体	4E7E5


◆ HSP70



80735-1-RR 用人肺鳞癌组织免疫组化检测结果

中文名称		
热休克蛋白 70		
别名		
HSPBP1, HSPBP, PP1845,Hsp70-binding protein 1, HspBP1, Heat shock protein-binding protein 1, Hsp70-binding protein 2, HspBP2, Hsp70-interacting protein 1, Hsp70-interacting protein 2		
抗体货号	类型	克隆号
80735-1-RR	重组兔单克隆抗体	4E10

◆ IDH1




66197-1-Ig 用人胶质瘤组织免疫组化检测结果

中文名称		
异柠檬酸脱氢酶 1		
别名		
IDH-1, PICD, Isocitrate dehydrogenase [NADP] cytoplasmic, IDH, IDH1, EC:1.1.1.42, Cytosolic NADP-isocitrate dehydrogenase, IDPc, NADP(+)-specific ICDH, Oxalosuccinate decarboxylase		
抗体货号	类型	克隆号
66197-1-Ig	小鼠单克隆抗体	2A6A2

已被专业病理公司采购作为原料


◆ IDO1



84063-3-RR 用人扁桃体炎组织免疫组化检测结果

中文名称		
吲哚胺 2,3- 双加氧酶 1		
别名		
IDO1, IDO, INDO, Indoleamine 2,3-dioxygenase 1, IDO-1, EC:1.13.11.52, Indoleamine-pyrrole 2,3-dioxygenase		
抗体货号	类型	克隆号
84063-3-RR	重组兔单克隆抗体	241110F2


◆ IgA



60099-1-Ig 用人扁桃体炎组织免疫组化检测结果

中文名称		
免疫球蛋白 A		
别名		
IGHA, Immunoglobulin heavy constant alpha 1, Ig alpha-1 chain C region, Ig alpha-1 chain C region BUR, Ig alpha-1 chain C region TRO		
抗体货号	类型	克隆号
60099-1-Ig	小鼠单克隆抗体	3A5A5


◆ IgD



67538-1-Ig 用人扁桃体炎组织免疫组化检测结果

中文名称		
免疫球蛋白 D		
别名		
IGHD, Immunoglobulin heavy constant delta, Ig delta chain C region, Ig delta chain C region NIG-65, Ig delta chain C region WAH		
抗体货号	类型	克隆号
67538-1-Ig	小鼠单克隆抗体	1D1B12


◆ IgG



67760-1-Ig 用人扁桃体炎组织免疫组化检测结果

中文名称		
免疫球蛋白 G		
别名		
Immunoglobulin gamma		
抗体货号	类型	克隆号
67760-1-Ig	小鼠单克隆抗体	1C6B4


◆ IgG4



66408-1-Ig 用人扁桃体炎组织免疫组化检测结果

中文名称		
免疫球蛋白 G4		
别名		
IGHG4, Immunoglobulin heavy constant gamma 4, Ig gamma-4 chain C region		
抗体货号	类型	克隆号
66408-1-Ig	小鼠单克隆抗体	1A1A2

◆ IgM




66484-1-Ig 用人扁桃体炎组织免疫组化检测结果

中文名称		
免疫球蛋白 M		
别名		
Immunoglobulin M, Immunoglobulin heavy constant mu, Ig mu chain C region, Ig mu chain C region BOT, Ig mu chain C region GAL, Ig mu chain C region OU		
抗体货号	类型	克隆号
66484-1-Ig	小鼠单克隆抗体	2D10B10

已被专业病理公司采购作为原料


◆ IgK



67761-1-Ig 用人扁桃体炎组织免疫组化检测结果

中文名称		
κ 轻链		
别名		
Immunoglobulin Kappa, Kappa light chain		
抗体货号	类型	克隆号
67761-1-Ig	小鼠单克隆抗体	4D11F7


◆ IgL



67762-1-Ig 用人扁桃体炎组织免疫组化检测结果

中文名称		
λ 轻链		
别名		
Immunoglobulin Lambda, Lambda light chain		
抗体货号	类型	克隆号
67762-1-Ig	小鼠单克隆抗体	1D12B5

◆ Insulin




66198-1-Ig 用人胰腺组织免疫组化检测结果

中文名称		
胰岛素		
别名		
INS, Insulin		
抗体货号	类型	克隆号
66198-1-Ig	小鼠单克隆抗体	4B6A7

已被专业病理公司采购作为原料

◆ Ki-67




84192-4-RR 用人扁桃体炎组织免疫组化检测结果

中文名称		
Ki-67 (增殖标志蛋白 Ki-67)		
别名		
MKI67, Proliferation marker protein Ki-67, Antigen identified by monoclonal antibody Ki-67, Antigen KI-67, Antigen Ki67		
抗体货号	类型	克隆号
84192-4-RR	重组兔单克隆抗体	241499E7

已被专业病理公司采购作为原料


◆ K-Ras



60309-1-Ig 用人卵巢癌组织免疫组化检测结果

中文名称		
鸟苷三磷酸酶 KRas		
别名		
KRAS, GTPase KRas, EC:3.6.5.2, K-Ras 2, Ki-Ras, c-K-ras, c-Ki-ras,		
抗体货号	类型	克隆号
60309-1-Ig	小鼠单克隆抗体	4H4G7

◆ L1CAM




67115-1-Ig 用人结肠组织免疫组化检测结果

中文名称		
L1 细胞粘附因子 (神经细胞粘附分子 L1)		
别名		
L1CAM, CAML1, MIC5, Neural cell adhesion molecule L1, N-CAM-L1, NCAM-L1, CD171		
抗体货号	类型	克隆号
67115-1-Ig	小鼠单克隆抗体	3H7B9

已被专业病理公司采购作为原料


◆ Langerin



67788-1-Ig 用人皮肤癌组织免疫组化检测结果

中文名称		
胰岛蛋白（已建议 NMPA 改为朗格素）		
别名		
CD207,CLEC4K, C-type lectin domain family 4 member K, Langerin		
抗体货号	类型	克隆号
67788-1-Ig	小鼠单克隆抗体	1H3A1


◆ Mammaglobin



66237-1-Ig 用人乳腺癌组织免疫组化检测结果

中文名称		
乳腺珠蛋白		
别名		
Mammaglobin, SCGB2A2, MAMGLO, MGB1, UGB2, Mammaglobin-A, Mammaglobin-1, Secretoglobin family 2A member 2		
抗体货号	类型	克隆号
66237-1-Ig	小鼠单克隆抗体	2E5D4


◆ MCM2



66204-1-Ig 用人扁桃体炎组织免疫组化检测结果

中文名称		
微小染色体维持蛋白 2		
别名		
MCM2, BM28, CCNL1, CDCL1, KIAA0030,DNA replication licensing factor MCM2, EC:3.6.4.12, Minichromosome maintenance protein 2 homolog, Nuclear protein BM28		
抗体货号	类型	克隆号
66204-1-Ig	小鼠单克隆抗体	1F4D10


◆ MCM2



84511-5-RR 用人宫颈鳞癌组织免疫组化检测结果

中文名称		
微小染色体维持蛋白 2		
别名		
MCM2, BM28, CCNL1, CDCL1, KIAA0030, DNA replication licensing factor MCM2, EC:3.6.4.12, Minichromosome maintenance protein 2 homolog, Nuclear protein BM28		
抗体货号	类型	克隆号
84511-5-RR	重组兔单克隆抗体	241968F7

◆ Melan-A




60348-1-Ig 用人恶性黑色素瘤组织免疫组化检测结果

中文名称		
T 细胞识别黑色素瘤抗原 1		
别名		
MART1, MLANA, MLA, Melanoma, Melanoma antigen recognized by T-cells 1, MART-1, Antigen LB39-AA, Antigen SK29-AA, Protein Melan-A		
抗体货号	类型	克隆号
60348-1-Ig	小鼠单克隆抗体	4F10D6

已被专业病理公司采购作为原料


◆ MLH1



60822-2-Ig 用人扁桃体炎组织免疫组化检测结果

中文名称		
DNA 错配修复蛋白 MLH1		
别名		
MLH1, COCA2, DNA mismatch repair protein Mlh1, MutL protein homolog 1		
抗体货号	类型	克隆号
60822-2-Ig	小鼠单克隆抗体	2D5A2


◆ MPO



81610-1-RR 用人肝脏组织免疫组化检测结果

中文名称		
髓过氧化物酶		
别名		
Myeloperoxidase, MPO, EC:1.11.2.2,		
抗体货号	类型	克隆号
81610-1-RR	重组兔单克隆抗体	3J17


◆ MPO



66177-1-Ig 用人肝脏组织免疫组化检测结果

中文名称		
髓过氧化物酶		
别名		
Myeloperoxidase, MPO, EC:1.11.2.2,		
抗体货号	类型	克隆号
66177-1-Ig	小鼠单克隆抗体	4C11F6

◆ MSH2




82775-1-RR 用人结肠组织免疫组化检测结果

中文名称		
DNA 错配修复蛋白 MSH2		
别名		
MSH2,DNA mismatch repair protein Msh2, hMSH2, MutS protein homolog 2		
抗体货号	类型	克隆号
82775-1-RR	重组兔单克隆抗体	604

已被专业病理公司采购作为原料


◆ MSH2



60161-2-Ig 用人扁桃体炎组织免疫组化检测结果

中文名称		
DNA 错配修复蛋白 MSH2		
别名		
MSH2,DNA mismatch repair protein Msh2, hMSH2, MutS protein homolog 2		
抗体货号	类型	克隆号
60161-2-Ig	小鼠单克隆抗体	2E4A7


◆ MSH6



66172-2-Ig 用人扁桃体炎组织免疫组化检测结果

中文名称		
DNA 错配修复蛋白 MSH6		
别名		
MSH6, GTBP, DNA mismatch repair protein Msh6, hMSH6, G/T mismatch-binding protein, GTBP, GTMBP, MutS protein homolog 6, MutS-alpha 160 kDa subunit, p160		
抗体货号	类型	克隆号
66172-2-Ig	小鼠单克隆抗体	5B5A7


◆ MTDH



68592-1-Ig 用人直肠癌组织免疫组化检测结果

中文名称		
易粘蛋白		
别名		
MTDH, AEG1, LYRIC,Protein LYRIC, 3D3/LYRIC, Astrocyte elevated gene-1 protein, AEG-1, Lysine-rich CEACAM1 co-isolated protein, Metadherin, Metastasis adhesion protein		
抗体货号	类型	克隆号
68592-1-Ig	小鼠单克隆抗体	1D8C2


◆ MUC1



60749-1-Ig 用人直肠癌组织免疫组化检测结果

中文名称		
黏蛋白 -1/ 上皮细胞膜抗原 (EMA)		
别名		
Mucin-1, MUC-1, Breast carcinoma-associated antigen DF3, Cancer antigen 15-3, CA 15-3, Carcinoma-associated mucin, Episialin, H23AG, Krebs von den Lungen-6, KL-6, PEMT, Peanut-reactive urinary mucin, PUM, Polymorphic epithelial mucin, PEM, Tumor-associated epithelial membrane antigen, EMA, Tumor-associated mucin, CD227, MUC1-NT, MUC1-alpha, Mucin-1 subunit beta, MUC1-beta, MUC1-CT		
抗体货号	类型	克隆号
60749-1-Ig	小鼠单克隆抗体	1D5D11


◆ MUC1



83311-4-RR 用人直肠癌组织免疫组化检测结果

中文名称		
黏蛋白 -1/ 上皮细胞膜抗原 (EMA)		
别名		
Mucin-1, MUC-1, Breast carcinoma-associated antigen DF3, Cancer antigen 15-3, CA 15-3, Carcinoma-associated mucin, Episialin, H23AG, Krebs von den Lungen-6, KL-6, PEMT, Peanut-reactive urinary mucin, PUM, Polymorphic epithelial mucin, PEM, Tumor-associated epithelial membrane antigen, EMA, Tumor-associated mucin, CD227, MUC1-NT, MUC1-alpha, Mucin-1 subunit beta, MUC1-beta, MUC1-CT		
抗体货号	类型	克隆号
83311-4-RR	重组兔单克隆抗体	240190G10


◆ MYH1



67299-1-Ig 用大鼠骨髓肌组织免疫组化检测结果 (人和大鼠同源性高)

中文名称		
肌球蛋白重链		
别名		
Myosin-1, Myosin heavy chain 1, Myosin heavy chain 2x, MyHC-2x, Myosin heavy chain IIx/d, MyHC-IIx/d, Myosin heavy chain, skeletal muscle, adult 1		
抗体货号	类型	克隆号
67299-1-Ig	小鼠单克隆抗体	1G10H9


◆ MYH11



60222-1-Ig 用人结肠组织免疫组化检测结果

中文名称		
平滑肌肌球蛋白		
别名		
Myosin-11, Myosin heavy chain 11, Myosin heavy chain, smooth muscle isoform, SMMHC, MYH11, KIAA0866		
抗体货号	类型	克隆号
60222-1-Ig	小鼠单克隆抗体	5C6D3


◆ MYL2



60229-1-Ig 用人心脏组织免疫组化检测结果

中文名称		
肌球蛋白轻链 2		
别名		
MLC2, Myosin regulatory light chain 2, ventricular/cardiac muscle isoform, MLC-2, MLC-2v, Cardiac myosin light chain 2, Myosin light chain 2, slow skeletal/ventricular muscle isoform, MLC-2s/v, Ventricular myosin light chain 2		
抗体货号	类型	克隆号
60229-1-Ig	小鼠单克隆抗体	5A1F1

◆ Napsin A




60259-2-Ig 用人肾脏组织免疫组化检测结果

中文名称		
天冬氨酸蛋白酶		
别名		
Napsin A, NAPSA, NAP1, NAPA, Napsin-A, EC:3.4.23.-, Aspartyl protease 4, ASP4, Asp 4, Napsin-1, TA01/TA02		
抗体货号	类型	克隆号
60259-2-Ig	小鼠单克隆抗体	1H7F2

已被专业病理公司采购作为原料

◆ N-cadherin




66219-1-Ig 用人恶性黑色素瘤组织免疫组化检测结果

中文名称		
N- 钙黏附蛋白		
别名		
CDH2, CDHN, NCAD, Cadherin-2, CDw325, Neural cadherin, N-cadherin, CD325		
抗体货号	类型	克隆号
66219-1-Ig	小鼠单克隆抗体	1D8B3

已被专业病理公司采购作为原料


◆ N-cadherin



82968-1-RR 用人卵巢癌组织免疫组化检测结果

中文名称		
N- 钙黏附蛋白		
别名		
CDH2, CDHN, NCAD, Cadherin-2, CDw325, Neural cadherin, N-cadherin, CD325		
抗体货号	类型	克隆号
82968-1-RR	重组兔单克隆抗体	230259H5

◆ NeuN




66836-1-Ig 用人大脑组织免疫组化检测结果

中文名称		
神经核抗原		
别名		
RBFOX3, RNA binding protein fox-1 homolog 3, Fox-1 homolog C, Neuronal nuclei antigen, NeuN antigen		
抗体货号	类型	克隆号
66836-1-Ig	小鼠单克隆抗体	3A4C1

已被专业病理公司采购作为原料


◆ NF-H



60331-1-Ig 用大鼠大脑组织免疫组化检测结果（人和大鼠同源性高）

中文名称		
神经丝蛋白重肽		
别名		
NEFH, KIAA0845, NFH, Neurofilament heavy polypeptide, NF-H, 200 kDa neurofilament protein, Neurofilament triplet H protein		
抗体货号	类型	克隆号
60331-1-Ig	小鼠单克隆抗体	1A3C7


◆ NF-L



60189-1-Ig 用大鼠大脑组织免疫组化检测结果（人和大鼠同源性高）

中文名称		
神经丝蛋白轻肽		
别名		
NEFL, NF68, NFL, Neurofilament light polypeptide, NF-L, 68 kDa neurofilament protein, Neurofilament triplet L protein		
抗体货号	类型	克隆号
60189-1-Ig	小鼠单克隆抗体	5C12G4


◆ NF-M



66396-1-Ig 用大鼠大脑组织免疫组化检测结果（人和大鼠同源性高）

中文名称		
神经丝蛋白中肽		
别名		
NEFM, NEF3, NFM, Neurofilament medium polypeptide, NF-M, 160 kDa neurofilament protein, Neurofilament 3, Neurofilament triplet M protein		
抗体货号	类型	克隆号
66396-1-Ig	小鼠单克隆抗体	2E3B12


◆ NF-κB/p50



66992-1-Ig 用人胃癌组织免疫组化检测结果

中文名称		
核因子 NF-kappa-B p50 亚基		
别名		
NFKB1, Nuclear factor NF-kappa-B p50 subunit, DNA-binding factor KBF1, EBP-1, Nuclear factor of kappa light polypeptide gene enhancer in B-cells 1		
抗体货号	类型	克隆号
66992-1-Ig	小鼠单克隆抗体	2G1E3


◆ NSE



66150-1-Ig 用大鼠大脑组织免疫组化检测结果 (人和大鼠同源性高)

中文名称		
神经元特异性烯醇化酶 (NMPA 目录 11053 二级序号名称, 24330 不准确)		
别名		
ENO2, Gamma-enolase, EC:4.2.1.11, 2-phospho-D-glycerate hydro-lyase, Enolase 2, Neural enolase, Neuron-specific enolase, NSE		
抗体货号	类型	克隆号
66150-1-Ig	小鼠单克隆抗体	6F8G3


◆ P glycoprotein



67258-2-Ig 用人肝脏组织免疫组化检测结果

中文名称		
糖蛋白 P		
别名		
ABCB1, MDR1, PGY1, ATP-dependent translocase ABCB1, ATP-binding cassette sub-family B member 1, Multidrug resistance protein 1, EC:7.6.2.2, P-glycoprotein 1, Phospholipid transporter ABCB1, EC:7.6.2.1, CD243		
抗体货号	类型	克隆号
67258-2-Ig	小鼠单克隆抗体	1G6C2


◆ p120 Catenin



66208-1-Ig 用人乳腺癌组织免疫组化检测结果

中文名称		
p120 (p120 连环蛋白)		
别名		
CTNND1, KIAA0384, Catenin delta-1, Cadherin-associated Src substrate, CAS, p120 catenin, p120(ctn), p120(cas)		
抗体货号	类型	克隆号
66208-1-Ig	小鼠单克隆抗体	2F7H8


◆ P501S



60343-1-Ig 用人前列腺癌组织免疫组化检测结果

中文名称		
前列腺癌相关蛋白 P501S		
别名		
SLC45A3, Prostein, PCANAP6, PRST, Solute carrier family 45 member 3, Prostate cancer-associated protein 6		
抗体货号	类型	克隆号
60343-1-Ig	小鼠单克隆抗体	5E12E2

◆ p53




60283-2-Ig 用人卵巢癌组织免疫组化检测结果

中文名称		
p53 (细胞肿瘤抗原 p53)		
别名		
p53 protein, TP53, P53, Cellular tumor antigen p53, Antigen NY-CO-13, Phosphoprotein p53, Tumor suppressor p53		
抗体货号	类型	克隆号
60283-2-Ig	小鼠单克隆抗体	6C4B6

已被专业病理公司采购作为原料

◆ p63




60332-2-Ig 用人扁桃体炎组织免疫组化检测结果

中文名称		
p63 （细胞肿瘤抗原 p63）		
别名		
p63 protein, TP63, KET, P63, P73H, P73L, TP73L, Tumor protein 63, p63, Chronic ulcerative stomatitis protein, CUSP, Keratinocyte transcription factor KET, Transformation-related protein 63, TP63, Tumor protein p73-like, p73L, p40, p51		
抗体货号	类型	克隆号
60332-2-Ig	小鼠单克隆抗体	4D6G12

已被专业病理公司采购作为原料


◆ Pax-5



60349-1-Ig 用人扁桃体炎组织免疫组化检测结果

中文名称		
Pax-5 （配对盒蛋白 Pax-5）		
别名		
PAX5, BSAP, Paired box protein Pax-5, B-cell-specific transcription factor		
抗体货号	类型	克隆号
60349-1-Ig	小鼠单克隆抗体	2H2D6

◆ Pax-8




80756-1-RR 用人卵巢癌组织免疫组化检测结果

中文名称		
Pax-8 （配对盒蛋白 Pax-8）		
别名		
PAX8, Paired box protein Pax-8		
抗体货号	类型	克隆号
80756-1-RR	重组兔单克隆抗体	6B14

已被专业病理公司采购作为原料

◆ Pax-8




60145-4-Ig 用人卵巢癌组织免疫组化检测结果

中文名称		
Pax-8（配对盒蛋白 Pax-8）		
别名		
PAX8, Paired box protein Pax-8		
抗体货号	类型	克隆号
60145-4-Ig（与 PAX5 交叉反应）	小鼠单克隆抗体	4H7B3

已被专业病理公司采购作为原料


◆ PCNA



60097-1-Ig 用人胎盘组织免疫组化检测结果

中文名称		
增殖细胞核抗原		
别名		
Proliferating cell nuclear antigen, PCNA, Cyclin		
抗体货号	类型	克隆号
60097-1-Ig	小鼠单克隆抗体	10D10E11

◆ PD-1




66220-1-Ig 用人扁桃体炎组织免疫组化检测结果

中文名称		
PD-1（程序性细胞死亡蛋白1）		
别名		
PDCD1, PD1, Programmed cell death protein 1, Protein PD-1, hPD-1, CD279		
抗体货号	类型	克隆号
66220-1-Ig	小鼠单克隆抗体	4H4D1

已被专业病理公司采购作为原料


◆ PD-L1



66248-1-Ig 用人扁桃体炎组织免疫组化检测结果

中文名称		
PD-L1 (程序性细胞死亡 1 配体 1)		
别名		
CD274, B7H1, PDCD1L1, PDCD1LG1, PDL1, Programmed cell death 1 ligand 1, PD-L1, PDCD1 ligand 1, Programmed death ligand 1, hPD-L1, B7 homolog 1, B7-H1		
抗体货号	类型	克隆号
66248-1-Ig	小鼠单克隆抗体	2B11D11


◆ PD-L1



82719-15-RR 用人扁桃体炎组织免疫组化检测结果

中文名称		
PD-L1 (程序性细胞死亡 1 配体 1)		
别名		
CD274, B7H1, PDCD1L1, PDCD1LG1, PDL1, Programmed cell death 1 ligand 1, PD-L1, PDCD1 ligand 1, Programmed death ligand 1, hPD-L1, B7 homolog 1, B7-H1		
抗体货号	类型	克隆号
82719-15-RR	重组兔单克隆抗体	2H4


◆ PHH3



66863-1-Ig 用人乳腺癌组织免疫组化检测结果

中文名称		
磷酸化组蛋白 H3		
别名		
Phospho-Histone H3 (Ser10)		
抗体货号	类型	克隆号
66863-1-Ig	小鼠单克隆抗体	4C7G2

◆ PHOX2B




66254-1-Ig 用人神经母细胞瘤组织免疫组化检测结果（样本局限性未能展示此抗体最佳性能）

中文名称		
PHOX2B（配对中胚层同源异形框蛋白 2B）		
别名		
PHOX2B, PMX2B, Paired mesoderm homeobox protein 2B, Neuroblastoma Phox, NBPhox, PHOX2B homeodomain protein, Paired-like homeobox 2B		
抗体货号	类型	克隆号
66254-1-Ig	小鼠单克隆抗体	1F5F5

已被专业病理公司采购作为原料


◆ PLAP



60294-1-Ig 用人胎盘组织免疫组化检测结果

中文名称		
胎盘碱性磷酸酶		
别名		
PLAA, PLAP, Phospholipase A-2-activating protein, PLA2P, PLAP, Placental alkaline phosphatase		
抗体货号	类型	克隆号
60294-1-Ig	小鼠单克隆抗体	2B7C9


◆ Podocalyxin



68250-1-Ig 用人肾脏组织免疫组化检测结果

中文名称		
足萼糖蛋白		
别名		
TRA-1-60, PODXL, PCLP, PCLP1, Podocalyxin, GCTM-2 antigen, Gp200, Podocalyxin-like protein 1, PC, PCLP-1		
抗体货号	类型	克隆号
68250-1-Ig	小鼠单克隆抗体	4A3C7

◆ Podoplanin




67432-1-Ig 用人扁桃体炎组织免疫组化检测结果

中文名称		
平足蛋白		
别名		
PDPN, D240, Aggrus, Glycoprotein 36, Gp36, PA2.26 antigen, T1-alpha, T1A, PSEC0003, PSEC0025		
抗体货号	类型	克隆号
67432-1-Ig	小鼠单克隆抗体	1D9F3

已被专业病理公司采购作为原料


◆ PR



66300-1-Ig 用人乳腺癌组织免疫组化检测结果

中文名称		
孕激素受体（孕酮受体）		
别名		
PGR, NR3C3, Progesterone Receptor, Nuclear receptor subfamily 3 group C member 3		
抗体货号	类型	克隆号
66300-1-Ig	小鼠单克隆抗体	3D1D12


◆ PSA



60338-1-Ig 用人前列腺癌组织免疫组化检测结果

中文名称		
前列腺特异性抗原		
别名		
PSAP, KLK3, APS, Prostate-specific antigen, EC:3.4.21.77, Gamma-seminoprotein, Semin, Kallikrein-3, P-30 antigen, Semenogelase		
抗体货号	类型	克隆号
60338-1-Ig	小鼠单克隆抗体	4A1E2


◆ PSMA



66678-1-Ig 用人前列腺癌组织免疫组化检测结果

中文名称		
前列腺特异性膜抗原		
别名		
FOLH1, FOLH, NAALAD1, PSM, PSMA, GIG27, Glutamate carboxypeptidase 2, EC:3.4.17.21, Cell growth-inhibiting gene 27 protein, Folate hydrolase 1, Folylpoly-gamma-glutamate carboxypeptidase, FGCP, Glutamate carboxypeptidase II, GCPII, Membrane glutamate carboxypeptidase, mGCP, N-acetylated-alpha-linked acidic dipeptidase I, NAALADase I, Prostate-specific membrane antigen, PSM, PSMA, Pteroylpoly-gamma-glutamate carboxypeptidase		
抗体货号	类型	克隆号
66678-1-Ig	小鼠单克隆抗体	3G4E12


◆ PU.1



66618-2-Ig 用人扁桃体炎组织免疫组化检测结果

中文名称		
PU.1 (转录因子 PU.1)		
别名		
SPI1, Transcription factor PU.1, 31 kDa-transforming protein		
抗体货号	类型	克隆号
66618-2-Ig	小鼠单克隆抗体	2H3D3


◆ Rb/RB1



67521-1-Ig 用大鼠眼球组织免疫组化检测结果 (人和大鼠同源性高)

中文名称		
RB1 (视网膜母细胞瘤相关蛋白)		
别名		
RB1, Rb, Retinoblastoma-associated protein, p105-Rb, p110-RB1, pRb, Rb, pp110		
抗体货号	类型	克隆号
67521-1-Ig	小鼠单克隆抗体	1A2A6


◆ RRM1



60073-2-Ig 用人胰腺癌组织免疫组化检测结果

中文名称		
RRM1 (核糖核苷二磷酸还原酶大亚基)		
别名		
RR1, Ribonucleoside-diphosphate reductase large subunit, EC:1.17.4.1, Ribonucleoside-diphosphate reductase subunit M1, Ribonucleotide reductase large subunit		
抗体货号	类型	克隆号
60073-2-Ig	小鼠单克隆抗体	5H6F3

◆ S100




82271-8-RR 用人阑尾炎组织免疫组化检测结果

中文名称		
S100 (S100-B 蛋白)		
别名		
S100B, Protein S100-B, S-100 protein beta chain, S-100 protein subunit beta, S100 calcium-binding protein B		
抗体货号	类型	克隆号
82271-8-RR	重组兔单克隆抗体	1E2

已被专业病理公司采购作为原料


◆ S100



66616-1-Ig 用人大脑组织免疫组化检测结果

中文名称		
S100 (S100-B 蛋白)		
别名		
S100B, Protein S100-B, S-100 protein beta chain, S-100 protein subunit beta, S100 calcium-binding protein B		
抗体货号	类型	克隆号
66616-1-Ig	小鼠单克隆抗体	1G10F4

◆ S100A6




66098-1-Ig 用人胰腺癌组织免疫组化检测结果

中文名称		
S100A6 (S100-A6 蛋白)		
别名		
S100 alpha 6, CACY, Protein S100-A6, Calcyclin, Growth factor-inducible protein 2A9, MLN 4, Prolactin receptor-associated protein, PRA, S100 calcium-binding protein A6		
抗体货号	类型	克隆号
66098-1-Ig	小鼠单克隆抗体	3D11C8

已被专业病理公司采购作为原料

◆ S100A8




66853-1-Ig 用人肝癌组织免疫组化检测结果

中文名称		
髓样 / 组织细胞抗原 (S100-A8 蛋白)		
别名		
Calprotectin, MHA, Myeloid/Histiocyte Antigen, MAC387, S100A8, CAGA, CFAG, MRP8, Protein S100-A8, Calgranulin-A, Calprotectin L1L subunit, Cystic fibrosis antigen, CFAG, Leukocyte L1 complex light chain, Migration inhibitory factor-related protein 8, MRP-8, p8, S100 calcium-binding protein A8, Urinary stone protein band A		
抗体货号	类型	克隆号
66853-1-Ig	小鼠单克隆抗体	1G11C8

已被专业病理公司采购作为原料


◆ S100P



67485-1-Ig 用人胰腺癌组织免疫组化检测结果

中文名称		
S100P (S100-P 蛋白)		
别名		
S100P, S100E, Protein S100-P, Migration-inducing gene 9 protein, MIG9, Protein S100-E, S100 calcium-binding protein P		
抗体货号	类型	克隆号
67485-1-Ig	小鼠单克隆抗体	1G6C3


◆ SDHA



66588-1-Ig 用人肝脏组织免疫组化检测结果

中文名称		
琥珀酸脱氢酶 A 亚基		
别名		
SDHA, SDH2, SDHF, Succinate dehydrogenase [ubiquinone] flavoprotein subunit, mitochondrial, EC:1.3.5.1, Flavoprotein subunit of complex II, Fp, Malate dehydrogenase [quinone] flavoprotein subunit, EC:1.1.5.-		
抗体货号	类型	克隆号
66588-1-Ig	小鼠单克隆抗体	5E10G12


◆ SDHB



67600-1-Ig 用人胃癌组织免疫组化检测结果

中文名称		
琥珀酸脱氢酶 B 亚基		
别名		
SDHB, SDH, SDH1, Succinate dehydrogenase [ubiquinone] iron-sulfur subunit, mitochondrial, EC:1.3.5.1, Iron-sulfur subunit of complex II, Ip, Malate dehydrogenase [quinone] iron-sulfur subunit, EC:1.1.5.-		
抗体货号	类型	克隆号
67600-1-Ig	小鼠单克隆抗体	1A2A5


◆ SMARCA4/Brg1



83310-2-RR 用人胎盘组织免疫组化检测结果

中文名称		
转录激活因子 BRG1		
别名		
Brg1, BAF190A, SNF2B, SNF2L4, Transcription activator BRG1, EC:3.6.4.-, ATP-dependent helicase SMARCA4, BRG1-associated factor 190A, BAF190A, Mitotic growth and transcription activator, Protein BRG-1, Protein brahma homolog 1, SNF2-beta, SWI/SNF-related matrix-associated actin-dependent regulator of chromatin subfamily A member 4		
抗体货号	类型	克隆号
83310-2-RR	重组兔单克隆抗体	240172F4


◆ SNCA/Synuclein



66412-1-Ig 用人大脑组织免疫组化检测结果

中文名称		
α 突触核蛋白		
别名		
SNCA, NACP, PARK1, Alpha-synuclein, Non-A beta component of AD amyloid, Non-A4 component of amyloid precursor		
抗体货号	类型	克隆号
66412-1-Ig	小鼠单克隆抗体	1B10E9


◆ Somatostatin



84351-1-RR 用小鼠胰腺组织免疫组化检测结果 (人和小鼠同源性高)

中文名称		
生长抑素		
别名		
SST, Somatostatin, Growth hormone release-inhibiting factor, Cleaved into: Somatostatin-28, Somatostatin-14, SST-14, Neuronostatin, NST		
抗体货号	类型	克隆号
84351-1-RR	重组兔单克隆抗体	240816D9


◆ SOX-10



66786-1-Ig 用大鼠小脑组织免疫组化检测结果 (人和大鼠同源性高)

中文名称		
转录因子 SOX-10		
别名		
Transcription factor SOX-10		
抗体货号	类型	克隆号
66786-1-Ig	小鼠单克隆抗体	1D2C8


◆ SOX-2



66411-1-Ig 用人肺癌组织免疫组化检测结果

中文名称		
转录因子 SOX-2		
别名		
Transcription factor SOX-2		
抗体货号	类型	克隆号
66411-1-Ig	小鼠单克隆抗体	4B9B10


◆ STING



80165-1-RR 用人扁桃体炎组织免疫组化检测结果

中文名称		
干扰素基因刺激因子		
别名		
STING1, ERIS, MITA, STING, TMEM173, Stimulator of interferon genes protein, hSTING, Endoplasmic reticulum interferon stimulator, ERIS, Mediator of IRF3 activation, hMITA, Transmembrane protein 173		
抗体货号	类型	克隆号
80165-1-RR	重组单克隆抗体	7K7


◆ Survivin



66495-1-Ig 用人扁桃体炎组织免疫组化检测结果

中文名称		
存活素		
别名		
BIRC5, IAP4, API4, EPR 1, BIRC 5, Baculoviral IAP repeat-containing protein 5, Apoptosis inhibitor 4, Apoptosis inhibitor survivin		
抗体货号	类型	克隆号
66495-1-Ig	小鼠单克隆抗体	3B9H7


◆ SYP/Synaptophysin



67864-1-Ig 用人直肠癌组织免疫组化检测结果

中文名称		
突触素		
别名		
SYP, Synaptophysin, Major synaptic vesicle protein p38		
抗体货号	类型	克隆号
67864-1-Ig	小鼠单克隆抗体	4E12C4


◆ SYP/Synaptophysin



82900-1-RR 用小鼠大脑组织免疫组化检测结果

中文名称		
突触素		
别名		
SYP, Synaptophysin, Major synaptic vesicle protein p38		
抗体货号	类型	克隆号
82900-1-RR	重组兔单克隆抗体	2H14


◆ TACSTD2



68141-1-Ig 用人宫颈癌组织免疫组化检测结果

中文名称		
肿瘤相关钙信号转导子 2		
别名		
EGP 1, GA733, GA733 1, M1S1, TACSTD2, TROP2, Tumor-associated calcium signal transducer 2, Cell surface glycoprotein Trop-2, Membrane component chromosome 1 surface marker 1, Pancreatic carcinoma marker protein GA733-1		
抗体货号	类型	克隆号
68141-1-Ig	小鼠单克隆抗体	5A6B1


◆ Tau



66499-1-Ig 用人胶质瘤组织免疫组化检测结果

中文名称		
微管相关蛋白 Tau		
别名		
MAPT, MAPTL, MTBT1, Microtubule-associated protein tau, Neurofibrillary tangle protein, Paired helical filament-tau, PHF-tau		
抗体货号	类型	克隆号
66499-1-Ig	小鼠单克隆抗体	1E9A8

◆ THY




66766-1-Ig 用人结肠癌组织免疫组化检测结果

中文名称		
Thy-1 膜糖蛋白		
别名		
THY1, CD90, Thy-1 membrane glycoprotein, CDw90, Thy-1 antigen		
抗体货号	类型	克隆号
66766-1-Ig	小鼠单克隆抗体	2D7D11

已被专业病理公司采购作为原料


◆ Thymidylate Synthase/TS



66725-1-Ig 用人结肠癌组织免疫组化检测结果

中文名称		
胸苷酸合成酶		
别名		
TYMS, Thymidylate Synthase, TS, OK/SW-cl.29, Thymidylate synthase, TSase, EC:2.1.1.45		
抗体货号	类型	克隆号
66725-1-Ig	小鼠单克隆抗体	1F5B7

◆ Thyroglobulin/TG




60272-1-Ig 用人甲状腺癌组织免疫组化检测结果

中文名称		
甲状腺球蛋白		
别名		
Thyroglobulin		
抗体货号	类型	克隆号
60272-1-Ig	小鼠单克隆抗体	4D3C5

已被专业病理公司采购作为原料


◆ TIA-1



68486-1-Ig 用人尿路上皮细胞癌组织免疫组化检测结果

中文名称		
TIA-1 (胞毒颗粒相关 RNA 结合蛋白 TIA1)		
别名		
TIA1, Cytotoxic granule associated RNA binding protein TIA1, Nucleolysin TIA-1 isoform p40, RNA-binding protein TIA-1, T-cell-restricted intracellular antigen-1, TIA-1, p40-TIA-1		
抗体货号	类型	克隆号
68486-1-Ig	小鼠单克隆抗体	2C11F4

◆ TK1




67787-1-Ig 用人扁桃体炎组织免疫组化检测结果

中文名称		
胸苷激酶 1		
别名		
Thymidine kinase 1, Thymidine kinase, cytosolic, EC:2.7.1.21		
抗体货号	类型	克隆号
67787-1-Ig	小鼠单克隆抗体	1B1C2

已被专业病理公司采购作为原料


◆ TLE1



66216-1-Ig 用人扁桃体炎组织免疫组化检测结果

中文名称		
分裂蛋白 1 转导蛋白样增强子		
别名		
Transducin-like enhancer protein 1, E(Sp1) homolog, Enhancer of split groucho-like protein 1, ESG1		
抗体货号	类型	克隆号
66216-1-Ig	小鼠单克隆抗体	2F2H11


◆ TNNT2



68300-1-Ig 用大鼠心脏组织免疫组化检测结果（人和大鼠同源性高）

中文名称		
肌钙蛋白 -T		
别名		
cTnT, Troponin T cardiac muscle, TnTc, Cardiac muscle troponin T, cTnT		
抗体货号	类型	克隆号
68300-1-Ig	小鼠单克隆抗体	4E2D8


◆ Tryptase



66174-1-Ig 用人扁桃体炎组织免疫组化检测结果

中文名称		
类胰蛋白酶		
别名		
Tryptase, TPSAB1, TPS1, TPS2, TPSB1, Tryptase alpha/beta-1, Tryptase-1, EC:3.4.21.59, Tryptase I, Tryptase alpha-1		
抗体货号	类型	克隆号
66174-1-Ig	小鼠单克隆抗体	6A10G1


◆ TSH



66750-1-Ig 用人垂体组织免疫组化检测结果

中文名称		
促甲状腺激素		
别名		
Thyroid Stimulating Hormone, Thyrotropin subunit beta, Thyroid-stimulating hormone subunit beta, TSH-B, TSH-beta, Thyrotropin beta chain, Thyrotropin alfa		
抗体货号	类型	克隆号
66750-1-Ig	小鼠单克隆抗体	2G1H3

◆ TST




66018-1-Ig 用人肝癌组织免疫组化检测结果

中文名称		
硫代硫酸盐硫转移酶		
别名		
Thiosulfate sulfurtransferase, EC:2.8.1.1, Rhodanese		
抗体货号	类型	克隆号
66018-1-Ig	小鼠单克隆抗体	2A6C5

已被专业病理公司采购作为原料


◆ Ubiquitin



80992-1-RR 用人肺癌组织免疫组化检测结果

中文名称		
泛素		
别名		
UBB, Polyubiquitin-B		
抗体货号	类型	克隆号
80992-1-RR	重组兔单克隆抗体	6H6


◆ VEGF



66828-1-Ig 用人胰腺癌组织免疫组化检测结果

中文名称		
血管内皮生长因子		
别名		
VEGFA, Vascular endothelial growth factor A, long form, L-VEGF, Vascular permeability factor, VPF, Cleaved into: N-VEGF		
抗体货号	类型	克隆号
66828-1-Ig	小鼠单克隆抗体	2E2H9


◆ VEGFR2



83049-4-RR 用人扁桃体炎组织免疫组化检测结果

中文名称		
血管内皮生长因子受体 2		
别名		
KDR, FLK1, Vascular endothelial growth factor receptor 2, VEGFR-2, EC:2.7.10.1, Fetal liver kinase 1, FLK-1, Kinase insert domain receptor, KDR, Protein-tyrosine kinase receptor flk-1, CD309		
抗体货号	类型	克隆号
83049-4-RR	重组兔单克隆抗体	230238D7

◆ Villin




66096-1-Ig 用人结肠组织免疫组化检测结果

中文名称		
绒毛蛋白		
别名		
VIL1, VIL, Villin-1		
抗体货号	类型	克隆号
66096-1-Ig	小鼠单克隆抗体	2B7B9

已被专业病理公司采购作为原料

◆ Vimentin




80232-1-RR 用人卵巢癌组织免疫组化检测结果

中文名称		
波形蛋白		
别名		
VIM		
抗体货号	类型	克隆号
80232-1-RR	重组兔单克隆抗体	6K21

已被专业病理公司采购作为原料

◆ Vimentin




60330-1-Ig 用人乳腺癌组织免疫组化检测结果

中文名称		
波形蛋白		
别名		
VIM		
抗体货号	类型	克隆号
60330-1-Ig	小鼠单克隆抗体	3H9D1

已被专业病理公司采购作为原料


◆ VISTA



83919-4-RR 用人扁桃体炎组织免疫组化检测结果

中文名称		
含免疫球蛋白结构域 T 细胞激活抑制因子		
别名		
VSIR, C10orf54, SISP1, VISTA, PP2135, UNQ730/PRO1412, V-type immunoglobulin domain-containing suppressor of T-cell activation, Platelet receptor Gi24, Stress-induced secreted protein-1, Sisp-1, V-set domain-containing immunoregulatory receptor, V-set immunoregulatory receptor		
抗体货号	类型	克隆号
83919-4-RR	重组兔单克隆抗体	241003A4


◆ vWF



66682-1-Ig 用人前列腺癌组织免疫组化检测结果

中文名称		
血管性血友病因子		
别名		
von Willebrand factor, von Willebrand antigen 2		
抗体货号	类型	克隆号
66682-1-Ig	小鼠单克隆抗体	3F9F3


◆ vWF



83854-2-RR 用人卵巢癌组织免疫组化检测结果

中文名称		
血管性血友病因子		
别名		
von Willebrand factor, von Willebrand antigen 2		
抗体货号	类型	克隆号
83854-2-RR	重组兔单克隆抗体	240867D10


◆ ZAP-70



60200-1-Ig 用人扁桃体炎组织免疫组化检测结果

中文名称		
ζ- 相关蛋白 70		
别名		
ZAP70, SRK, Tyrosine-protein kinase ZAP-70, EC:2.7.10.2, 70 kDa zeta-chain associated protein, Syk-related tyrosine kinase		
抗体货号	类型	克隆号
60200-1-Ig	小鼠单克隆抗体	1A11G9

◆ β-tubulin-III




66375-1-Ig 用人小脑组织免疫组化检测结果

中文名称		
β- 微管蛋白 III		
别名		
TUBB3, Tubulin beta 3, Tubulin beta-3 chain, Tubulin beta-4 chain, Tubulin beta-III		
抗体货号	类型	克隆号
66375-1-Ig	小鼠单克隆抗体	1F8G10

已被专业病理公司采购作为原料

◆ γ-H2A.X



83307-2-RR 用未刺激（左）和 Calyculin A 刺激的 Jurkat 细胞切片免疫组化检测结果

中文名称		
磷酸化组蛋白 H2A.X		
别名		
γ-H2A.X, Phospho-Histone H2A.X (Ser139)		
抗体货号	类型	克隆号
83307-2-RR	重组兔单克隆抗体	5N19

病理诊断重组二抗




Multi-rAb™ 重组二抗是 Proteintech 精确设计的重组单克隆抗体的混合物，可识别同一 IgG 上的多个互补表位，同时具备多克隆抗体的高灵敏度及单克隆抗体的高特异性优势，Polymer HRP 重组二抗采用多聚 HRP 酶信号放大技术，有效增强免疫组化染色信号。

- 首创重组技术生产
- 超强信号
- 批间稳定
- 提供一步法及两步法

◆ 一步法 Polymer HRP 重组二抗

- » 超强信号，标记物亲水性强，易渗透至组织内部
- » 兼容不同品牌一抗
- » 耐存储：存放中不易聚集和析出
- » 抗兔 / 抗小鼠 / 通用型可选

超强信号




人结肠组织的 IHC 分析 (Villin 抗体, 66096-1-Ig)

极小的物种交叉反应性



▲ 直接法 ELISA 分析 HRP 标记重组羊抗兔二抗和不同物种 IgG 的交叉反应性，结果表明它与兔以外其他物种的交叉反应性极小。




▲ 直接法 ELISA 分析 HRP 标记重组羊抗小鼠二抗和不同物种 IgG 的交叉反应性，结果表明它与小鼠和大鼠（与小鼠同源性高）以外其他物种的交叉反应性极小。

一步法重组二抗目录




产品	规格	货号	备案号
免疫显色试剂 (Multi-rAb™ Polymer HRP 羊抗兔重组二抗)	5 mL/Vial (即用型)	MH4001R1	鄂汉械备 20240208
	10 mL/Vial (即用型)	MH4001R2	
	100 mL/Vial (即用型)	MH4001R3	
	500 mL/Vial (即用型)	MH4001R4	
	1 L/Vial (即用型)	MH4001R5	
	50 mL/Vial (浓缩型)	MH4001C1	
	100 mL/Vial (浓缩型)	MH4001C2	
免疫显色试剂 (Multi-rAb™ Polymer HRP 羊抗鼠重组二抗)	500 mL/Vial (浓缩型)	MH4001C3	鄂汉械备 20240209
	100 mL/Vial (即用型)	MH4002R3	
	500 mL/Vial (即用型)	MH4002R4	
	1 L/Vial (即用型)	MH4002R5	
	50 mL/Vial (浓缩型)	MH4002C1	
免疫显色试剂 (Multi-rAb™ Polymer HRP 羊抗兔 / 鼠重组二抗)	100 mL/Vial (浓缩型)	MH4002C2	鄂汉械备 20240299
	500 mL/Vial (浓缩型)	MH4002C3	
	5 mL/Vial (即用型)	MH4003R1	
	10 mL/Vial (即用型)	MH4003R2	
	100 mL/Vial (即用型)	MH4003R3	
	500 mL/Vial (即用型)	MH4003R4	
	1 L/Vial (即用型)	MH4003R5	
	50 mL/Vial (浓缩型)	MH4003C1	
	100 mL/Vial (浓缩型)	MH4003C2	
	500 mL/Vial (浓缩型)	MH4003C3	

◆ 两步法重组二抗 (货号 :MH4005)




- » 单个抗体分子引入 200+HRP, 超高灵敏度
- » 适合机染
- » 无需区分一抗种属, 使用方便
- » 兼容不同品牌一抗及设备



两步法重组二抗的 IHC 检测分析



人扁桃体炎组织 (CD3 重组兔单抗, 81324-1-RR)




人结肠癌组织 (Villin 小鼠单克隆抗体, Proteintech 66096-1-Ig)

病理诊断辅助试剂


◆ 高活性辣根过氧化物酶 (HRP)

货号: PR30015; RZ $\geq$ 3.1; 活性 >250U/mg


本产品从天然辣根中提取, 具有极高的活性 (>250U/mg), 尤其适合制备抗体、亲和素等生物分子的 HRP 偶联物。经测试, 使用本品标记的抗体在 ELISA、Western Blot 和免疫组化等实验中均得到更好的表现。



HRP (PR30015) 与竞品 HRP (S 和 A) 分别催化 TMB 底物与双氧水反应, 再用硫酸终止测量 450nm 吸光度, 相同浓度下 PR30015 反应的吸光度更高, 酶活更好。



HRP (PR30015) 与竞品 HRP (S 和 A) 的 RZ 值比较。RZ 值越高代表含铁量越高, 通常与活性呈正相关。



HRP (PR30015) 已全面应用于 Proteintech 常规二抗标记和病理二抗标记中。右图显示, 在相同用量相同反应条件下, 使用 PR30015 和其他来源 HRP 标记重组二抗后进行 Western blot 检测, PR30015 标记后信号更强。

◆ 即用型抗体稀释液

货号: MH0005; 备案号: 鄂汉械备 20250031

本产品是 Proteintech 旗下子公司武汉三鹰微合生物技术有限公司自主研发的病理级抗体稀释液, 含有丰富的蛋白质, 并且添加有小分子保护剂, 用于稀释抗体可有效保证抗体的活性和稳定性, 同时本产品含有不同分子量和不同性质的惰性蛋白, 可以减少非特异性结合, 降低非特异性背景染色。本产品可兼容 HRP。



◆ DAB 染色液

货号: MH0002

本产品是 Proteintech 旗下子公司武汉三鹰微合生物技术有限公司自主研发的病理级 DAB 显色液, 信号灵敏, 工作液可存放 48 小时以上, 稳定性极佳, 手工染色和机染均可兼容。







READING THE BOOK OF LIFE



WeChat Official Account

Proteintech Group, USA,
5400 Pearl Street, Suite 300,
Rosemont, IL 60018, USA
t. 1-888-478-4522
e. proteintech@ptglab.com

Proteintech Europe,
Manchester Science Park, Kilburn House,
Lloyd Street North, Manchester, M15 6SE
t. (+44)-161-22-66-144
e. europe@ptglab.com

武汉三鹰生物技术有限公司
湖北省武汉市东湖高新技术开发区高新大道66号D3-3
t. 027-87531629
e. Proteintech-CN@ptglab.com