



proteintech™

为您提供全套免疫学和细胞生物学研究解决方案

Proteintech实验试剂

PTG-Lab免疫学实验试剂

PTG-Cell 细胞实验试剂



Proteintech精心推荐
23年抗体验证经验之选



Proteintech 为您提供全套免疫学和细胞生物学研究相关试剂

Proteintech 作为生命科学领域的一份子，专注抗体、蛋白、ELISA 试剂盒等产品研发生产二十余年。在现有成熟的抗体、蛋白、ELISA 试剂盒研发验证平台上，Proteintech 利用近千万次的实验经验，新增 PTG-Lab 免疫学实验试剂及 PTG-Cell 细胞实验试剂，为科学家提供免疫印迹（WB）、免疫沉淀（IP）、免疫染色（IHC / IF）、流式细胞术（FC）、抗体标记、酶联免疫吸附试验（ELISA）、蛋白纯化、单抗开发、细胞冻存、细胞培养、细胞检测等各类免疫学实验和细胞实验相关的常用试剂，以及提供医药研发相关的抑制剂 / 激动剂产品，助力科学家的高效高质科研。

PTG-Lab 免疫学实验常用试剂

- 全系列蛋白提取试剂盒
- 全套免疫学实验相关试剂
- FlexAble 抗体标记试剂盒
- IHCeasy 即用型试剂盒
- 单抗开发相关试剂

PTG-Cell 细胞实验常用试剂

- 血清
- 细胞培养基
- 细胞冻存液
- 细胞活性检测试剂盒
- 小分子化合物（抑制剂 / 激动剂）

深耕生命科学领域二十余年
您的成功就是我们的成功



抗体·ELISA 试剂盒·蛋白质



人源细胞表达高活性蛋白



羊驼纳米抗体系列产品



单细胞和空间多组学分析检测



表观遗传学专家

独家代理

PTG-Lab免疫学实验试剂

免疫印迹（WB）				
实验及用途	中文名称	货号	规格	目录价（元）
蛋白提取试剂盒	细胞总蛋白提取试剂盒	PK10020	30T	300
	动物组织总蛋白提取试剂盒	PK10021	30T	300
	核蛋白与胞浆蛋白抽提试剂盒	PK10014	30T	520
	细胞膜蛋白抽提试剂盒	PK10015	30T	500
	线粒体分离及蛋白提取试剂盒	PK10016	30T	550
	组蛋白抽提试剂盒（不适用IP）	PK10022	50T	520
	磷酸化蛋白提取试剂盒	PK10023	30T	600
	易降解蛋白提取试剂盒	PK10024	30T	550
	血浆血清白蛋白去除试剂盒	PK10025	60T	500
	外泌体分离及蛋白提取试剂盒（细胞培养上清/尿液）	PK10028	40T	1800
裂解液	SDS裂解液（不适用IP）	PR20002	50mL/ 100mL	150/ 220
	RIPA裂解液（中）	PR20001	50mL/ 100mL	150/ 220
	RIPA裂解液（强）	PR20035	50mL/ 100mL	150/ 220
	RIPA裂解液（弱）	PR20036	50mL/ 100mL	150/ 220
	Co-IP裂解液	PR20037	50mL/ 100mL	150/ 220
酶抑制剂	磷酸酶抑制剂混合液（100X）	PR20015	1 mL	180
	增强型蛋白酶抑制剂混合液（EDTA-Free,100X in DMSO）	PR20016	1 mL	450
	普通型蛋白酶抑制剂混合液100X	PR20032	1 mL	180
蛋白浓度测定	BCA蛋白浓度检测试剂盒	PK10026	250T/500T	220/350
上样缓冲液	SDS-PAGE 蛋白上样缓冲液（4×）	PR20003	15mL	200
蛋白marker	蛋白质常规分子量标记(10-180kDa)	PL00001	2x250ul	760
	宽范围分子量预染蛋白质标记（3-245kDa）	PL00002	2x250ul	860
	超宽分子量预染蛋白质标记（10-310 kDa）	PL00003	2x250ul	920
电泳液	SDS-PAGE 电泳液（1X）	PR20004	1L	100
	SDS-PAGE 电泳液(10X)	PR20005	1L	260
染色脱色	考马斯亮蓝染色液	PR20006	250mL	150
	考马斯亮蓝脱色液	PR20007	250mL	150
转膜液	Western Blot 半干法转膜液	PR20008	1L	100
	Western Blot 半干法转膜液（10X）	PR20009	1L	300
	Western Blot 湿法转膜液	PR20010	1L	100
封闭液	Western Blot 封闭液	PR20011	100mL	150
	Western Blot 快速封闭液	PR20034	100mL/500mL	150/480
抗体孵育	一抗	查询	抗体应用专家 · 抗体类型齐全 · 23万+次SCI文献引用 · 验证技术完善 · 通过ISO9001和ISO13485认证	
	二抗			
	内参标签抗体			
	FlexAble抗体标记试剂盒			
	HRP抗体/蛋白标记试剂盒	PK20001	200ug/500ug/ 1mg/5mg	900/2000/ 3200/4500
抗体稀释液	Western Blot 抗体稀释液	PR20013	100mL	150
洗涤液	Western Blot 洗涤液（10X）	PR20012	100ml	150
ECL发光试剂盒	普通ECL化学发光检测试剂盒	PK10001	100mL/200mL/500mL	260/400/800
	灵敏ECL化学发光检测试剂盒	PK10002	100mL/200mL/500mL	300/500/1000
	超敏ECL化学发光检测试剂盒	PK10003	100mL/200mL/500mL	400/600/1200
DAB显色试剂盒	增强型DAB显色试剂盒（WB）	PK10005	40mL/200mL	160/650

免疫沉淀（IP/Co-IP）				
实验及用途	中文名称	货号	规格	目录价（元）
样本制备	IP样本制备所需的蛋白提取试剂盒、裂解液、酶抑制剂及蛋白浓度测定等产品参见WB部分。			
IP/Co-IP试剂盒	免疫沉淀试剂盒（HRP标记蛋白A）	PK10007	20T	1500
	免疫沉淀试剂盒（HRP-抗兔 IgG 轻链）	PK10008	20T	1500
	通用磁珠Co-IP 试剂盒（Universal Magnetic Co-IP Kit）	54002	25 rxns	6240
免疫沉淀填料	protein A -Agarose	PR40023	2mL/5mL	480/1080
	protein G-Agarose	PR40024	2mL/5mL	580/1280
	protein A/G-Agarose	PR40025	2mL/5mL	550/1200

免疫染色（IHC/IF）				
实验及用途	中文名称	货号	规格	目录价（元）
IHC检测试剂盒	抗小鼠/兔通用型免疫组化检测试剂盒	PK10006	1mL/6mL/ 18mL/ 55mL/110mL	300/850/ 2200/6000/11600
	抗兔免疫组化试剂盒	PK10009	1mL/6mL/18mL/ 55mL/110mL	300/850/2200/ 6000/11600
	抗小鼠免疫组化试剂盒	PK10010	1mL/6mL/18mL/ 55mL/110mL	300/850/2200/ 6000/11600
IHC自主全应用 试剂盒	抗兔自主全应用免疫组化试剂盒	PK10017	50T	1200
	抗小鼠自主全应用免疫组化试剂盒	PK10018	50T	1200
	抗小鼠/兔通用型自主全应用免疫组化试剂盒	PK10019	50T	1250
IHCeasy即用型 试剂盒	IHCeasy免疫组化试剂盒	按靶点查询	50T（不含切片/含切片）	3200/3400
抗原修复液	柠檬酸钠抗原修复液（50X）	PR30001	100 mL	100
	Tris-EDTA 抗原修复液（50X）	PR30002	100mL	100
	蛋白酶 K 抗原修复液	PR30014	20mL	120
免疫组化笔	IHC免疫组化笔	PR30013	1P/2P	380/680
抗体稀释液	免疫组化抗体稀释液	PR30003	50mL/100mL/500mL	300/550/1800
抗体繁育	一抗	查询	查询	查询
	即用型HRP标记羊抗兔二抗	PR30011	5mL/5mLx5/ 5mLx10/5mLx20	700/3080/ 5600/10500
	即用型HRP标记羊抗小鼠二抗	PR30012	5mL/5mLx5/ 5mLx10/5mLx20	700/3080/ 5600/10500
	即用型HRP标记羊抗兔/小鼠二抗	PR30009	6mL/18mL/ 55mL/110mL	750/1980/ 5600/10800
	即用型HRP标记重组羊抗兔二抗	RGAR011	5mL/5mLx5/ 5mLx10/5mLx20	700/3080/ 5600/10500
	即用型HRP标记重组羊抗小鼠二抗	RGAM011	5mL/5mLx5/ 5mLx10/5mLx20	700/3080/ 5600/10500
染色液	Mayer's 苏木素染色液	PR30004	10mL	100
	DAB染色液 (IHC)	PR30010	21mL	220
IF抗体	荧光标记一抗	查询	CoraLite® 直标抗体 · 16000+种高品质抗体 · 引入新型荧光染料CoraLite® FlexAble抗体标记试剂盒 · 微量标记创新技术 · 兼容各种抗体来源 · 兼容各种抗体buffer · 10 min完成标记	
	一抗			
	二抗			
	Nano-Secondary			
	FlexAble抗体标记试剂盒			
IF试剂	免疫染色固定液	PR30006	10mL	100
	免疫染色通透剂	PR30007	10mL	100
	免疫染色封闭液	PR30008	10mL	100
	水性封片剂	PR30005	10mL	100

流式细胞术（FC）				
实验及用途	中文名称	货号	规格	目录价（元）
制备单细胞悬液	0.25%胰蛋白酶-EDTA消化液（含酚红）	PR40020	100ml	120
	0.25%胰蛋白酶-EDTA消化液（不含酚红）	PR40021	100ml	120
红细胞裂解液	红细胞裂解液（10X）	PF00014	100ml	110
	红细胞裂解液（1X）	PF00015	100ml	120
细胞分选	磁珠细胞分选系列产品	查询	查询	查询
洗涤液	流式细胞染色缓冲液 (1X)	PF00018	100ml/500ml	150/600
固定及通透	流式细胞固定液	PF00016	100ml	220
	流式细胞通透剂	PF00017	100ml	320
Fc受体封闭抗体	Anti-Mouse CD16/32 (93)	65057-1-Ig	25ug/500ug	380/960
	Anti-Mouse CD16/32 (2.4G2)	65080-1-Ig	25ug/100ug	380/940
抗体繁育	流式抗体	查询	流式抗体 · 表面/胞内流式抗体 · 覆盖靶标广 · 经典克隆株 · 引入新型荧光染料CoraLite®	
	同型对照抗体			
	FlexAble抗体标记试剂盒			
	流式panels			

抗体/蛋白标记							
FlexAble抗体标记试剂盒（仅用于标记抗体）							
偶联物	最大激发/发射波长	标记Rabbit IgG货号	标记Mouse IgG1货号	标记Mouse IgG2a货号	标记Mouse IgG2b货号	标记Human IgG货号	目录价（元）
CoraLite® Plus 405	399 nm / 421 nm	KFA006	KFA026	KFA046	KFA066	KFA108	990元/10 rxn 4190元/50 rxn 8890元/200 rxn
FITC Plus	495 nm / 524 nm	KFA008	KFA028	KFA048	KFA068	KFA109	
CoraLite® Plus 488	493 nm / 522 nm	KFA001	KFA021	KFA041	KFA061	KFA104	
CoraLite® Plus 555	554 nm / 570 nm	KFA002	KFA022	KFA042	KFA062	KFA105	
CoraLite® Plus 647	654 nm / 674 nm	KFA003	KFA023	KFA043	KFA063	KFA106	
CoraLite® Plus 750	755 nm / 780 nm	KFA004	KFA024	KFA044	KFA064	KFA107	
HRP	—	KFA005	KFA025	KFA045	KFA065	KFA110	
Biotin	—	KFA007	KFA027	KFA047	KFA067	KFA111	

蛋白/抗体标记试剂盒			
中文名称	货号	规格	目录价（元）
长臂生物素标记试剂盒	PK20005	2次标记/5次标记	1600/2600
短臂生物素标记试剂盒	PK20004	2次标记/5次标记	1500/2500
HRP标记抗体/蛋白试剂盒	PK20001	200ug/500ug/ 1mg/5mg	900/2000/ 3200/4500

单抗开发				
实验及用途	中文名称	货号	规格	目录价（元）
免疫佐剂	小鼠免疫佐剂	PR40009	1mL/2mL/ 10mL/20mL	380/700/ 3200/6000
细胞融合	50% 聚乙二醇(PEG)-1450	PR40010	1mL/1mLx10套装	80/320
杂交瘤细胞培养与筛选	HAT完全培养基	PR40011	100mL/200mL/500mL	380/700/1400
	HT完全培养基	PR40012	100mL/200mL/500mL	350/650/1300
	8-氮杂鸟嘌呤完全培养基	PR40013	200mL	500
	50×HAT储存液	PR40014	6mL/6mLx10瓶	80/400
	50×HT储存液	PR40015	6mL/6mLx10瓶	80/240
克隆鉴定	小鼠单克隆抗体亚型鉴定试剂盒	PK20002	96*2 wells/96*5 wells	1800/3500
	小鼠单克隆抗体亚型鉴定试剂盒（含 IgA 特异性抗体）	PK20003	96*2 wells/96*5 wells	1800/3500

酶联免疫吸附测定（ELISA）				
实验及用途	中文名称	货号	规格	目录价（元）
ELISA试剂盒	双抗夹心ELISA试剂盒	查询	查询	查询
抗体对	双抗夹心ELISA抗体对试剂盒	查询	查询	查询
辅助试剂	抗体对辅助试剂盒	PK10029	5 plates	780
	ELISA包被液（5×）	PR10006	12 mL	100
	ELISA洗涤液（20x）	PR10007	100 mL	120
	ELISA通用稀释液（5x）	PR10008	100 mL	150
	双组分TMB显色试剂盒	PK10004	50.5 mL/101 mL	200/350
	ELISA终止液	PR10009	60 mL	50
	抗体保护剂（适用ELISA）	PR10004	50 mL/100 mL	150/280
	HRP-protect 酶标抗体稳定剂	PR10005	50 mL/100 mL	150/280

蛋白纯化				
实验及用途	中文名称	货号	规格	目录价（元）
GST标签	GST 标签洗脱液	PR40002	10mL	80
	GST 标签洗脱液（无Triton）	PR40006	10mL	90
	GST 标签洗脱液（无 Triton 和甘油）	PR40007	10mL	100
His标签	His 标签洗脱液	PR40003	10mL	80
	His 标签洗脱液（无SKL）	PR40004	10mL	90
	His 标签洗脱液（无SKL和甘油）	PR40005	10mL	100

PTG-Cell细胞实验试剂

细胞冻存				
实验及用途	中文名称	货号	规格	目录价（元）
细胞冻存液	经典细胞冻存液	PR40017	100 mL	600
	无血清细胞冻存液	PR40018	50mL/100mL/ 20×5 mL	280/500/600
	无血清无 DMSO 细胞冻存液	PR40019	50mL/100mL	400/720

细胞培养				
实验及用途	中文名称	货号	规格	目录价（元）
胎牛血清	特级胎牛血清	PM00001	500mL	5500
	高级胎牛血清	PM00011	500mL	3000
杂交瘤细胞培养基	HAT 完全培养基	PR40011	100mL/200mL/500mL	380/700/1400
	HT 完全培养基	PR40012	100mL/200mL/500mL	350/650/1300
	8- 氮杂鸟嘌呤完全培养基	PR40013	200mL	500
	50×HAT 储存液	PR40014	6mL/6mL×10 瓶	80/400
	50×HT 储存液	PR40015	6mL/6mL×10 瓶	80/240
基础细胞培养基	DMEM 高糖培养基	PM00031	500mL	60
	RPMI 1640 培养基	PM00032	500mL	60
	F-12K 培养基	PM00033	500mL	160
抗生素	青霉素 - 链霉素溶液 (100X)	PR40022	100ml	120
小分子化合物	2 万 + 现货	查询	查询	查询

细胞检测				
实验及用途	中文名称	货号	规格	目录价（元）
细胞转染	PEI 转染试剂	PR40001	1mL	650
细胞计数	0.4% 台盼蓝溶液	PR40016	100 mL	200
细胞洗涤	PBS 磷酸盐缓冲液 (10X) (无菌)	PR20014	100mL/500mL	80/120
	超低内毒素 PBS	PR40008	10mL	100
肌动蛋白检测	CoraLite® Plus 488 标记鬼笔环肽	PF00001	300T	2050
	CoraLite®594 标记鬼笔环肽	PF00003	300T	2050
细胞增殖及毒性检测	CCK-8 试剂盒	PF00004	500T/3000T/6000T	360/1800/3200
细胞凋亡检测	CoraLite® Plus 488-Annexin V 和 PI 细胞凋亡检测试剂盒	PF00005	50T/100T	1200/2000
	CoraLite® Plus 488 TUNEL 凋亡检测试剂盒 (绿色荧光)	PF00006	20T/50T	1580/2900
	CoraLite®594 TUNEL 凋亡检测试剂盒 (红色荧光)	PF00009	20T/50T	1580/2900
活 / 死细胞检测	活 / 死细胞染色试剂盒 (Calcein AM, PI 法)	PF00007	150T/300T	750/1250
	活 / 死细胞染色试剂盒 (Calcein AM, EthD-I 法)	PF00008	150T/300T	850/1580