


ELISA & 抗体对

ELISA 试剂盒

抗体对套装

抗体对





www.ptgcn.com



搜索一下

目 录

1 公司介绍 04

2 ELISA 试剂盒 06

3 抗体对套装 10

4 抗体对 12

沉淀二十年，助力医药开发

Proteintech 于 2001 年在美国芝加哥创立，是一家深度服务于生命科学研究及医学诊断领域的生物公司，重组蛋白、ELISA 试剂盒、实验试剂及高品质 CRO 技术服务；目前已获得 10000+ 企业及科研院所的认可，高效助力全球生命科学及医学诊断领域取得突破性成果。

全球四大研发中心

- I 美国芝加哥研发生产中心
- II 美国圣地亚哥研发生产中心
- III 中国武汉研发生产中心
- IV 德国慕尼黑研发生产中心



全球10000+企业 及院所的认可

- 生物技术公司
- 体外诊断公司
- 创新药公司
- 疫苗公司
- 生物试剂公司
- CXO公司
- 医美及化妆品公司
- 科研院所

营销网络覆盖全球 快速响应

- 七大分公司及库存基地
- 1-3天到货周期
- 提供产品定制服务
- 24小时专业技术支持

质量管理体系认证

GMP 级别细胞因子：
严格执行 GMP 标准及
GMP 质量管理体系



ISO 9001



ISO 13485



免疫学研究生物试剂



抗体

- 重组单抗 / 重组流式抗体 / 抗体对
- 兔多抗 / 小鼠单抗 / 羊驼纳米抗体
- 直标抗体 / 中和抗体 / 抗体组合
- 重组二抗 / 病理诊断抗体 / 单细胞组学
- PBS-only 级别抗体



试剂盒·Kits

- 双抗夹心 ELISA 试剂盒
- ELISA 抗体对套装
- Active Motif® 表观研究试剂盒



重组蛋白

- Humankine® 天然活性蛋白
- HEK293/CHO 表达真核重组蛋白
- E.coli 表达重组蛋白
- Active Motif® 表观药物开发重组蛋白



实验试剂

- WB/IP/IHC/IF/FC 等实验全套试剂
- 血清 / 培养基 / 冻存液 / 细胞活性检测
- 小分子化合物及化合物库

CRO 技术服务

全人源抗体开发

- 人单个 B 细胞和浆 B 细胞抗体发现
- 传染疾病, 自身免疫性疾病, 恶性肿瘤和其他人类疾病
- 与具有资质的机构和企业合作开发

抗体药物开发

- 小鼠和兔抗体发现平台主要为抗体药物服务
- TCRm 抗体, 抗体内化, 抗体片段, 抗体人源化
- 表位作图, 亲和力排序, 亲和力测定, EC50, IC50, 交叉结合

诊断及研究抗体开发

- 兔和羊抗体发现平台主要为学术研究和诊断检测
- 小分子, 修饰性抗体, 抗独特性抗体
- 抗体对, IHC, WB, Fc

抗体表达及生产服务

- 高通量重组抗体生产
- 大规模重组抗体生产

双抗夹心法 ELISA 试剂盒

AuthentiKine® 精品系列

Human/Mouse/Rat 经典系列

5S 优势

Selected
好抗体对

Strict
严格质检标准

Standard
标准品校正

Stable
可重复性强

Samples
检测天然样本

试剂盒质控指标 4+4

4 项 质控标准成就卓越品质

标准曲线
4-PL 参数拟合

线性范围
80-120%

回收率
80-120%

精密度
< 10%

4 项 应用验证提高实验重复性

灵敏度

检测范围

适用样本

特异性

500+ELISA kit
SCI引用文献2500+次

IL-17A HSP70 Anti-SARS-CoV-2 S-RBD protein Human IgG IL-12 p70 MMP-2 VEGF IFN-gamma CXCL2 IL-8 IGF1
IL-10 CD分子 细胞因子 IL-6 TNF-alpha 肿瘤研究
白介素 神经生物学 MCP-1 IL-10 膜蛋白 SARS-CoV-2
TGF-beta1 MCP-1 BDNF VEGF APOL1 MMP-9 ENO2
IL-1 beta IL-4

ELISA 数据处理小工具

Proteintech 自主研发了一款免费的、在线的 ELISA 数据处理小工具——Proteintech ELISA Data Analyzer，能准确地处理 ELISA 实验数据、高效地拟合标准曲线、便捷地获得样本浓度值。

工具路径：Proteintech 中文官网 ptgcn.com/ / 产品中心 / ELISA 试剂盒



ELISA 数据处理工具
使用指南

Proteintech ELISA Data Analyzer interface showing data import and well assignment.

Data Importing
Paste your unsorted OD data from a Word or Excel table into the text box below (Numeric format only).

Standard Concentrations Settings
Initial standard concentration: 11 Standards
Change Of Gradient: 3

Well Assignment

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
C	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
D	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
E	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
F	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
G	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
H	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Legend: Standard (Red), Control (Blue), Unknown (Green), Blank (Yellow)

■ AuthentiKine® 系列 (Human)

检测靶点	货号
CXCL8/IL-8	KE00275
Cystatin C	KE00150
FLT3 Ligand	KE00197
Growth Hormone	KE00221
HGF	KE00168
IFN alpha 2A	KE00207
IFN-beta	KE00195
IFN-gamma	KE00146
IL-1 alpha	KE00268
IL-6	KE00139

检测靶点	货号
IL-10	KE00170
IL-12 p40	KE00240
IL-17A	KE00203
IL-23	KE00192
IL-27	KE00182
IL-28A	KE00237
IL-28B	KE00235
IL-29	KE00241
LIF	KE00208
M-CSF	KE00184

检测靶点	货号
TNF-alpha	KE00154
VEGF	KE00216
神经生物学	
检测靶点	货号
beta-NGF	KE00174
其它	
检测靶点	货号
Thrombopoietin	KE00267

■ Human 经典系列

检测靶点	货号	检测靶点	货号	检测靶点	货号
Adiponectin	KE00290	CXCL5	KE00271	IL-12 p70	KE00019
Angiogenin	KE00112	CXCL6	KE00274	IL-13	KE00299
Angiopoietin 1	KE00212	CXCL8/IL-8	KE00453	IL-15	KE00102
BAFF	KE00215	CXCL9/MIG	KE00165	IL-21	KE00022
BMP7	KE00127	EGF	KE00138	IL-22	KE00411
CCL3	KE00092	Fas Ligand/CD178	KE00245	IL-31	KE00086
CCL4	KE00152	FGF19	KE00243	IL-34	KE00151
CCL5	KE00093	FGF2	KE00129	IL-41I	KE00366
CCL7/MCP-3	KE00262	FLRG	KE00258	INS	KE00045
CCL11/Eotaxin	KE00256	G-CSF	KE00106	Leptin	KE00095
CCL17	KE00324	GDF-15	KE00108	MCP-1/CCL2	KE00425
CCL17/TARC	KE00213	GDF-8	KE00120	MIF	KE00248
CCL20/MIP-3 alpha	KE00149	GM-CSF	KE00003	NGAL	KE00327
CCL22/MDC	KE00189	IFNA1	KE00044	PDGF-AB	KE00222
CCL24/Eotaxin-2/MPIF-2	KE00196	IL-1 beta	KE00021	PDGF-BB	KE00161
CCL27/CTACK	KE00194	IL-1R2	KE00288	PDGFR beta	KE00331
Coagulation Factor III/Tissue Factor	KE00400	IL-1RL1/ST2	KE00293	TGF-beta1	KE00002
CX3CL1	KE00145	IL-2	KE00017	TNF beta	KE00386
CXCL1	KE00133	IL-3	KE00387	TNF-alpha	KE00367
CXCL10/IP-10	KE00128	IL-4	KE00441	TNFSF15	KE00296
CXCL16	KE00052	IL-5	KE00423	Total IL-18	KE00193
CXCL4/PF4	KE00257	IL-6	KE00385	VEGF-C	KE00415
		IL-11	KE00273	VEGF-D	KE00247

■ 肿瘤

检测靶点	货号	检测靶点	货号	检测靶点	货号
A1BG	KE00130	GOLM1	KE00111	P21	KE00049
ADAM12	KE00058	GPC1	KE00364	P53	KE00244
AFP	KE00394	Granzyme B	KE00424	PEBP4	KE00389
Alpha-1-Antitrypsin/SERPINA1	KE00337	GRP	KE00070	Perilipin 1	KE00417
ANGPTL4	KE00186	HDAC1	KE00390	PG II	KE00090
APCS	KE00122	HE4/WFDC2	KE00265	PGA5	KE00084
APOL1	KE00047	HER2	KE00053	PGF/PIGF	KE00355
ATM	KE00480	HSP70	KE00059	Phospho-P53 (Ser15)	KE40001
B2M	KE00303	HSP90	KE00054	S100 Beta	KE00103
BAG3	KE00392	IDH1	KE00060	S100A14	KE00316
Bcl-xL	KE00371	IDO1	KE00229	S100A8/S100A9	KE00177
BRCA1	KE00487	JNK	KE00072	SALL4	KE00348
CEA/CEACAM5	KE00391	KLF5	KE00403	SERPINE1	KE00109
CEACAM1	KE00301	LDH-B	KE00287	SFRP1	KE00266
CEACAM6	KE00356	LGALS3BP	KE00155	SMOC2	KE00377
Clusterin	KE00312	LGALS9/Galectin-9	KE00175	SNAI1	KE00412
CNPY2	KE00073	Mammaglobin A	KE00071	SNAP25	KE00031
CRIP1	KE00476	MMP-1	KE00357	SREBF2	KE00449
CTNBP1	KE00430	Total MMP-1	KE00223	TIMP1	KE00166
ECM1	KE00334	MMP-2	KE00077	TIMP1	KE00318
EGFR	KE00294	Total MMP-3	KE00345	TIMP2	KE00162
Endostatin	KE00259	Total MMP-7	KE00219	TIMP4	KE00198
FDFT1	KE00437	MMP-8	KE00329	TK1	KE00285
FGFR3	KE00401	MMP-9	KE00456	TNC/Tenascin-C	KE00410
FGFR4	KE00321	MMP-13	KE00078	VEGFR2/KDR	KE00384
FKBPL	KE00023	MTAP	KE00427	VWF	KE00455
FN1	KE00039	MCM2	KE00483	WISP-1/CCN4	KE00236
FOLR1	KE00115	N-cadherin	KE00328	YAP1	KE00308
Galectin 3	KE00311	NMI	KE00469	ZAG/AZGP1	KE00230
		Osteopontin/OPN	KE00375	ZBP1	KE00471

ELISA 试剂盒目录

■ Human 经典系列

CD 分子					
检测靶点	货号	检测靶点	货号	检测靶点	货号
B7-H3/CD276	KE00336	CD141/Thrombomodulin	KE00379	IL-6R alpha	KE00289
CD3E	KE00026	CD146/MCAM	KE00065	LIGHT/TNFSF14	KE00291
CD4	KE00388	CD147	KE00340	N-cadherin	KE00114
CD5	KE00399	CD163	KE00190	NCAM1	KE00349
CD14	KE00338	CD200	KE00323	OX40/CD134	KE00209
CD16	KE00284	CEACAM8/CD66b	KE00368	OX40L/TNFSF4	KE00376
CD22	KE00131	CTLA-4/CD152	KE00448	PD1	KE00075
CD23/FCER2	KE00490	DPP4/CD26	KE00292	PD-L1	KE00074
CD25/IL2RA	KE00404	E-cadherin	KE00228	PD-L2/B7-DC	KE00347
CD28	KE00359	Endoglin/CD105	KE00335	P-selectin	KE00064
CD38	KE00413	E-selectin /CD62E	KE00169	TNFRSF9/CD137	KE00369
CD40	KE00342	FAS/CD95	KE00382	TREM1	KE00238
CD86	KE00280	GITR/TNFRSF18	KE00220	VCAM-1/CD106	KE00163
CD138/Syndecan-1	KE00234	IL-1R1	KE00116		

膜蛋白					
检测靶点	货号	检测靶点	货号	检测靶点	货号
ABCD1	KE00030	ICAM-1	KE00339	P-cadherin	KE00117
B7-H6	KE00452	ICOSLG	KE00326	Tie2	KE00242
CD2	KE00408	IFNAR1	KE00418	TNFR1 (Soluble)	KE00309
CD40 ligand/CD154	KE00251	IL3RA/CD123	KE00444	TNFRSF1B	KE00224
CLEC12A	KE00434	KIM-1/HAVCR1	KE00136	uPAR/PLAUR	KE00354
CSF2RA/CD116	KE00450	LRRC32	KE00119	VEGFR-1	KE00113
gp130/IL6ST	KE00457	Nectin-4	KE00346	VISTA/C10orf54	KE00282

神经生物学					
检测靶点	货号	检测靶点	货号	检测靶点	货号
Alpha Synuclein	KE00191	GMFB	KE00001	SIRP Alpha/CD172a	KE00458
APOE	SE50006	GMFG	KE00087	SMARCA4	KE00362
Aquaporin 4	KE00486	iNOS	KE00464	SMN	KE00027
BDNF	KE00096	KIF5A	KE00494	SNAT2	KE00475
Cathepsin D	KE00421	L1CAM	KE00436	STX1A	KE00398
CHGA	KE00057	Neurogranin	KE00396	STX1B	KE00351
CSPG4	KE00465	NF-L	KE00305	Synaptophysin	KE00381
Drebrin	KE00470	PARK7/DJ-1	KE00341	TDP-43	KE00005
ENO2	KE00050	Phospho-TDP43(Ser409/410) and Total TDP-43	KE40002	TDP-43	KE00009
Fetuin-A	KE00097	PNMT	KE00426	TREM2	KE00358
GFAP	KE00210	PTPRS	KE00485	UCH-L1	KE00211

其它					
检测靶点	货号	检测靶点	货号	检测靶点	货号
ABCA3	KE00463	Follistatin	KE00250	PAK4	KE00488
ABR	KE00433	G3BP2	KE00429	PCSK9	KE00278
ACE2	KE00254	GBP1	KE00420	Pentraxin 3/TSG-14	KE00205
ACOX1	KE00422	GNLY/Granulysin	KE00200	PIP5K1A	KE00227
ADAMTS13	KE00286	GRP78/BIP	KE00333	PLA2G1B	KE00098
AGT	KE00332	Haptoglobin	KE00302	PLEC	KE00414
Albumin	KE00076	HARS	KE00446	Progranulin/PCDGF	KE00260
Angiotensin 2	KE00226	HIF2α/EPAS1	KE00442	Prolactin	KE00172
APOA1	KE00157	HMGBl	KE00343	PSMD1	KE00443
APOB	KE00158	HNRNPA2B1	KE00440	RBP4	KE00270
ARID4A	KE00407	HO-1/HMOX1	KE00255	Resistin	KE00159
ATF4	KE00147	HSP47/SERPINH1	KE00365	Ribophorin I	KE00459
ATG7	KE00276	IFITM2	KE00492	RNASET2	KE00402
Beta galactosidase	KE00478	IGFBP4	KE00378	ROCK1	KE00435
BRAP	KE00495	IGFBP7	KE00373	RPP30	KE00466
BUB3	KE00416	IL18BP	KE00454	RPS17	KE00473
C1QC	KE00100	Integrin Beta 5	KE00380	SHBG	KE00264
Caspase 1	KE00231	INTS6	KE00468	SMAD2	KE00406
CBX1	KE00484	KDM3A/JMJD1A	KE00397	SMAD4	KE00360
CDK2	KE00451	Lactoferrin/LTF	KE00361	SOD1	KE00330
CEBPB	KE00461	LBP	KE00134	SON	KE00491
CHI3L1/YKL40	KE00239	MAEA	KE00460	SORBS2	KE00372
COL6A3-Specific	KE00374	MARS	KE00432	SRP54	KE00462
Collagen Type I	KE00395	MDC1	KE00493	Talin-1	KE00352
COMP	KE00105	MDM1	KE00405	TFF1	KE00370
CRP	KE00004	MELK	KE00482	TFPI	KE00202
CUL3	KE00481	MHC class I	KE00035	Thrombospondin 1	KE00249
CYB5R3	KE00069	MLLT1	KE00439	TNFRSF1B	KE00350
Cyclin D1	KE00344	MNT	KE00438	TNFRSF6B/DcR3	KE00188
Cyclin E1	KE00393	MPO	KE00353	TNFSF18	KE00307
CYCS	KE00079	MSLN	KE00383	t-Plasminogen activator	KE00180
Cytokeratin 13	KE00428	Myoglobin	KE00204	Transferrin/TF	KE00300
Dystrophin	KE00479	MYOM3	KE00474	Uteroglobin	KE00099
ENPP-2/Autotaxin	KE00179	OGG1	KE00477	Vitamin D BP	KE00272
F12	KE00034	OPTN/Optineurin	KE00445	XBPI5	KE00447
FABP2	KE00263	ORM1	KE00297	XRCC5	KE00431
Fibrillin 1	KE00419	p57Kip2	KE00467		

■ Mouse 经典系列

细胞因子

检测靶点	货号
Adiponectin	KE10108
BAFF	KE10026
CCL3	KE10023
CCL4	KE10030
CCL5	KE10017
CCL11/Eotaxin	KE10043
CCL12/MCP-5	KE10051
CCL17/TARC	KE10096
CCL22	KE10053
CX3CL1	KE10141
CXCL1	KE10104
CXCL2	KE10022
CXCL4/PF4	KE10071
CXCL9/MIG	KE10067
CXCL12/SDF-1	KE10049
EGF	KE10093
FGF-21	KE10095
Flt-3 Ligand/FLT3L	KE10072
G-CSF	KE10025
GDF-15	KE10082

检测靶点	货号
GDF-8	KE00120
GM-CSF	KE10119
HGF	KE10079
IFN-gamma	KE10094
IGF1	KE10032
IL-1 alpha	KE10098
IL-1 beta	KE10003
IL-1ra/IL-1F3	KE10052
IL-2	KE10126
IL-4	KE10010
IL-5	KE10018
IL-6	KE10134
IL-7	KE10060
IL-10	KE10124
IL-12 p70	KE10014
IL-12/IL-23 p40	KE10068
IL-13	KE10021
IL-15	KE10028
IL-17A	KE10020
IL-21	KE10012

检测靶点	货号
IL-22	KE10101
IL-27	KE10016
IL-27 p28/IL-30	KE10077
IL-33	KE10054
Insulin	KE10089
LIF	KE10087
LIX/CXCL5	KE10070
MCP-1	KE10123
MIF	KE10027
PDGF-AB	KE10057
PDGF-BB	KE10034
PIGF-2	KE10084
SCF	KE10047
TGF-beta1	KE10005
Tissue Factor	KE10136
TNF-alpha	KE10002
Tnfrsf11b/Osteoprotegerin	KE10107
TNFSF11/RANKL	KE10035
TSLP	KE10083
VEGF	KE10009

肿瘤

检测靶点	货号
AFP	KE10122
CXCL13/BCA1	KE10088
HDAC1	KE00390
IGFBP3	KE10078
NGAL	KE10109
Osteopontin/OPN	KE10118
SNAP25	KE00031
TIMP1	KE10039
Total MMP-3	KE10040
Total MMP-9	KE10106
VEGFR2/KDR	KE10081

CD 分子

检测靶点	货号
CD14	KE10113
CD30/TNFRSF8	KE10144
CD34	KE10138
CD45	KE10140
CD68	KE10112
CD155/PVR	KE10145
CD163	KE10115
CD200	KE10125
CTLA4	KE10029
Endoglin/CD105	KE10056
E-selectin/CD62E	KE10132
IL-6R alpha	KE10111
PD-1	KE10121
P-Selectin/CD62P	KE10075
TNFR1	KE10065
TREM-1	KE10080
VCAM-1/CD106	KE10135

其它

检测靶点	货号
Albumin	KE10117
Angiopoietin-like 3/ANGPTL3	KE10110
ARID4A	KE00407
ASC/TMS1	KE10143
Chemerin	KE10120
CHI3L1/YKL40	KE10090
C-Reactive Protein/CRP	KE10128
Cystatin C	KE10066
DKK1	KE10033
Dystrophin	KE00479
EPO/Erythropoietin	KE10031
Keap1	KE10142
Leptin	KE10048
MFG-E8	KE10062
PCSK9	KE10050
Pentraxin 3/TSG-14	KE10073
PIP5K1A	KE00227
PLEC	KE00414
Resistin	KE10055
Serpin E1/PAI-1	KE10137
Thrombopoietin	KE10059

膜蛋白

检测靶点	货号
B7-H2/ICOSLG	KE10114
CD5	KE10127
ICAM-1	KE10129
KIM-1/HAVCR1	KE10105
PD-L1/CD274	KE10139
sVEGFR1/Flt-1	KE10069
TNF RII/TNFRSF1B	KE10116

神经生物学

检测靶点	货号
APOE	KE10131
HO-1/Hmx1	KE10133
KIF5A	KE00494
RAGE	KE10130
SMN	KE00027

■ Rat 经典系列

细胞因子

检测靶点	货号
Adiponectin	KE20016
CXCL1	KE20033
CXCL2	KE20017
FGF-21	KE10095
Flt-3 Ligand/FLT3L	KE10072
GDF-8	KE00120
HGF	KE10079

检测靶点	货号
IFN-gamma	KE20020
IGF1	KE10032
IL-1 beta	KE20021
IL-2	KE20025
IL-6	KE20024
IL-10	KE20022
Insulin	KE20008

检测靶点	货号
MCP-1/CCL2	KE20026
PDGF-AB	KE10057
PDGF-BB	KE10034
SCF	KE20032
TGF-beta1	KE20010
TNF-alpha	KE20018
VEGF	KE20027

肿瘤

检测靶点	货号
Lipocalin-2/NGAL	KE20034
MMP-9	KE20031
Osteopontin/OPN	KE10118
RAGE	KE20030
SNAP25	KE00031
TIMP1	KE20004

CD 分子

检测靶点	货号
ICAM-1/CD54	KE20013
TREM-1	KE10080

膜蛋白

检测靶点	货号
KIM-1/HAVCR1	KE20012

其它

检测靶点	货号
Albumin	KE20028
ARID4A	KE00407
C-Reactive Protein/CRP	KE20029
FABP1	KE20011
PIP5K1A	KE00227
PLEC	KE00414

神经生物学

检测靶点	货号
BDNF	KE00096
STX1A	KE00398

■ 新冠病毒系列

检测靶点	货号
Anti-SARS-CoV-2 N protein Human IgG	KE30001
Anti-SARS-CoV-2 N protein Human IgM	KE30002
Anti-SARS-CoV-2 S-RBD protein Human IgG	KE30003
Anti-SARS-CoV-2 S-RBD protein Human IgM	KE30004

检测靶点	货号
Total antibody (IgG and IgM) SARS-CoV-2 N protein	KE30005
Total antibody (IgG and IgM) SARS-CoV-2 S-RBD	KE30006
SARS-CoV-2 N protein	KE30007

双抗夹心 ELISA 抗体对套装

• Antibody Pair Set

Proteintech 抗体对套装可灵活用于检测天然蛋白或者重组蛋白的免疫测定系统的开发。


- 经过夹心法 ELISA 验证的抗体对
- 与高度同源蛋白进行交叉反应验证特异性
- 经过天然样本血浆或血清等有效验证
- 覆盖重组蛋白药 / 抗体药开发 / 诊断相关靶点

三种组分形式

捕获抗体
HRP 标记检测抗体
冻干标准品

捕获抗体
检测抗体
冻干标准品
HRP 标记二抗

捕获抗体
生物素标记检测抗体
冻干标准品
HRP 标记链霉亲和素



▲ 参考标曲图

本试剂盒特异性识别天然和重组人 IFN- γ ，加入 50 ng/mL 以下细胞因子，无明显交叉反应：
Human: IFN- γ R1; IFN- β
Mouse: IFN- γ
Rat: IFN- γ

▲ 特异性验证说明

▲ Human IFN- γ Antibody Pair Set (PA00047) 检测信息

抗体对辅助试剂

产品名称	货号	规格
抗体对辅助试剂盒	PK10029	5 plates
ELISA 包被液 (5 $\times$)	PR10006	12 mL
ELISA 洗涤液 (20 $\times$)	PR10007	100 mL

产品名称	货号	规格
双组分 TMB 显色试剂盒	PK10004	50.5 mL/101 mL
ELISA 终止液	PR10009	60 mL
抗体保护剂 (适用 ELISA)	PR10004	50mL/100mL

抗体对套装常见问题

1. 标准曲线不佳

用于配制稀释液的 BSA 纯度不佳
标准品储存不当或配制不准确
洗板不完全或加样量不准确
孵育时间或温度不准确

2. 重复性不好

洗板不完全或加样量不准确
试剂混合不均匀

3. 显色低或不显色

用于配制稀释液的 BSA 纯度不佳
孵育时间或温度不准确
底物加入量不足

■ Human 系列

细胞因子

靶点	英文名称	货号
Adiponectin	Human Adiponectin Antibody Pair Set	PA00109
CXCL8/IL-8	Human CXCL8/IL-8 Antibody Pair Set	PA00096
EGF	Human EGF Antibody Pair Set	PA00045
FLT3 Ligand	Human FLT3 Ligand Antibody Pair Set	PA00064
GDF-15	Human GDF-15 Antibody Pair Set	PA00042
Growth Hormone	Human Growth Hormone Antibody Pair Set	PA00072
HGF	Human HGF Antibody Pair Set	PA00051
IFN alpha 2A	Human IFN alpha 2A Antibody Pair Set	PA00067
IFN-beta	Human IFN-beta Antibody Pair Set	PA00063
IFN-gamma	Human IFN-gamma Antibody Pair Set	PA00047
IL-1 alpha	Human IL-1 alpha Antibody Pair Set	PA00092
IL-1R2	Human IL-1R2 Antibody Pair Set	PA00107
IL-1RL1/ST2	Human IL-1RL1/ST2 Antibody Pair Set	PA00112

靶点	英文名称	货号
IL-3	Human IL-3 Antibody Pair Set	PA00058
IL-6	Human IL-6 Antibody Pair Set	PA00046
IL-11	Human IL-11 Antibody Pair Set	PA00095
IL-13	Human IL-13 Antibody Pair Set	PA00118
IL-17A	Human IL-17A Antibody Pair Set	PA00065
IL-28A	Human IL-28A Antibody Pair Set	PA00080
IL-28B	Human IL-28B Antibody Pair Set	PA00079
LIF	Human LIF Antibody Pair Set	PA00068
MCP-1	Human MCP-1 Antibody Pair Set	PA00098
M-CSF	Human M-CSF Antibody Pair Set	PA00057
TNF-alpha	Human TNF-alpha Antibody Pair Set	PA00050
TNFSF15	Human TNFSF15 Antibody Pair Set	PA00115
VEGF	Human VEGF Antibody Pair Set	PA00071

肿瘤

靶点	英文名称	货号
CEA/CEACAM5	Human CEA/CEACAM5 Antibody Pair Set	PA00101
EGFR	Human EGFR Antibody Pair Set	PA00113
GOLM1	Human GOLM1 Antibody Pair Set	PA00044
HDAC1	Human HDAC1 Antibody Pair Set	PA00010
HE4/WFDC2	Human HE4/WFDC2 Antibody Pair Set	PA00089
IDO1	Human IDO1 Antibody Pair Set	PA00075
JNK	Human JNK Antibody Pair Set	PA00029
LDH-B	Human LDH-B Antibody Pair Set	PA00106
MMP-1	Human MMP-1 Antibody Pair Set	PA00151

靶点	英文名称	货号
Total MMP-3	Human Total MMP-3 Antibody Pair Set	PA00150
MMP-9	Human MMP-9 Antibody Pair Set	PA00117
P53	Human P53 Antibody Pair Set	PA00083
PG II	Human PG II Antibody Pair Set	PA00037
PGA5	Human PGA5 Antibody Pair Set	PA00035
SERPINA1	Human SERPINA1 Antibody Pair Set	PA00054
SFRP1	Human SFRP1 Antibody Pair Set	PA00090
SNAP25	Human/Mouse/Rat SNAP25 Antibody Pair Set	PA00009
TK1	Human TK1 Antibody Pair Set	PA00105

CD 分子

靶点	英文名称	货号
B7-H3/CD276	Human B7-H3/CD276 Antibody Pair Set	PA00114
CD138/Syndecan-1	Human CD138/Syndecan-1 Antibody Pair Set	PA00078
CD16	Human CD16 Antibody Pair Set	PA00104
CD86	Human CD86 Antibody Pair Set	PA00100
DPP4/CD26	Human DPP4/CD26 Antibody Pair Set	PA00111
IL-6R alpha	Human IL-6R alpha Antibody Pair Set	PA00108
LIGHT/TNFSF14	Human LIGHT/TNFSF14 Antibody Pair Set	PA00110
PD-L1	Human PD-L1 Antibody Pair Set	PA00031
TNFRSF9/CD137	Human TNFRSF9/CD137 Antibody Pair Set	PA00103

神经生物学

靶点	英文名称	货号
Alpha Synuclein	Human Alpha Synuclein Antibody Pair Set	PA00061
beta-NGF	Human beta-NGF Antibody Pair Set	PA00053
Fetuin-A	Human Fetuin-A Antibody Pair Set	PA00038
GMFG	Human GMFG Antibody Pair Set	PA00036
NF-L	Human NF-L Antibody Pair Set	PA00149

膜蛋白

靶点	英文名称	货号
VISTA/C10orf54	Human VISTA/C10orf54 Antibody Pair Set	PA00102

其它

靶点	英文名称	货号
ACE2	Human ACE2 Antibody Pair Set	PA00085
Albumin	Human Albumin Antibody Pair Set	PA00033
ATG7	Human ATG7 Antibody Pair Set	PA00097
CYC5	Human CYC5 Antibody Pair Set	PA00034
Haptoglobin	Human Haptoglobin Antibody Pair Set	PA00121
HNRNPA2B1	Human HNRNPA2B1 Antibody Pair Set	PA00093
HO-1/HMOX1	Human HO-1/HMOX1 Antibody Pair Set	PA00086
Myoglobin	Human Myoglobin Antibody Pair Set	PA00066

靶点	英文名称	货号
PCSK9	Human PCSK9 Antibody Pair Set	PA00099
PLA2G1B	Human PLA2G1B Antibody Pair Set	PA00039
PIP5K1A	Human/Mouse/Rat PIP5K1A Antibody Pair Set	PA00074
RBP4	Human RBP4 Antibody Pair Set	PA00094
Thrombopoietin	Human Thrombopoietin Antibody Pair Set	PA00091
t-Plasminogen activator	Human t-Plasminogen activator Antibody Pair Set	PA00055
Transferrin/TF	Human Transferrin/TF Antibody Pair Set	PA00119
Uteroglobin	Human Uteroglobin Antibody Pair Set	PA00040

■ Mouse 系列

细胞因子

靶点	英文名称	货号
FGF-21	Mouse/Rat FGF-21 Antibody Pair Set	PA00133
IFN-gamma	Mouse IFN-gamma Antibody Pair Set	PA00132
IL-1 alpha	Mouse IL-1 alpha Antibody Pair Set	PA00135
IL-10	Mouse IL-10 Antibody Pair Set	PA00140
IL-22	Mouse IL-22 Antibody Pair Set	PA00138
Insulin	Mouse Insulin Antibody Pair Set	PA00130

膜蛋白

靶点	英文名称	货号
ICAM-1/CD54	Mouse ICAM-1/CD54 Antibody Pair Set	PA00136

肿瘤

靶点	英文名称	货号
Osteopontin/OPN	Mouse/Rat Osteopontin/OPN Antibody Pair Set	PA00134
SNAP25	Human/Mouse/Rat SNAP25 Antibody Pair Set	PA00009

其他

靶点	英文名称	货号
PIP5K1A	Human/Mouse/Rat PIP5K1A Antibody Pair Set	PA00074

■ Rat 系列

细胞因子

靶点	英文名称	货号
FGF-21	Mouse/Rat FGF-21 Antibody Pair Set	PA00133
IFN-gamma	Rat IFN-gamma Antibody Pair Set	PA00145
IL-1 beta	Rat IL-1 beta Antibody Pair Set	PA00146
IL-2	Rat IL-2 Antibody Pair Set	PA00144
IL-10	Rat IL-10 Antibody Pair Set	PA00147

肿瘤

靶点	英文名称	货号
MMP-9	Rat MMP-9 Antibody Pair Set	PA00148
Osteopontin/OPN	Mouse/Rat Osteopontin/OPN Antibody Pair Set	PA00134
SNAP25	Human/Mouse/Rat SNAP25 Antibody Pair Set	PA00009

其它

靶点	英文名称	货号
PIP5K1A	Human/Mouse/Rat PIP5K1A Antibody Pair Set	PA00074

抗体对 Matched Antibody Pairs

Proteintech 的抗体对采用内部专有的重组兔单抗及小鼠单抗技术研发生产，经过多重微珠阵列技术和双抗夹心 ELISA 平台的验证，批次间高度稳定，可大量稳定供应。

PBS-only

- » 不含 BSA、叠氮化钠与甘油
- » 可直接进行偶联

选择更多

- » 每个靶标提供多种配对
- » 轻松匹配实验需求

天然样本验证

- » 天然样本 + 亲和力 + CBA + ELISA 验证
- » 多重筛选，特异性更强

稳定供应


- » 采用重组技术研发生产
- » 高批间一致性

适用于多种检测平台


- » 双抗夹心 ELISA、多因子检测、体外诊断（化学发光，胶体金等）
- » 均相检测（HTRF、AlphaLISA）、蛋白质邻近连接分析（PLA）

OPN/SPP1 重组抗体对 (MP00375-1)


天然样本检测数据




▲ 16份健康人血浆样本检测图。
检测样品的OPN/SPP1浓度测定为40.58 ng/mL，
范围为7.07-92.57ng/mL。



▲ 8份健康人尿液样本检测图。
检测样品的OPN/SPP1 浓度测定为
1,426.23 ng/mL，范围为136.64-
5,219.95 ng/mL。




▲ 7份健康人乳汁样本检测图。
检测样品的OPN/SPP1浓度为 35,304.3 ng/mL，
范围为13,338.9 - 63,338.0 ng/mL。




▲ 人肝癌细胞HepG2和A431在相同的培养
条件下培养后。分别等分试样的细胞培养上
清，检测其中的OPN/SPP1含量，结果分别
为240.9 ng/mL和0.25 ng/mL。

亲和力检测数据




▲ OPN/SPP1 重组捕获抗体 (83341-2-PBS) 的亲和力和动力学表征，亲和力常数为 0.468 nM




▲ OPN/SPP1 重组检测抗体 (83341-1-PBS) 的亲和力和动力学表征，亲和力常数为 36.8 nM

CBA 及双抗夹心 ELISA 测定数据



▲ OPN/SPP1 重组抗体对 (MP00375-1) 的CBA标准曲线



▲ OPN/SPP1 重组抗体对 (MP00375-1) 的双抗夹心ELISA标准曲线

7000+种抗体对 覆盖多种研究领域

- 心血管
- 信号通路
- 表观遗传学
- 神经生物学
- 肿瘤
- 代谢
- 细胞生物学
- 重组蛋白药/抗体药开发靶点
- 免疫学



更多抗体对
持续上新中

■ Human 系列

CBA: Cytometric bead array, sELISA: Sandwich ELISA

免疫学

检测靶点	GeneID	产品货号	应用
4-1BBL/TNFSF9	8744	MP50011-1	sELISA
AHR	196	MP00397-3	sELISA
B7-H3/CD276	80381	MP00248-3	CBA, sELISA
B7-H6	374383	MP00851-2	sELISA
BAFF/TNFSF13B	10673	MP01318-3	sELISA
BCMA/TNFRSF17	608	MP01305-4	sELISA
BCMA/TNFRSF17	608	MP50140-1	sELISA
BST2	684	MP01064-4	sELISA
BTLA/CD272	151888	MP01168-4	sELISA
CSAR1/CD88	728	MP01255-4	sELISA
C7	730	MP01179-4	sELISA
C9	735	MP01620-3	sELISA
CAMP	820	MP00042-1	sELISA
CCL20/MIP-3 alpha	6364	MP01301-4	sELISA
CCL22/MDC	6367	MP01238-4	sELISA
CCR2a-specific	729230	MP01725-1	sELISA
CCR5	1234	MP00125-4	sELISA
CD2	914	MP01045-4	sELISA
CD3 Delta	915	MP01149-4	sELISA
CD4	920	MP00503-2	CBA, sELISA
CD4	920	MP50077-1	sELISA
CD5	921	MP00525-4	sELISA
CD6	923	MP01358-2	CBA, sELISA
CD8b	926	MP01133-1	CBA, sELISA
CD14	929	MP00058-4	sELISA
CD16a	2214	MP01617-3	sELISA
CD23	2208	MP00958-3	sELISA
CD25/IL-2RA	3559	MP00837-3	sELISA
CD27	939	MP01811-3	sELISA
CD28	940	MP00136-1	sELISA
CD30/TNFRSF8	943	MP01137-1	CBA, sELISA
CD33	945	MP01254-1	CBA, sELISA
CD36	948	MP00992-4	sELISA
CD38	952	MP00991-2	CBA, sELISA
CD39/ENTPD1	953	MP01143-1	CBA, sELISA
CD40	958	MP01294-3	sELISA
CD40	958	MP50064-1	sELISA
CD44	960	MP00033-1	sELISA
CD45	5788	MP01280-3	sELISA
CD46	4179	MP50041-1	sELISA
CD46	4179	MP01445-3	sELISA
CD47	961	MP00863-3	sELISA
CD48	962	MP01093-2	CBA, sELISA
CD62L	6402	MP01864-3	sELISA
CD63	967	MP01370-1	CBA, sELISA
CD68	968	MP01429-3	sELISA
CD69	969	MP01164-1	CBA, sELISA
CD72	971	MP01170-2	CBA, sELISA
CD79b	974	MP01141-2	CBA, sELISA
CD82	3732	MP01456-3	sELISA
CD83	9308	MP01570-3	sELISA
CD84	8832	MP01112-2	CBA, sELISA
CD86	942	MP50056-1	sELISA
CD86	942	MP00511-3	sELISA
CD89	2204	MP01257-2	CBA, sELISA
CD93	22918	MP01683-3	sELISA
CD97	976	MP01158-4	sELISA
CD99	4267	MP01403-3	sELISA
CD100	10507	MP01337-3	sELISA
CD117/c-Kit	3815	MP01171-4	sELISA
CD122/IL-2RB	3560	MP01123-3	sELISA
CD126/IL-6R alpha	3570	MP50060-1	sELISA
CD126/IL-6R alpha	3570	MP00676-1	CBA, sELISA
CD134/OX40	7293	MP01138-2	CBA, sELISA
CD138/Syndecan-1	6382	MP50044-1	sELISA
CD155/PVR	5817	MP01053-4	sELISA
CD157	683	MP01225-4	sELISA
CD200	4345	MP50062-1	sELISA
CD226	10666	MP01106-1	sELISA
CD268/BAFF-R	115650	MP01419-3	sELISA
CD300a	11314	MP01465-2	sELISA
CEACAM-1/CD66a	634	MP00520-1	CBA, sELISA
CEACAM3	1084	MP01104-4	sELISA
CEACAM8	1088	MP00293-4	sELISA
CEACAM8	1088	MP50039-1	sELISA

检测靶点	GeneID	产品货号	应用
CLEC12A	160364	MP00662-4	sELISA
Complement C2	717	MP01780-3	sELISA
CRTAM/CD355	56253	MP00989-2	CBA, sELISA
CSF1R/CD115	1436	MP01340-4	sELISA
CSF2RA/CD116	1438	MP00953-1	CBA, sELISA
CTLA-4/CD152	1493	MP00736-4	sELISA
CXCL1	2919	MP00922-2	sELISA
CXCL8/IL-8	3576	MP50089-1	sELISA
CXCL8/IL-8	3576	MP00830-3	sELISA
CXCR1	3577	MP00731-3	sELISA
DC-SIGNR/CD299	10332	MP01330-4	sELISA
DFNA5	1687	MP00455-2	CBA, sELISA
DPP4/CD26	1803	MP50051-1	sELISA
DPP4/CD26	1803	MP01439-3	sELISA
ECM1	1893	MP00011-4	sELISA
ECM1	1893	MP50074-1	sELISA
Endoglin/CD105	2022	MP00089-1	sELISA
E-selectin / CD62E	6401	MP01636-3	sELISA
Fas/CD95	355	MP00430-2	CBA, sELISA
FCGR3B/CD16b	2215	MP50059-1	sELISA
FLT3LG	2323	MP50046-1	sELISA
GBP1	2633	MP00707-4	sELISA
GBP2	2634	MP01177-4	sELISA
G-CSFR	1441	MP01609-3	sELISA
GM-CSF	1437	MP50067-1	sELISA
GM-CSF	1437	MP00521-3	sELISA
gp130/IL6ST	3572	MP50086-1	sELISA
gp130/IL6ST	3572	MP00324-3	sELISA
GP2	2813	MP01513-2	CBA, sELISA
Granzyme B	3002	MP00761-1	CBA, sELISA
HARS	3035	MP00486-1	CBA, sELISA
HCL51	3059	MP01860-1	CBA, sELISA
HEXIM1	10614	MP01740-3	sELISA
HGF	3082	MP50034-1	sELISA
ICAM-1	3383	MP00028-5	sELISA
ICAM-1	3383	MP50085-1	sELISA
ICAM2/CD102	3384	MP01646-1	CBA, sELISA
ICAM3/CD50	3385	MP01223-3	sELISA
ICOSLG/B7-H2/CD275	23308	MP50083-1	sELISA
IFITM2	10581	MP00456-1	CBA, sELISA
IFNA2	3440	MP50005-1	sELISA
IFNAR1	3454	MP00094-2	CBA, sELISA
IFN-gamma	3458	MP01131-1	CBA, sELISA
IFN-gamma	3458	MP50092-1	sELISA
IGF1R	3480	MP00869-4	sELISA
IL-1 alpha	3552	MP01289-3	sELISA
IL-1 beta	3553	MP50134-1	sELISA
IL-1 beta	3553	MP00331-2	CBA, sELISA
IL-1 beta	3553	MP80001-6	sELISA
IL-1R1	3554	MP00062-3	CBA, sELISA
IL-1R1	3554	MP00062-1	sELISA
IL-1R2	7850	MP01178-4	sELISA
IL-1RA	3557	MP01389-3	sELISA
IL1RL1	9173	MP50068-1	sELISA
IL-2RG	3561	MP01367-3	sELISA
IL-3	3562	MP50003-1	sELISA
IL-3	3562	MP00526-1	CBA, sELISA
IL-3	3562	MP00526-4	sELISA
IL-4	3565	MP50049-1	sELISA
IL-4	3565	MP00829-3	CBA, sELISA
IL-4	3565	MP50010-1	sELISA
IL-4RA/CD124	3566	MP01282-4	sELISA
IL-5	3567	MP50091-1	sELISA
IL-5	3567	MP00921-2	sELISA
IL-5RA/CD125	3568	MP01699-3	sELISA
IL-6	3569	MP50032-1	CBA, sELISA
IL-6	3569	MP00687-4	sELISA
IL-7Ra/CD127	3575	MP00704-3	CBA, sELISA
IL-10	3586	MP50035-1	sELISA
IL-10RB	3588	MP01631-1	CBA, sELISA
IL11	3589	MP50054-1	CBA, sELISA
IL-12 p40	3592	MP50048-1	sELISA
IL-12/IL-23 p40	3593	MP00035-4	sELISA
IL-13	3596	MP01078-3	sELISA

检测靶点	GeneID	产品货号	应用
IL-15	3600	MP50095-1	sELISA
IL17A	3605	MP50004-1	sELISA
IL-17F	112744	MP50006-1	sELISA
IL17RA	23765	MP01397-3	sELISA
IL18BP	10068	MP00670-4	sELISA
IL-22	50616	MP00657-2	CBA, sELISA
IL-28A	282616	MP50008-1	sELISA
IL-28B	282617	MP50007-1	sELISA
IL-29	282618	MP50009-1	sELISA
IL31	386653	MP01421-3	sELISA
IL3RA/CD123	3563	MP00176-4	sELISA
IRAK3	11213	MP00849-4	sELISA
IRF4	3662	MP50012-2	sELISA
IRF7	3665	MP01791-2	CBA, sELISA
JUNB	3726	MP01695-3	sELISA
KIM-1/HAVCR1	26762	MP01449-1	CBA, sELISA
Lactotransferrin/LTF	4057	MP00429-1	CBA, sELISA
LAIR1	3903	MP01466-1	CBA, sELISA
LBP	3929	MP00906-4	sELISA
LXN	56925	MP50023-1	sELISA
MAEA	10296	MP00233-4	sELISA
MCP-1/CCL2	6347	MP00938-1	CBA, sELISA
MCSF	1435	MP50033-1	sELISA
MERTK	10461	MP01061-2	sELISA
MICA	100507436	MP00686-1	CBA, sELISA
MLLT1	4298	MP00158-2	CBA, sELISA
MPO	4353	MP00321-2	sELISA
MRP3/ABCC3	8714	MP00973-2	sELISA
NCAM1/CD56	4684	MP00393-4	sELISA
NCR1	9437	MP01763-1	CBA, sELISA
NCR3/Nkp30	259197	MP00833-4	sELISA
NGAL	3934	MP00770-1	sELISA
OX40L/TNFSF4	7292	MP00327-3	sELISA
PDGFR alpha/CD140a	5156	MP01256-4	sELISA
PD-L1/CD274	29126	MP50090-1	sELISA
PD-L1/CD274	29126	MP00601-4	sELISA
PD-L2/B7-DC	80380	MP00778-4	sELISA
PLSCR1	5359	MP01664-3	sELISA
POLR3C	10623	MP01234-4	sELISA
PPIL6	285755	MP01635-2	CBA, sELISA
S100A9	6280	MP00569-4	sELISA
SAMHD1	25939	MP50020-1	sELISA
Serum amyloid P component	325	MP01275-1	sELISA
Siglec-7/CD328	27036	MP01156-2	CBA, sELISA
Siglec-8	27181	MP00960-4	sELISA
Siglec-9	27180	MP01502-3	sELISA
SIRP Alpha/CD172a	140885	MP00713-1	CBA, sELISA
SWAP70	23075	MP00645-3	CBA, sELISA
TBX21,T-bet	30009	MP00748-1	CBA, sELISA
TCIRG1	10312	MP00365-4	sELISA
TELO2	9894	MP50016-1	CBA, sELISA
TFEB	7942	MP01491-2	sELISA
TIGIT	201633	MP00528-2	CBA, sELISA
TIM3	84868	MP01083-2	CBA, sELISA
TLR6	10333	MP01727-1	sELISA
TNF beta	4049	MP00562-1	CBA, sELISA
TNFR2	7133	MP50139-1	sELISA
TNFR2/CD120b	7133	MP00777-4	sELISA
TNFRSF13B/CD267	23495	MP01167-2	CBA, sELISA
TNFRSF9/CD137	3604	MP00870-2	CBA, sELISA
TNFSF15	9966	MP50070-1	sELISA
TNFSF18	8995	MP50040-1	sELISA
TNFSF8	944	MP01420-2	CBA, sELISA
TOLLIP	54472	MP01524-2	CBA, sELISA
TREM-1/CD354	54210	MP00988-1	CBA, sELISA
TRP1	7306	MP00997-3	sELISA
TSG-6	7130	MP00218-3	sELISA
TYRO3	7301	MP01701-3	sELISA
uPAR/CD87	5329	MP00129-1	sELISA
uPAR/CD87	5329	MP00129-3	CBA, sELISA
VCAM-1/CD106	7412	MP01145-3	CBA, sELISA
VE-cadherin/CD144	1003	MP00752-3	CBA, sELISA
VISTA	64115	MP50058-1	sELISA

抗体对目录

■ Human 系列

CBA:Cytometric bead array, sELISA:Sandwich ELISA

代谢											
检测靶点	GeneID	产品货号	应用	检测靶点	GeneID	产品货号	应用	检测靶点	GeneID	产品货号	应用
ABCA3	21	MP00121-3	sELISA	FADS2	9415	MP01384-1	CBA, sELISA	NOX1	6546	MP01816-1	CBA, sELISA
ABCD1	215	MP00070-1	CBA, sELISA	FMO1	2326	MP00149-2	sELISA	NFX1	4799	MP00127-4	sELISA
ACOX1	51	MP00709-3	CBA, sELISA	FUT4	2526	MP01607-2	CBA, sELISA	NNMT	4837	MP01628-3	sELISA
ACSS2	55902	MP01551-3	sELISA	GCSH	2653	MP00021-3	CBA, sELISA	PBRM1	55193	MP00656-4	sELISA
AGXT	189	MP00420-4	sELISA	GPAM	57678	MP00994-3	CBA, sELISA	PCSK9	255738	MP01071-4	sELISA
ALOX15B	247	MP50096-1	sELISA	GSPT1	2935	MP50094-1	sELISA	PCSK9	255738	MP50055-1	sELISA
Alpha-1-microglobulin	259	MP00658-2	sELISA	GSR	2936	MP01316-3	CBA, sELISA	Perilipin 1	5346	MP00840-2	CBA, sELISA
AMACR/p504S	23600	MP01623-3	sELISA	HNF4A	3172	MP01183-4	sELISA	Perilipin-2	123	MP00071-1	sELISA
Antizyme inhibitor 1	51582	MP01120-4	sELISA	IDS	3423	MP01433-1	CBA, sELISA	PFAS	5198	MP00064-1	CBA, sELISA
APOL1	8542	MP00760-2	CBA, sELISA	IMPDH1	3614	MP01726-1	sELISA	PPID	5481	MP01018-4	sELISA
ARG2	384	MP01580-3	sELISA	iNOS	4843	MP00898-1	sELISA	PPP1CB	5500	MP01723-2	CBA, sELISA
ARID4A	5926	MP00489-3	sELISA	Islet 1	3670	MP00771-4	sELISA	PSMA/GCPII	2346	MP01454-1	CBA, sELISA
ASGR1	432	MP00681-3	CBA, sELISA	KCNA3	3738	MP01808-1	CBA, sELISA	PTBP2	58155	MP01460-1	sELISA
ATIC	471	MP01575-1	CBA, sELISA	KLK3/PSA	354	MP00975-3	sELISA	RBP4	5950	MP01038-4	sELISA
ATP1A1	476	MP50088-1	sELISA	LEPR	3953	MP01335-3	sELISA	RNASET2	8635	MP00620-1	CBA, sELISA
ATP1A2	477	MP01738-1	CBA, sELISA	LEPR	3953	MP50066-1	sELISA	ROD1	9991	MP01782-2	CBA, sELISA
ATP2B1	490	MP00808-3	sELISA	LMO7	4008	MP01336-4	sELISA	RPP30	10556	MP00472-1	CBA, sELISA
BCL3	602	MP01655-3	sELISA	LRRFP1	9208	MP01600-1	CBA, sELISA	RPS4X	6191	MP01031-1	sELISA
CALM1	801	MP50211-1	sELISA	MDH1	4190	MP01422-2	CBA, sELISA	SEL1L	6400	MP01186-1	CBA, sELISA
CCT5	22948	MP01209-1	CBA, sELISA	MED6	10001	MP01087-3	CBA, sELISA	SLC27A6	28965	MP01755-2	CBA, sELISA
CHRNA4	1137	MP01101-4	sELISA	Methylmalonyl Coenzyme A mutase/ MUT	4594	MP01652-1	CBA, sELISA	SLC39A14/ZIP-14	23516	MP00583-3	sELISA
CLPX	10845	MP00277-3	sELISA	METTL1	4234	MP01400-1	sELISA	SLC7A5	8140	MP01094-2	CBA, sELISA
CNDP2	55748	MP01668-3	sELISA	MIRO1	55288	MP01000-4	sELISA	SNAI1	6615	MP00343-2	CBA, sELISA
CST5	1473	MP01490-1	CBA, sELISA	MTA3	57504	MP00017-2	CBA, sELISA	SP100	6672	MP00964-4	sELISA
CTPS2	56474	MP50097-1	sELISA	MTCO2	4513	MP00254-4	sELISA	SREBF2	6721	MP00408-1	CBA, sELISA
DLAT	1737	MP00635-4	sELISA	MTHFD1	4522	MP01654-3	sELISA	TAT	6898	MP00131-1	sELISA
DPP10	57628	MP01035-3	sELISA	MTOR	2475	MP50209-1	sELISA	TDO2	6999	MP00219-3	sELISA
FABP6	2172	MP01052-2	sELISA	NADK	65220	MP01732-2	sELISA	Thrombopoietin	7066	MP50053-1	sELISA
								UTX	7403	MP01453-1	CBA, sELISA

神经生物学

检测靶点	GeneID	产品货号	应用	检测靶点	GeneID	产品货号	应用	检测靶点	GeneID	产品货号	应用
Alpha Synuclein	6622	MP50043-1	sELISA	MAP2	4133	MP01208-3	sELISA	Serotonin transporter	6532	MP01613-1	sELISA
APP	351	MP01584-3	sELISA	MGEA5	10724	MP01507-2	CBA, sELISA	SHC1	6464	MP01619-2	CBA, sELISA
Aquaporin 4	361	MP00781-4	sELISA	MT-ND5	4540	MP01274-1	sELISA	SNAT2	54407	MP00889-3	CBA, sELISA
ARHGEF11	9826	MP01063-2	CBA, sELISA	MTNR1A	4543	MP00214-3	sELISA	SOD1	6647	MP00799-1	CBA, sELISA
ATG4D	84971	MP00902-4	sELISA	NCAM2	4685	MP00493-3	CBA, sELISA	SOD1	6647	MP50052-1	CBA, sELISA
Beta galactosidase	2720	MP00647-4	sELISA	NELF	26012	MP00490-1	CBA, sELISA	SPTA1	6708	MP00280-3	sELISA
Cannabinoid receptor 2	1269	MP01799-3	sELISA	Neurogranin	4900	MP00606-1	CBA, sELISA	SPTAN1	6709	MP01560-3	sELISA
CHRNA3	1136	MP01633-3	sELISA	Neuropilin 1	8829	MP01310-4	sELISA	STAU1	6780	MP01603-2	CBA, sELISA
CRMP2	1808	MP00886-2	sELISA	NOTCH2	4853	MP01016-2	CBA, sELISA	STX1A	6804	MP00172-4	sELISA
CSPG4	1464	MP00694-3	sELISA	NRG1, isoform Alpha	3084	MP00232-6	sELISA	STX1B	112755	MP00312-1	CBA, sELISA
CTNNBIP1	56998	MP00102-1	CBA, sELISA	NSUN2	54888	MP00112-3	sELISA	SURF1	6834	MP00034-4	sELISA
DCX	1641	MP50026-1	sELISA	OLIG2	10215	MP00809-2	sELISA	Synaptophysin	6855	MP00345-4	sELISA
DDR1	780	MP01290-4	sELISA	Osteopontin	6696	MP00375-1	CBA, sELISA	Synaptotagmin-1	6857	MP00633-4	sELISA
DRD1	1812	MP01326-3	sELISA	OXT	5020	MP01569-3	sELISA	TDP-43	23435	MP50030-1	sELISA
GRP56	9289	MP01673-1	CBA, sELISA	PARK7/DJ-1	11315	MP80004-1	sELISA	TDP-43	23435	MP80000-1	sELISA
HCN1	348980	MP01612-1	sELISA	PAX6	5080	MP01219-4	sELISA	THOP1	7064	MP01191-3	CBA, sELISA
HCN2	610	MP00160-2	sELISA	PDE10A	10846	MP01645-2	CBA, sELISA	TMEM119	338773	MP00444-4	sELISA
IARS2	55699	MP01543-3	sELISA	PICK1	9463	MP00068-3	sELISA	TREM2	54209	MP50208-1	sELISA
KCND3	3752	MP00616-4	sELISA	PINK1	65018	MP00404-1	CBA, sELISA	TREM2	54209	MP00440-4	sELISA
KIF5A	3798	MP00967-4	sELISA	PNMT	5409	MP00874-4	sELISA	TrkB	4915	MP01108-3	CBA, sELISA
L1CAM	3897	MP00954-3	sELISA	PON3	5446	MP01459-2	CBA, sELISA	TRPA1	8989	MP01728-1	sELISA
LAMA3	3909	MP00186-2	CBA, sELISA	PPAR Gamma	5468	MP00256-3	sELISA	TRPV4	59341	MP01010-3	sELISA
LIMK2	3985	MP01226-2	sELISA	REST	5978	MP01629-3	sELISA	UCH-L1/PGP9.5	7345	MP01079-2	CBA, sELISA
LRRK2	120892	MP00980-2	sELISA	RYR3	6263	MP50018-1	sELISA				

生长因子及激素

检测靶点	GeneID	产品货号	应用	检测靶点	GeneID	产品货号	应用	检测靶点	GeneID	产品货号	应用
BTC	685	MP00138-1	sELISA	GDF9	2661	MP00911-1	CBA, sELISA	Leptin	3952	MP00993-1	CBA, sELISA
GDF-15	9518	MP50133-1	sELISA	TSLP	85480	MP01287-4	sELISA	EGFR	1956	MP50069-1	sELISA
Adiponectin receptor	79602	MP01830-2	CBA, sELISA	PGF/PIGF	5228	MP50063-1	sELISA	PDGFR beta/ CD140b	5159	MP00006-3	sELISA
IGFBP7	3490	MP00319-4	sELISA	VEGFB	7423	MP01517-2	sELISA	NGF	4803	MP50038-1	sELISA
FGF19	9965	MP01398-1	CBA, sELISA	IGF	2277	MP50105-2	sELISA	PTH	5741	MP01717-3	sELISA
				IGFBP2	3485	MP00322-2	sELISA				

Human 系列

CBA:Cytometric bead array, sELISA:Sandwich ELISA

细胞生物学

检测靶点	GeneID	产品货号	应用
AGA	175	MP00451-1	CBA, sELISA
ARNT/HIF-1 beta	405	MP01470-1	CBA, sELISA
ATG12	9140	MP01715-3	sELISA
ATG9A	79065	MP01278-1	CBA, sELISA
Axl	558	MP01487-3	sELISA
BAG3	9531	MP00740-1	CBA, sELISA
BRAP	8315	MP00338-4	sELISA
BUB3	9184	MP00297-3	CBA, sELISA
C16orf63	123811	MP50210-1	sELISA
CA2	760	MP01702-2	CBA, sELISA
Caspase 10	843	MP01855-1	sELISA
Caspase 9	842	MP01714-2	sELISA
CCDC25	55246	MP01321-3	sELISA
CD107a / LAMP1	3916	MP01489-1	CBA, sELISA
CD164	8763	MP01444-3	sELISA
CDK2	1017	MP00611-4	sELISA
CEBPB	1051	MP00737-3	CBA, sELISA
CKAP4	10970	MP01324-1	CBA, sELISA
Cleaved Caspase 3/ P17/P19	836	MP00104-4	sELISA
CLPTM1	1209	MP00415-3	sELISA
CP110	9738	MP01447-3	sELISA
CPD	1362	MP00185-1	CBA, sELISA
Cryptochrome 1	1407	MP00603-3	CBA, sELISA
CTRL	1506	MP01410-1	CBA, sELISA
CUL3	8452	MP00599-4	sELISA
CUL4B	8450	MP01736-1	CBA, sELISA
Cyclin D1	595	MP80003-1	sELISA
Cyclin E1	898	MP00361-2	CBA, sELISA
Cystatin A	1475	MP01707-1	CBA, sELISA
Cytokeratin 1	3848	MP00134-1	sELISA
DCP1A	55802	MP01815-3	sELISA
DDX46	9879	MP01807-1	CBA, sELISA
DNA2	1763	MP01042-3	sELISA
DNAJC11	55735	MP01315-3	sELISA
DNAJC15	29103	MP50019-1	sELISA
DNAJC15	29103	MP01217-2	sELISA
DR5	8795	MP01541-1	CBA, sELISA
Debrin	1627	MP00585-4	sELISA
DSC3	1825	MP00421-4	sELISA
Dystrophin	1756	MP00595-1	CBA, sELISA
EIF3F	8665	MP01038-4	sELISA
ERp57/ERp60	2923	MP01779-1	CBA, sELISA
ETV4	2118	MP00867-2	CBA, sELISA

检测靶点	GeneID	产品货号	应用
FEN1	2237	MP01694-3	sELISA
FGFR2	2263	MP01128-2	CBA, sELISA
FOXN1	2305	MP01500-3	sELISA
FOXO1	2308	MP00024-3	sELISA
G3BP2	9908	MP00090-3	CBA, sELISA
GILZ	1831	MP00887-3	sELISA
Histone H1.0	3005	MP00895-1	CBA, sELISA
HNF1B	6928	MP01499-1	CBA, sELISA
IGFBP3	3486	MP01352-2	CBA, sELISA
IL4I1	259307	MP50424-1	sELISA
Integrin Beta 5	3693	MP00512-4	sELISA
Integrin beta-6	3694	MP01331-4	sELISA
INTS1	26173	MP01233-3	CBA, sELISA
Involucrin	3713	MP00618-1	CBA, sELISA
KIAA0284	283638	MP50021-1	sELISA
KLKB1	3818	MP01518-3	sELISA
LBR	3930	MP01373-3	sELISA
LIMPII	950	MP01086-4	sELISA
MCM2	4171	MP01392-2	CBA, sELISA
MDC1	9656	MP00487-1	CBA, sELISA
MDM1	56890	MP00166-1	CBA, sELISA
MXI1	4601	MP01509-3	sELISA
MYO9B	4650	MP01007-3	sELISA
MYOM3	127294	MP00789-2	sELISA
NDE1	54820	MP01589-1	CBA, sELISA
Nectin-4/PVRL4	81607	MP00147-4	sELISA
NEDD4	4734	MP00234-2	sELISA
NFKB2	4791	MP00950-1	CBA, sELISA
Ninein	51199	MP01704-2	CBA, sELISA
NUP85	79902	MP00330-1	CBA, sELISA
OATP1B1/SLCO1B1	10599	MP00051-4	sELISA
OGG1	4968	MP00871-1	CBA, sELISA
OGT	8473	MP00167-1	CBA, sELISA
P16-INK4A	1029	MP01135-4	sELISA
PA2G4	5036	MP50029-1	sELISA
PARP2	10038	MP00045-4	sELISA
PCNA	5111	MP00424-4	sELISA
PD-1/CD279	5133	MP00612-4	sELISA
PDCD4	27250	MP01098-3	CBA, sELISA
PER1	5187	MP01530-1	CBA, sELISA
PI16	221476	MP00888-4	sELISA
PLEC	5339	MP00839-4	sELISA
PML	5371	MP01806-2	CBA, sELISA
POMP	51371	MP00590-4	sELISA

检测靶点	GeneID	产品货号	应用
PPP1R15B	84919	MP00002-2	CBA, sELISA
PSMD1	5707	MP00519-3	sELISA
PSMD14/POH1	10213	MP01566-3	sELISA
RAD21	5885	MP01677-2	CBA, sELISA
RAD50	10111	MP01720-3	sELISA
RAD51C	5889	MP01399-3	sELISA
RAE1	8480	MP00683-4	sELISA
RELB	5971	MP01583-1	CBA, sELISA
RFC2	5982	MP01625-2	CBA, sELISA
Ribophorin I	6184	MP00231-3	sELISA
RNF40	9810	MP00974-1	CBA, sELISA
ROCK1	6093	MP00229-3	sELISA
RPS17	6218	MP00785-1	CBA, sELISA
RPS3	6188	MP01686-2	CBA, sELISA
RSPH9	221421	MP01764-1	CBA, sELISA
RTN3	10313	MP50025-1	sELISA
SAE1	10055	MP01364-3	sELISA
SALL4	57167	MP00137-1	sELISA
SCN3B	55800	MP00132-4	sELISA
Securin	9232	MP00876-4	sELISA
SGK1	6446	MP00880-1	CBA, sELISA
SMARCA4	6597	MP00334-1	CBA, sELISA
SNRNP200	23020	MP01734-2	CBA, sELISA
SON	6651	MP00772-3	sELISA
SOX4	6659	MP00619-1	CBA, sELISA
SPARC	6678	MP01430-2	CBA, sELISA
SSBP1	6742	MP01710-3	sELISA
STK39	27347	MP00106-3	sELISA
SUMO3	6612	MP00968-3	sELISA
SYT15	83849	MP50014-1	sELISA
Talin-1	7094	MP00405-4	sELISA
TCF1/TCF7	6932	MP01006-4	sELISA
TEAD4	7004	MP01682-3	sELISA
TNFR1/CD120a	7132	MP00099-3	sELISA
TNFR1/CD120a	7132	MP50042-1	sELISA
TRAF2	7186	MP01404-2	sELISA
TRAIL	8743	MP01166-1	CBA, sELISA
TRIM63	84676	MP01610-1	sELISA
TRPS1	7227	MP00096-1	CBA, sELISA
TSG101	7251	MP01221-2	sELISA
WAPL	23063	MP01615-1	CBA, sELISA
YBX1	4904	MP01766-1	CBA, sELISA
YTHDF1	54915	MP01146-4	sELISA
ZO-1	7082	MP00349-4	sELISA

心血管

检测靶点	GeneID	产品货号	应用
ACE	1636	MP01285-3	sELISA
ACVRL1	94	MP01306-2	sELISA
Adiponectin	9370	MP50050-1	sELISA
ALB	213	MP50031-1	sELISA
Alpha-2-Macroglobulin	2	MP01224-2	CBA, sELISA
Angiotensinogen/ AGT	183	MP50065-1	sELISA
ANGPTL4	51129	MP50037-1	sELISA
APOE	348	MP50078-1	sELISA
APOE	348	MP01558-3	sELISA
APOH	350	MP01667-1	CBA, sELISA
B2M	567	MP00673-3	sELISA
BCAM	4059	MP00965-2	sELISA
Calponin	1264	MP50017-1	sELISA
Carbonic Anhydrase IX/CA9	768	MP01136-1	CBA, sELISA
Cathepsin D	1509	MP00695-4	sELISA
CD141/ Thrombomodulin	7056	MP00411-3	sELISA
CLU	1191	MP50075-1	sELISA
Clusterin	1191	MP00986-3	sELISA

检测靶点	GeneID	产品货号	应用
Coagulation Factor III/Tissue Factor	2152	MP00732-1	CBA, sELISA
COX-1/ Cyclooxygenase-1	5742	MP01068-4	sELISA
CTGF	1490	MP00091-1	sELISA
Desmin	1674	MP50204-1	sELISA
eNOS	4846	MP01737-1	CBA, sELISA
ErbB3/HER3	2065	MP01777-1	CBA, sELISA
Factor IX/PTC	2158	MP01390-1	CBA, sELISA
FDFT1	2222	MP00097-1	CBA, sELISA
FGF-21	26291	MP00005-1	sELISA
Fibrillin 1	2200	MP00807-1	CBA, sELISA
FLT4/VEGFR3	2324	MP00009-6	sELISA
FSTL1	11167	MP01494-2	CBA, sELISA
GATA6	2627	MP01729-1	sELISA
Haptoglobin	3240	MP00779-1	sELISA
Hemoglobin alpha	3039	MP00239-3	sELISA
HP	3240	MP50036-1	sELISA
HSL	3991	MP01374-1	CBA, sELISA
IGFBP4	3487	MP50212-1	sELISA
IGFBP4	3487	MP00279-2	sELISA

检测靶点	GeneID	产品货号	应用
JAM-A/Junctional Adhesion Molecule A	50848	MP00247-2	CBA, sELISA
Kininogen-1	3827	MP01081-2	CBA, sELISA
MMP3	4314	MP00083-2	CBA, sELISA
NFATC3	4775	MP50022-1	sELISA
PDESA	8654	MP01762-3	sELISA
PON1	5444	MP00877-4	sELISA
PROS1	5627	MP01044-1	CBA, sELISA
RBM20	282996	MP00379-4	sELISA
RBPMS	11030	MP01817-3	sELISA
S1PR2	9294	MP00831-1	CBA, sELISA
SOX17	64321	MP01724-2	CBA, sELISA
SORBS2	8470	MP00272-1	CBA, sELISA
TF	7018	MP50076-1	sELISA
TFPI	7035	MP00812-4	sELISA
TIMP1	7076	MP00245-4	sELISA
TIMP1	7076	MP50084-1	sELISA
TNC/Tenascin-C	3371	MP00755-2	CBA, sELISA
VEGFR2/KDR	3791	MP50080-1	sELISA
VEGFR2/KDR	3791	MP00012-3	sELISA
VWF	7450	MP00810-3	sELISA

抗体对目录

Human 系列

CBA:Cytometric bead array, sELISA:Sandwich ELISA

信号通路

检测靶点	GeneID	产品货号	应用
4EBP1	1978	MP00559-3	CBA, sELISA
ABR	29	MP00961-4	sELISA
ACVR1B	91	MP00098-4	sELISA
ARHGAP19	84986	MP00937-1	CBA, sELISA
ARK5	9891	MP01658-1	CBA, sELISA
BACH1	571	MP80007-1	CBA, sELISA
Beta Arrestin 2	409	MP01125-4	sELISA
BMPR1B	658	MP00108-4	sELISA
CEBP Alpha/CEBPA	1050	MP01479-2	CBA, sELISA
CLCA1	1179	MP00794-4	sELISA
E-cadherin	999	MP00187-7	sELISA
EIF2S1	1965	MP00076-4	sELISA
ELL2	22936	MP01114-2	sELISA
EMR2	30817	MP01442-3	sELISA
EPN2	22905	MP01232-1	CBA, sELISA
FAM134B	54463	MP01561-1	CBA, sELISA
FGR	2268	MP00370-1	CBA, sELISA
FKBP11	51303	MP01342-2	CBA, sELISA
FOXF1	2294	MP00943-2	sELISA
FPR2	2358	MP01402-2	CBA, sELISA
GPX4	2879	MP00049-3	CBA, sELISA
HAPLN1	1404	MP01245-3	sELISA
HDAC1	3065	MP00577-1	CBA, sELISA
HGD	3081	MP01681-3	sELISA

检测靶点	GeneID	产品货号	应用
HIRA	7290	MP00291-1	CBA, sELISA
HMG81	3146	MP00311-1	sELISA
HNRNPA2B1	3181	MP00768-4	sELISA
HSP47/SERPINH1	871	MP00677-2	sELISA
HSPA2	3306	MP00465-1	CBA, sELISA
IGFBP1	3484	MP00355-3	CBA, sELISA
IGFBP6	3489	MP01229-1	CBA, sELISA
INSR	3643	MP01349-2	sELISA
JNK	5602	MP01616-2	CBA, sELISA
LAMB3	3914	MP01812-1	CBA, sELISA
MARS	4141	MP00679-1	CBA, sELISA
MAX	4149	MP00126-3	CBA, sELISA
MEK2	5605	MP01692-1	CBA, sELISA
MITF	4286	MP00746-2	CBA, sELISA
MKNK2	2872	MP00216-4	sELISA
MTHFR	4524	MP00372-1	CBA, sELISA
NEIL1	79661	MP00380-3	CBA, sELISA
NFE2L1	4779	MP00878-3	sELISA
NMI	9111	MP00891-2	CBA, sELISA
NUCB2/nesfatin-1	4925	MP00864-4	sELISA
Optineurin	10133	MP00621-2	CBA, sELISA
PAK4	10298	MP00743-3	sELISA
PAR2	2150	MP00939-3	CBA, sELISA
PISD	23761	MP01640-2	sELISA

检测靶点	GeneID	产品货号	应用
PSMC3IP	29893	MP01685-2	CBA, sELISA
PTK7/CCK4	5754	MP01800-3	sELISA
PTPRS	5802	MP00820-4	sELISA
RAB21	23011	MP01552-1	CBA, sELISA
RAB32	10981	MP00043-3	sELISA
RAPGEF2	9693	MP01235-2	sELISA
RB1CC1	9821	MP01563-1	CBA, sELISA
RGS12	6002	MP01790-2	CBA, sELISA
SESN3	143686	MP01604-2	sELISA
SMAD2	4087	MP00791-1	CBA, sELISA
SMUG1	23583	MP00765-2	CBA, sELISA
SRP54	6729	MP00955-4	sELISA
TBC1D5	9779	MP01735-2	CBA, sELISA
TBK1	29110	MP00674-1	CBA, sELISA
TIGAR	57103	MP01803-1	CBA, sELISA
TP53BP1	7158	MP01611-1	sELISA
UHRF1	29128	MP01341-1	CBA, sELISA
USP8	9101	MP00188-1	CBA, sELISA
WNT3A	89780	MP01423-3	sELISA
XBP1S	7494	MP00917-4	sELISA
XRCC5	7520	MP00384-2	CBA, sELISA
YAP1	10413	MP00309-1	sELISA
ZNF148	7707	MP01253-1	CBA, sELISA

肿瘤

检测靶点	GeneID	产品货号	应用
ADAM17	6868	MP01169-3	sELISA
AEG-1/MTDH	92140	MP01497-1	CBA, sELISA
AES	166	MP00860-1	CBA, sELISA
AFP	174	MP00001-4	sELISA
AFP	174	MP50072-1	sELISA
AKRT3	8644	MP01647-2	CBA, sELISA
ALDH1A1	216	MP00795-2	sELISA
Alpha-1-Antitrypsin	5265	MP00022-1	sELISA
ATM	472	MP00592-4	sELISA
BCL11A	53335	MP01680-2	CBA, sELISA
BCL9	607	MP00739-4	sELISA
Bcl-xL	598	MP00460-3	sELISA
BRCA1	672	MP00425-2	CBA, sELISA
Cadherin-17	1015	MP00742-4	sELISA
CD147	682	MP00004-4	sELISA
CD147	682	MP00004-1	CBA, sELISA
CD79a	973	MP01111-2	CBA, sELISA
CD98/SLC3A2	6520	MP01259-1	CBA, sELISA
CDK4	1019	MP00897-1	CBA, sELISA
CEA/CD66e	1048	MP50057-1	sELISA
CEA/CD66e	1048	MP00626-3	CBA, sELISA
CEACAM6	4680	MP00144-4	sELISA
CEACAM6	4680	MP50071-1	sELISA
clAP2	330	MP01556-3	sELISA
COL15A1	1306	MP00133-1	CBA, sELISA
COL15A1	1306	MP00133-4	sELISA
COL6A3-Specific	1293	MP00027-4	sELISA
Cortactin	2017	MP01412-2	CBA, sELISA
CRIP1	1396	MP00382-3	sELISA
Cytokeratin 13	3860	MP00074-2	sELISA
DCBLD2	131566	MP01733-1	CBA, sELISA
Decorin	1634	MP00719-3	sELISA
DLL3	10683	MP00798-2	sELISA
Eg5	3832	MP01688-1	CBA, sELISA
EPCAM/CD326	4072	MP01009-4	sELISA
EPCR/CD201	10544	MP01480-1	CBA, sELISA
EPOR	2057	MP00065-1	sELISA
ESR2	2100	MP00441-3	sELISA
ETV5	2119	MP50024-1	sELISA
EZH2	2146	MP01605-3	sELISA
FAP	2191	MP00971-1	CBA, sELISA
FOXE1	2304	MP01903-1	sELISA

检测靶点	GeneID	产品货号	应用
FOXp4	116113	MP01621-2	sELISA
GABPA	2551	MP01698-1	CBA, sELISA
GNAI2	2771	MP50015-1	sELISA
GPC1	2817	MP00342-2	CBA, sELISA
GPNMB	10457	MP01096-1	CBA, sELISA
GPNMB	10457	MP50045-1	sELISA
GRP94	7184	MP50013-1	sELISA
HER2/ErbB2	2064	MP01080-1	CBA, sELISA
HIF2α/EPAS1	2034	MP00775-4	sELISA
HRAS	3265	MP01568-1	sELISA
IDO1	3620	MP00982-3	CBA, sELISA
IFN beta	3456	MP50087-1	sELISA
IL-1RAP	3556	MP00708-4	sELISA
INTS6	26512	MP01446-1	CBA, sELISA
Kindlin 2	10979	MP01239-1	CBA, sELISA
KLF5	688	MP00155-2	CBA, sELISA
KRT15	3866	MP50002-1	CBA, sELISA
L3MBTL2	83746	MP01585-1	CBA, sELISA
LAMR1/RPSA	3921	MP00494-4	sELISA
LIF	3976	MP01130-4	sELISA
LIN28A	79727	MP00699-1	CBA, sELISA
LYVE-1	10894	MP01383-1	CBA, sELISA
MAGEA3	4102	MP00467-4	sELISA
MAGEA4	4103	MP01144-3	CBA, sELISA
MCM3	4172	MP01593-3	sELISA
MDM2/HDM2	4193	MP01554-3	sELISA
MDMX/MDM4	4194	MP01394-3	sELISA
MELK	9833	MP00075-4	sELISA
MMP1	4312	MP00290-1	CBA, sELISA
MMP1	4312	MP50047-1	sELISA
MMP13	4322	MP00266-1	CBA, sELISA
MMP8	4317	MP00013-1	sELISA
MMP-9	4318	MP01003-2	CBA, sELISA
MNT	4335	MP00617-1	CBA, sELISA
MSLN	10232	MP00697-2	CBA, sELISA
MTAP	4507	MP00050-2	CBA, sELISA
MUC1/CA15-3 C-terminal	4582	MP00335-1	CBA, sELISA
NDUF88	4714	MP00204-2	sELISA
NME1	4830	MP01750-3	sELISA
NME3	4832	MP01200-3	CBA, sELISA
Noggin	9241	MP01174-4	sELISA

检测靶点	GeneID	产品货号	应用
NSD3	54904	MP00189-4	sELISA
NUAK2	81788	MP01626-3	sELISA
p57Kip2	1028	MP00884-4	sELISA
PARP14	54625	MP00966-3	sELISA
PBK	55872	MP01693-1	CBA, sELISA
PK4	5166	MP00556-3	sELISA
PEBP4	157310	MP00574-4	sELISA
PEG3	5178	MP00940-1	CBA, sELISA
PMS1	5378	MP00457-4	sELISA
PMS2	5395	MP01663-3	sELISA
PTEN	5728	MP00328-6	sELISA
QSOX1/Quiescin Q6	5768	MP00903-2	sELISA
RAF1	5894	MP01739-1	CBA, sELISA
ROR1	4919	MP00987-2	sELISA
RXR8	6257	MP01484-2	CBA, sELISA
S100A14	57402	MP50082-1	sELISA
SAMD9L	219285	MP01024-4	sELISA
Serpin F1/PEDF	5176	MP01496-1	CBA, sELISA
SLC31A1	1317	MP00817-4	sELISA
SLC6A6/TAUT	6533	MP00949-2	sELISA
SMAD4	4089	MP00267-4	sELISA
SMARCA2	6595	MP01752-3	sELISA
SMOC2	64094	MP00228-1	CBA, sELISA
SP3	6670	MP01797-3	sELISA
SSRP1	6749	MP01467-1	CBA, sELISA
TAL1	6886	MP01902-1	sELISA
TFF1	7031	MP50027-1	sELISA
TFF1	7031	MP00469-2	sELISA
TMEM16A/DOG1	55107	MP01115-3	sELISA
TNF-alpha	7124	MP50093-1	sELISA
TNF-alpha	7124	MP00702-4	sELISA
TRIM27	5987	MP01671-1	CBA, sELISA
uPAR/CD87	5329	MP00129-2	CBA, sELISA
VEGF-C	7424	MP00710-3	CBA, sELISA
WASP	7454	MP01520-3	sELISA
YTHDC2	64848	MP00893-3	sELISA
ZBP1	81030	MP01267-1	CBA, sELISA
ZC3H13	23091	MP01121-3	sELISA
ZNF217	7764	MP01357-1	sELISA

Human 系列

CBA:Cytometric bead array, sELISA:Sandwich ELISA

表观遗传学											
检测靶点	GeneID	产品货号	应用	检测靶点	GeneID	产品货号	应用	检测靶点	GeneID	产品货号	应用
KDM3A/JMJD1A	55818	MP00565-3	CBA, sELISA	CARM1	10498	MP01885-1	sELISA	DNMT3A	1788	MP01598-3	sELISA
SETDB1	9869	MP00766-4	sELISA	PRMT3	10196	MP00892-4	sELISA	RNF2	6045	MP01591-3	sELISA
INO80	54617	MP00159-3	sELISA	USP33	23032	MP01703-3	sELISA	ALKBH3	221120	MP01211-2	sELISA
CBX1	10951	MP00224-1	CBA, sELISA	USP36	57602	MP01428-1	CBA, sELISA				
HDAC10	83933	MP00773-2	CBA, sELISA	FOX2	2303	MP00470-4	sELISA				

Mouse 系列

CBA:Cytometric bead array, sELISA:Sandwich ELISA

免疫学											
检测靶点	GeneID	产品货号	应用	检测靶点	GeneID	产品货号	应用	检测靶点	GeneID	产品货号	应用
ALCAM	11658	MP01379-1	CBA, sELISA	CD98/SLC3A2	17254	MP00969-1	CBA, sELISA	IL-4RA/CD124	16190	MP01540-3	sELISA
ASC/TMS1	66824	MP00782-4	sELISA	CD126/IL-6R alpha	16194	MP00182-2	sELISA	IL-6	16193	MP00756-4	sELISA
BAFF	24099	MP01378-1	CBA, sELISA	CD138/Syndecan-1	20969	MP00990-2	CBA, sELISA	IL-10	16153	MP00507-4	sELISA
CD2	12481	MP01249-1	CBA, sELISA	CD155/PVR	52118	MP00705-2	CBA, sELISA	IL-17F	257630	MP01107-1	sELISA
CD5	12507	MP00448-2	CBA, sELISA	CD157	12182	MP01303-4	sELISA	IL-1R1	16177	MP01012-1	CBA, sELISA
CD6	12511	MP01099-3	sELISA	CD163	93671	MP00326-3	sELISA	KIM-1/HAVCR1	171283	MP00116-3	CBA, sELISA
CD9	12527	MP01578-3	sELISA	CD200	17470	MP00439-1	CBA, sELISA	LAG-3/CD223	16768	MP00927-3	sELISA
CD107b / LAMP2	16784	MP01356-4	sELISA	C-Reactive Protein/CRP	12944	MP00815-1	sELISA	Lipocalin-2/NGAL	16819	MP00302-4	sELISA
CD14	12475	MP00313-4	sELISA	CSF1R/CD115	12978	MP01676-2	CBA, sELISA	MCP-1/CCL2	20296	MP00168-4	sELISA
CD19	12478	MP00253-4	sELISA	CTLA-4/CD152	12477	MP00907-4	sELISA	Mmp9	17395	MP00776-1	sELISA
CD23	14128	MP01134-2	sELISA	Cx3cl1	20312	MP00688-1	CBA, sELISA	MPO	17523	MP01284-4	sELISA
CD25/IL2RA	16184	MP01669-3	sELISA	Cxcl15	20309	MP00193-3	sELISA	Neutrophil elastase	50701	MP01355-4	sELISA
CD27	21940	MP01069-2	CBA, sELISA	CXCR4	12767	MP01396-3	sELISA	PD-1/CD279	18566	MP00496-4	sELISA
CD28	12487	MP01248-4	sELISA	Endoglin/CD105	13805	MP01582-2	CBA, sELISA	PD-L1/CD274	60533	MP00844-2	CBA, sELISA
CD30/TNFRSF8	21941	MP01307-4	sELISA	E-selectin/CD62E	20339	MP00720-3	CBA, sELISA	PD-L2/B7-DC	58205	MP01413-3	sELISA
CD31	18613	MP01441-2	CBA, sELISA	Fas/CD95	14102	MP01025-1	CBA, sELISA	P-Selectin/CD62P	20344	MP00926-2	CBA, sELISA
CD34	12490	MP00684-3	sELISA	Fibrinogen gamma chain	99571	MP01455-2	sELISA	SIGNR1/CD209b	69165	MP01231-3	sELISA
CD40	21939	MP00896-1	CBA, sELISA	GM-CSF	12981	MP00306-3	sELISA	SIRP alpha/CD172a	19261	MP01311-4	sELISA
CD45	19264	MP00412-4	sELISA	ICAM-1/CD54	15894	MP00543-4	sELISA	Tie-2	21687	MP01351-2	CBA, sELISA
CD68	12514	MP00015-4	sELISA	ICOSLG/B7-H2/CD275	50723	MP00376-4	sELISA	TLR3	142980	MP01424-1	CBA, sELISA
CD71	22042	MP01565-1	CBA, sELISA	IFN-gamma R1	15979	MP01291-2	CBA, sELISA	TNFR2/CD120b	21938	MP00337-1	CBA, sELISA
CD73	23959	MP01279-4	sELISA	IL-1 beta	16176	MP01046-4	sELISA	TNFRSF9/CD137	21942	MP01216-1	CBA, sELISA
CD79b	15985	MP01375-3	sELISA	IL-2	16183	MP00533-3	sELISA	TWEAK R/TNFRSF12	27279	MP01283-1	CBA, sELISA
CD80	12519	MP01051-4	sELISA					VCAM-1/CD106	22329	MP00701-4	sELISA
CD84	12523	MP00792-2	CBA, sELISA					VE-cadherin/CD144	12562	MP01386-3	sELISA

代谢			
检测靶点	GeneID	产品货号	应用
ACBP/DBI	13167	MP01627-1	CBA, sELISA
Adiponectin	11450	MP00039-3	sELISA
Apoe	11816	MP00712-1	CBA, sELISA
Chemerin	71660	MP00537-3	sELISA
Fetuin A/AHSG	11625	MP01802-1	CBA, sELISA
HO-1/Hmox1	15368	MP00318-3	sELISA
RBP4	19662	MP01365-1	CBA, sELISA

神经生物学			
检测靶点	GeneID	产品货号	应用
RAGE	11596	MP00693-4	sELISA

生长因子及激素			
检测靶点	GeneID	产品货号	应用
HGF	15234	MP01760-3	sELISA
IGFBP2	16008	MP01011-1	CBA, sELISA
VEGF	22339	MP00561-4	sELISA
VEGFD	14205	MP01050-2	CBA, sELISA

细胞生物学			
检测靶点	GeneID	产品货号	应用
DR5	21933	MP01377-3	sELISA
GSDMD	69146	MP00534-2	CBA, sELISA
Osteopontin	20750	MP00400-2	CBA, sELISA
P62,Sqstm1	18412	MP01608-2	sELISA
TCB1	-	MP01642-1	CBA, sELISA

心血管			
检测靶点	GeneID	产品货号	应用
Afp	11576	MP00395-4	sELISA
Albumin	11657	MP00329-4	sELISA
EPCR/CD201	19124	MP01323-3	CBA, sELISA
EPO/Erythropoietin	13856	MP00026-1	sELISA
HIF-1 alpha	15251	MP00056-1	sELISA
Pon2	330260	MP01843-1	CBA, sELISA
Serpin E1/PAI-1	18787	MP00875-4	sELISA

信号通路			
检测靶点	GeneID	产品货号	应用
Atox1	11927	MP01193-1	CBA, sELISA
Angiopoietin-like 3/ANGPTL3	30924	MP00227-2	sELISA

肿瘤			
检测靶点	GeneID	产品货号	应用
CD147	12215	MP01320-4	sELISA
CEACAM1/CD66a	26365	MP01297-2	CBA, sELISA
E-Cadherin	12550	MP01047-2	CBA, sELISA
EPCAM/CD326	17075	MP01344-1	CBA, sELISA
Galectin-3	16854	MP01641-1	CBA, sELISA
HER2/ErbB2	13866	MP01039-4	sELISA
IGFBP3	16009	MP01202-2	CBA, sELISA
PDGFR beta	18596	MP01260-1	CBA, sELISA
Tissue Factor	14066	MP00859-1	CBA, sELISA
TNFRSF11B	18383	MP00123-4	sELISA

表观遗传			
检测靶点	GeneID	产品货号	应用
Keap1	50868	MP00586-4	sELISA

抗体对目录

Rat 系列

免疫学			
检测靶点	GeneID	产品货号	应用
CD126/IL-6R alpha	24499	MP01638-1	CBA, sELISA
CD4	24932	MP01387-3	sELISA
C-Reactive Protein/CRP	25419	MP00692-2	sELISA
CXCL1	81503	MP00698-3	sELISA
ICAM-1/CD54	25464	MP00678-2	CBA, sELISA
IL-2	116562	MP00535-3	sELISA
IL-4	287287	MP01293-4	sELISA
IL-6	24498	MP00264-2	CBA, sELISA
KIM-1/HAVCR1	286934	MP00213-3	sELISA
Lipocalin-2/NGAL	170496	MP00790-4	sELISA
MCP-1/CCL2	24770	MP00390-3	sELISA

神经生物学			
检测靶点	GeneID	产品货号	应用
AGER/RAGE	81722	MP00734-1	CBA, sELISA
Ferritin light chain 1	29292	MP01511-3	sELISA

生长因子及激素			
检测靶点	GeneID	产品货号	应用
Insulin1	24505	MP50081-1	sELISA
SCF	60427	MP00664-1	CBA, sELISA
gp130/IL6ST	25205	MP01049-4	sELISA
IGF1	24482	MP01547-3	sELISA

CBA:Cytometric bead array, sELISA:Sandwich ELISA

代谢			
检测靶点	GeneID	产品货号	应用
Leptin	25608	MP00639-2	sELISA

心血管			
检测靶点	GeneID	产品货号	应用
Albumin	24186	MP00652-4	sELISA
VEGF	83785	MP00598-3	sELISA

肿瘤			
检测靶点	GeneID	产品货号	应用
E-Cadherin	83502	MP01483-1	CBA, sELISA
MMP-9	81687	MP50079-1	sELISA
MMP-9	81687	MP00757-1	CBA, sELISA

其他

检测靶点	GeneID	产品货号	应用
GST Tag	-	MP50001-1	sELISA
2019-nCoV nucleocapsid phosphoprotein	43740575	MP50061-1	sELISA
T7 RNA polymerase	1261050	MP01722-2	CBA, sELISA



扫码查看更多 ELISA 及抗体对产品





READING THE BOOK OF LIFE



WeChat Official Account

Proteintech Group, USA,
5400 Pearl Street, Suite 300,
Rosemont, IL 60018, USA
t. 1-888-478-4522
e. proteintech@ptglab.com

Proteintech Europe,
Manchester Science Park, Kilburn House,
Lloyd Street North, Manchester, M15 6SE
t. (+44)-161-22-66-144
e. europe@ptglab.com

San Ying Biotechnology, China,
D3-3, No.666 Gaoxin Avenue, Wuhan East Lake
Hi-tech Development Zone, Wuhan, P.R.C.
t. 86-27-87531629
e. Proteintech-CN@ptglab.com