

免疫学研究工具

- 抗体 •
- 流式抗体 •
- ELISA 试剂盒 •
- 活性蛋白 •
- 小分子化合物 •


Proteintech——为您提供免疫学和细胞生物学研究解决方案

Proteintech 于 2001 年成立于美国芝加哥，致力于【抗体组计划】，已研发生产出近 2 万种抗体，近 400 余种双抗夹心法 ELISA 试剂盒，Humankine® 系列人源细胞表达的活性蛋白以及 Chromotek® 系列纳米抗体创新试剂等，产品覆盖生命科学各个领域，积极助力科学发展及医药开发。



抗体 · Antibodies

- 兔多抗 / 鼠单抗 / 修饰抗体
- 重组兔单抗 / 羊驼纳米抗体
- 流式抗体 / 直标抗体
- 单细胞空间组学分析抗体
- 免疫磁珠细胞分选系列产品
- 重组二抗



ELISA 试剂盒 · ELISA kits

- AuthentiKine® 精品系列
- Human/Mouse/Rat 系列
- Antibody Pair Set



蛋白 · Proteins

- Humankine 天然活性蛋白
- 哺乳动物细胞表达真核重组蛋白
- 原核表达重组蛋白
- Active Motif 表观药物开发重组蛋白



实验室常用试剂 · Reagents

- 全系列蛋白提取试剂盒
- FlexAble 抗体标记试剂盒
- 全套免疫学实验相关试剂
- 血清 / 培养基 / 冻存液
- 抑制剂 / 激动剂

Proteintech——抗体应用专家

超过**23万次**SCI文献引用

近**1000余次**顶尖期刊封面文章引用



CiteAb
Researchers' Choice
Proteintech

2022 年 Proteintech 荣获
“研究者之选”奖



CiteAb
Rising star in immunology
Proteintech

2019 年 Proteintech 荣获
“免疫学 - 明日之星”奖



CiteAb
most exciting antibody validation initiative
Proteintech

2016 年 Proteintech 荣获
“最佳抗体验证开拓”奖



ISO 9001



ISO 13485

2014年获得ISO9001及
ISO13485认证

生产基地通过 ISO9001:2015 和
ISO13485:2016 双体系认证

Proteintech 旗下品牌



抗体 · ELISA试剂盒 · 蛋白质



人源细胞表达高活性蛋白



纳米抗体相关产品



单细胞和空间多组学分析检测



表观遗传学专家(独家代理)



Proteintech 抗体应用专家

免疫学是研究生物体对抗原物质免疫应答性及其方法的生物医学科学。免疫学涉及免疫识别、应答和调节，以及免疫机制在相关疾病发生发展中的作用，还涉及免疫学技术在疾病诊断、质量和预防中的应用。

Proteintech 专注免疫学研究解决方案二十年，拥有齐全的免疫学研究相关抗体。包括经典流式抗体、免疫细胞标志物、细胞因子及受体抗体、免疫检查点抗体、天然免疫识别及信号转导相关抗体、中和抗体等。

- 高品质抗体
- 经典流式抗体
- ELISA试剂盒
- Humankine®活性蛋白
- 小分子化合物

◆ 热销免疫学研究相关抗体

免疫细胞标志物抗体

抗体名称	货号	抗体类型	应用	SCI 文献
B 细胞和浆细胞				
CD19	66298-1-Ig	鼠单抗	WB, IHC, IF, FC, ELISA	6
	27949-1-AP	兔多抗	WB, IHC, IF, FC, ELISA	3
CD20	60271-1-Ig	鼠单抗	WB, IHC, IF, FC, ELISA	17
	24828-1-AP	兔多抗	WB, IP, IHC, IF, FC, ELISA	3
CD138/ Syndecan-1	10593-1-AP	兔多抗	WB, IP, IHC, IF, CoIP, ELISA	28
	67155-1-Ig	鼠单抗	IHC, IF, ELISA	2
T 细胞				
CD3	17617-1-AP	兔多抗	WB, IP, IHC, IF, FC, Cell treatment, ELISA	91
	60181-1-Ig	鼠单抗	WB, IHC, IF, FC, ELISA	29
	81324-1-RR	重组兔单抗	WB, IHC, ELISA	-
CD4	67786-1-Ig	鼠单抗	IHC, IF, FC, ELISA	42
	19068-1-AP	兔多抗	WB, IP, ELISA	20
CD8a	66868-1-Ig	鼠单抗	WB, IHC, IF, FC, Cell treatment, ELISA	127
	29896-1-AP	兔多抗	WB, IHC, ELISA	2
巨噬细胞				
CD68	28058-1-AP	兔多抗	WB, IHC, IF, FC, ELISA	172
	66231-2-Ig	鼠单抗	IHC, IF, FC, ELISA	35
F4/80	28463-1-AP	兔多抗	WB, IHC, IF, FC, ELISA	149
	81668-1-RR	重组兔单抗	IHC, ELISA	-
CD163	16646-1-AP	兔多抗	WB, IHC, IF, FC, ELISA	128
	68218-1-Ig	鼠单抗	WB, IHC, IF, ELISA	-
CD206	18704-1-AP	兔多抗	WB, IHC, IF, FC, ELISA	362
	60143-1-Ig	鼠单抗	WB, IP, IHC, IF, FC, ELISA	111
	81525-1-RR	重组兔单抗	WB, IHC, ELISA	-

抗体名称	货号	抗体类型	应用	SCI 文献
中性粒细胞				
MPO	22225-1-AP	兔多抗	WB, IP, IHC, IF, FC, ELISA	89
	66177-1-Ig	鼠单抗	WB, IHC, IF, ELISA	24
	81610-1-RR	重组兔单抗	WB, IHC, ELISA	-
内皮细胞				
CD31	11265-1-AP	兔多抗	WB, IP, IHC, IF, FC, Cell treatment, ELISA	288
	66065-2-Ig	鼠单抗	WB, IHC, IF, FC, ELISA	25
	80530-1-RR	重组兔单抗	WB, IF, ELISA	-
CD34	14486-1-AP	兔多抗	WB, IHC, IF, FC, ELISA	67
	60180-1-Ig	鼠单抗	WB, IHC, IF, FC, ELISA	20
巨核细胞 / 血小板				
CD41/Integrin Alpha 2B	24552-1-AP	兔多抗	WB, IP, IHC, IF, ELISA	27
	60350-1-Ig	鼠单抗	WB, ELISA	-
NK 细胞				
NCAM1/CD56	14255-1-AP	兔多抗	WB, IHC, IF, FC, ELISA	41
	60238-1-Ig	鼠单抗	WB, IHC, IF, ELISA	4
红细胞				
Glycophorin A	15874-1-AP	兔多抗	WB, IHC, IF, FC, ELISA	-
	66778-1-Ig	鼠单抗	WB, IHC, IF, FC, ELISA	-

细胞因子类抗体

抗体名称	货号	抗体类型	应用	SCI 文献
白介素				
IL-1 Alpha	16765-1-AP	兔多抗	WB, IHC, IF, ELISA	34
IL-1 Beta	16806-1-AP	兔多抗	WB, IHC, IF, FC, ELISA	584
	66737-1-Ig	鼠单抗	WB, IP, IHC, IF, FC, Cell treatment, ELISA	66
IL-2	26156-1-AP	兔多抗	IHC, ELISA	8
	60306-1-Ig	鼠单抗	WB, IHC, IF, ELISA	7
IL-4	66142-1-Ig	鼠单抗	WB, IHC, IF, FC, ELISA	34
IL-6	21865-1-AP	兔多抗	WB, Neutralization, IHC, IF, FC, Cell treatment, ELISA	519
	66146-1-Ig	鼠单抗	WB, IHC, IF, ELISA	163
集落刺激因子				
GM-CSF	17762-1-AP	兔多抗	WB, IHC, IF, ELISA	14
干扰素				
IFN Alpha	18013-1-AP	兔多抗	WB, IHC, IF, ELISA	7
	66162-1-Ig	鼠单抗	WB, ELISA	2
IFN Beta	27506-1-AP	兔多抗	WB, IHC, IF, ELISA	7
IFN Gamma	15365-1-AP	兔多抗	WB, IHC, IF, FC, ELISA	82

抗体名称	货号	抗体类型	应用	SCI 文献
肿瘤坏死因子				
TNF Alpha	17590-1-AP	兔多抗	WB, Transwell Assay, Cell treatment, ELISA	531
	60291-1-Ig	鼠单抗	WB, RIP, IHC, IF, ELISA	363
转化生长因子 β				
TGF Beta 1	21898-1-AP	兔多抗	WB, IP, IHC, IF, FC, CoIP, Cell treatment, ELISA	526
TGF beta 2-Specific	19999-1-AP	兔多抗	WB, IHC, IF, ELISA	42
CXCL1	12335-1-AP	兔多抗	WB, IHC, IF, ELISA	45
CXCL9/MIG	22355-1-AP	兔多抗	WB, IHC, ELISA	5
CXCL10/IP10	10937-1-AP	兔多抗	WB, IHC, ELISA	17
CXCL12/SDF-1	17402-1-AP	兔多抗	WB, IHC, IF, ELISA	38
CXCL13/BCA1	10927-1-AP	兔多抗	WB, IHC, IF, ELISA	13
CXCL14	10468-1-AP	兔多抗	IHC, IF, ELISA	7
CX3CL1	10108-2-AP	兔多抗	WB, IHC, ELISA	9

免疫检查点抗体

抗体名称	货号	抗体类型	应用	SCI 文献
CD80/B7-1	66406-1-Ig	鼠单抗	WB, IHC, IF, FC, ELISA	22
	14292-1-AP	兔多抗	WB, IHC, IF, FC, Cell treatment, ELISA	20
CD86	13395-1-AP	兔多抗	WB, IF, FC, Cell treatment, ELISA	122
CD86 (C-terminal)	26903-1-AP	兔多抗	WB, IF, ELISA	5
CD134/OX40	20006-1-AP	兔多抗	WB, FC, ELISA	2
HVEM/TNFRSF14	10138-1-AP	兔多抗	WB, IHC, ELISA	3
ICOSLG	14922-1-AP	兔多抗	WB, IHC, ELISA	2
LAG-3	16616-1-AP	兔多抗	WB, IP, IHC, IF, ELISA	6
PD-1/CD279	18106-1-AP	兔多抗	IP, IHC, IF, FC, CoIP, ELISA	71
	66220-1-Ig	鼠单抗	WB, IHC, IF, FC, ELISA	24

抗体名称	货号	抗体类型	应用	SCI 文献
PD-L1/CD274	66248-1-Ig	鼠单抗	WB, IP, IHC, IF, FC, CoIP, ELISA	239
	17952-1-AP	兔多抗	WB, IP, IHC, IF, FC, CoIP, ChIP, ELISA	153
PD-L1/CD274 (C-terminal)	28076-1-AP	兔多抗	WB, IP, IHC, IF, ELISA	67
PD-L2/CD273	18251-1-AP	兔多抗	WB, IHC, ELISA	13
RANKL	23408-1-AP	兔多抗	WB, IHC, IF, Cell treatment, ELISA	46
	66610-1-Ig	鼠单抗	WB, IHC, IF, ELISA	2
TIM3	60355-1-Ig	鼠单抗	WB, FC, ELISA	15
	11872-1-AP	兔多抗	WB, IHC, FC, ELISA	6
TRAIL	66756-1-Ig	鼠单抗	WB, IHC, IF, ELISA	3
VISTA	24849-1-AP	兔多抗	WB, IHC, IF, ELISA	2
4-1BBL/TNFSF9	66450-1-Ig	鼠单抗	WB, IHC, IF, ELISA	3

天然免疫识别及信号转导抗体

抗体名称	货号	抗体类型	应用	SCI 文献
免疫信号转导				
NF-κB p65	10745-1-AP	兔多抗	WB, IP, IHC, IF, FC, CoIP, ChIP, ELISA	1147
	66535-1-Ig	鼠单抗	WB, IHC, IF, CoIP, ChIP, ELISA	186
	80979-1-RR	重组兔单抗	WB, IF, ELISA	10
Phospho-NF-κB p65 (Ser468)	82335-1-RR	重组兔单抗	WB, ELISA	7
IκB Alpha	10268-1-AP	兔多抗	WB, IP, IHC, IF, FC, ELISA	404
	66418-1-Ig	鼠单抗	WB, IHC, ELISA	21
	80019-1-RR	重组兔单抗	WB, IHC, ELISA	-
MYD88	23230-1-AP	兔多抗	WB, IP, IHC, IF, CoIP, ELISA	157
	67969-1-Ig	鼠单抗	WB, IHC, IF, ELISA	15
IRF3	11312-1-AP	兔多抗	WB, RIP, IP, IHC, IF, FC, CoIP, ChIP, ELISA	132
	66670-1-Ig	鼠单抗	WB, IHC, IF, ELISA	4
Toll 样受体 (Toll-like receptors, TLRs)				
TLR1	19816-1-AP	兔多抗	WB, IHC, ELISA	4
TLR2	17236-1-AP	兔多抗	WB, IP, IHC, IF, ELISA	21
	66645-1-Ig	鼠单抗	WB, IHC, ELISA	8
TLR3	17766-1-AP	兔多抗	IHC, FC, ELISA	14
TLR4	19811-1-AP	兔多抗	WB, Microtiter plate binding assay, IP, IHC, IF, CoIP, ELISA	420
	66350-1-Ig	鼠单抗	WB, IP, IHC, IF, CoIP, ELISA	101

抗体名称	货号	抗体类型	应用	SCI 文献
RIG-I 样受体 (RIG-I like receptors, RLRs)				
RIG-1/DDX58	20566-1-AP	兔多抗	WB, RIP, IP, IHC, IF, CoIP, ELISA	34
	67556-1-Ig	鼠单抗	WB, IF, ELISA	1
IFIH1/MDA5	21775-1-AP	兔多抗	WB, RIP, IP, IHC, IF, ELISA	38
	66770-1-Ig	鼠单抗	WB, IHC, ELISA	4
DHX58/LGP2	11355-1-AP	兔多抗	WB, IP, IHC, IF, ELISA	12
NOD 样受体 (NOD-like receptors, NLRs)				
NLRP1	12256-1-AP	兔多抗	IHC, IF, ELISA	7
NLRP2	15182-1-AP	兔多抗	WB, IP, IHC, ELISA	7
NLRP3	19771-1-AP	兔多抗	WB, IP, IHC, IF, FC, CoIP, ELISA	408
	68102-1-Ig	鼠单抗	WB, IHC, IF, ELISA	8
C 型凝集素样受体 (C-type lectin receptors, CLRs)				
ASGR1	11739-1-AP	兔多抗	WB, IP, IHC, IF, FC, CoIP, ELISA	15
CD206	18704-1-AP	兔多抗	WB, IHC, IF, FC, ELISA	362
	60143-1-Ig	鼠单抗	WB, IP, IHC, IF, FC, ELISA	111
cGAS-STING 信号通路				
cGAS	26416-1-AP	兔多抗	WB, IHC, IF, ELISA	43
TMEM173/STING	19851-1-AP	兔多抗	WB, IP, IHC, IF, FC, CoIP, Blocking assay, ELISA	238
	66680-1-Ig	鼠单抗	WB, IP, IHC, IF, ELISA	24
	80165-1-RR	重组兔单抗	WB, IP, IHC, IF, ELISA	-

免疫学相关中和抗体

中和抗体名称	克隆号	货号	适用物种
NeutraKine® IL-3	3C11G7	69004-1-Ig	Human
NeutraKine® IL-4	1H5G5	69005-1-Ig	Human
NeutraKine® IL-6	4G3E6	69001-1-Ig	Human
NeutraKine® IL-9	1B3A10	69031-1-Ig	Human
NeutraKine® IL-10	1E4F5	69018-1-Ig	Human
NeutraKine® IL-17A	1F3E3	69021-1-Ig	Human
NeutraKine® IL-17F	1C7D10	69023-1-Ig	Human
NeutraKine® IL-23 p40	2A9H6	69006-1-Ig	human

中和抗体名称	克隆号	货号	适用物种
NeutraKine® GM-CSF	1E10E7	69003-1-Ig	Human
NeutraKine® IFN Alpha 2A	2H8G1	69008-1-Ig	Human
NeutraKine® IFN beta	2C6E5	69013-1-Ig	Human
NeutraKine® IFN Gamma	1E10G7	69007-1-Ig	Human
NeutraKine® SCF	1A10G10	69030-1-Ig	Human
NeutraKine® TGF beta 1	1E3E9	69012-1-Ig	Human
NeutraKine® TNF Alpha	11H8A5	69002-1-Ig	Human

◆ 流式抗体

免疫学相关流式抗体

源于经典克隆株

靶标覆盖广泛

多种荧光染料标记

现货库存

Proteintech可提供免疫细胞主要流式检测标志物抗体

研究对象	人	小鼠
白细胞共同抗原	CD45	CD45
B细胞	CD19, CD20	CD19, B220(CD45R)
T细胞	CD3	CD3
辅助性T细胞	CD3, CD4	CD3, CD4
细胞毒性T细胞	CD3, CD8	CD3, CD8
调节性T细胞	CD4, CD25, Foxp3, CD127(low/-)	CD4, CD25, Foxp3
树突状细胞	CD11c, MHC class II, CD141, CD209	CD11c, MHC class II
自然杀伤细胞	CD3(-), CD16, CD56	CD3(-), NK1.1(限品系), CD49b(DX5)


研究对象	人	小鼠
单核细胞	CD14, CD16(±)	CD11b, CD115, Ly-6G(Gr-1)
巨噬细胞	CD11b, CD68	F4/80, CD68
造血干细胞	Lin(-), CD34, CD38(-), CD90, CD117	Lin(-/low), Sca-1, CD117, CD150
巨核细胞/血小板	CD41, CD42a, CD42b, CD61, CD62P	CD41, CD61, CD62P
红细胞	CD235a	TER-119
中性粒细胞	CD11b, CD15, CD16	CD11b, Ly-6G(Gr-1)
嗜酸性粒细胞	CD11b, CD193, Siglec-8, EMR1	CD11b, CD193, Siglec-F, F4/80
嗜碱性粒细胞	FcεR1a, CD123, CD203c, CD117(-)	CD49b, FcεR1a, CD200R3

(更多靶点信息参考 Proteintech 流式抗体技术指南及产品目录手册)

Flow Cytometry Panels 一步解决流式配色

Proteintech提供经过严格验证的流式多色分析组合，同时为兴趣靶点开放PE通道，旨在助您快速找到目标细胞群。

- 源于经典克隆株的流式抗体
- 提供齐全的设门策略和验证数据
- 包含5-6色通道组合
- PE通道开放，便于灵活检测兴趣靶点



Coralite® 及 Coralite® Plus 系列是 Proteintech 公司自有的荧光染料。这两种染料具有相同的激发 / 发射波长，在光谱上与 Alexa Fluor® 染料相似，但更加稳定。

产品名称	相关靶点	应用说明	货号
Human B Cell Basics Panel	CD45、CD3、CD19、CD20、CD21	用于区分 B 淋巴细胞亚群。	PK30008
Human Monocyte Basics Panel	CD3、HLA-DR、CD14、CD16、CD64	用于区分单核细胞 (CD14+/HLA-DR+) 群，并将单核细胞群进一步区分为经典、中间和非经典单核细胞亚群。	PK30010
Human Naïve/Memory T Cell Panel	CD3、CD4、CD8a、CD45RA、CD45RO	用于区分辅助性 T 淋巴细胞 (CD3+/CD4+)、细胞毒性 T 淋巴细胞 (CD3+/CD8+)、Naïve T 淋巴细胞 (表达 CD45RA) 和记忆 T 淋巴细胞 (表达 CD45RO)。	PK30011
Human T Cell Basics Panel	CD45、CD3、CD4、CD19、CD8a	用于区分辅助性 T 淋巴细胞 (CD3+/CD4+) 和细胞毒性 T 淋巴细胞 (CD3+/CD8+)。	PK30007
Human NK Cell Basics Panel	CD3、CD226、CD56、CD16、CD7	用于区分 NK 细胞亚群。	PK30009
Human TBNK Basics Panel	CD3、CD19、CD4、CD8a、CD56	用于将淋巴细胞分为 T 淋巴细胞 (CD3+)、B 淋巴细胞 (CD19+) 和 NK 细胞 (CD3-/CD19-)。T 细胞可进一步分为辅助性 T 细胞和细胞毒性 T 细胞。	PK30012

免疫磁珠细胞分选试剂盒

- 托依Proteintech 高品质流式抗体
- 捕获抗体来自经典克隆株
- 磁珠兼容性高，可与其他磁力架搭配使用
- 2.7µm磁珠分选快速，回收率及纯度高
- 自主研发，磁珠经过PBMC真实样本验证
- 分离过程温和对细胞伤害小，可用于细胞培养

免疫磁珠试剂盒	
产品名称	货号
Human CD3 Magnetic Beads Kit	KMS001
Human CD4 Magnetic Beads Kit	KMS002
Human CD8 Magnetic Beads Kit	KMS003
Human CD11b Magnetic Beads Kit	KMS007
Human CD14 Magnetic Beads Kit	KMS005
Human CD16 Magnetic Beads Kit	KMS006
Human CD19 Magnetic Beads Kit	KMS004

免疫磁珠	
产品名称	货号
Streptavidin Magnetic beads	MS001
Human CD3 Magnetic beads	MS002
Human CD4 Magnetic Beads	MS003
Human CD8 Magnetic Beads	MS004
Human CD11b Magnetic Beads	MS006
Human CD14 Magnetic Beads	MS008
Human CD16 Magnetic Beads	MS007
Human CD19 Magnetic Beads	MS005

免疫磁珠阴选试剂盒	
产品名称	货号
Mouse Lineage Depletion Kit	KMS301
Human CD3 T Cell Isolation Kit	KMS309
Human CD4 Isolation Kit	KMS302
Human CD8 Isolation Kit	KMS303
Human CD4 Memory T Cell Isolation Kit	KMS305
Human CD8 Memory T Cell Isolation Kit	KMS307
Human NK Cell Isolation Kit	KMS308
T 细胞活化磁珠试剂盒	
Human CD3/CD28 T cell Activation Beads Kit	KMS310

◆ 双抗夹心法 ELISA 试剂盒

严格的质检标准成就卓越的品质

4-PL 参数拟合标曲

板内/板间差 CV% < 10%

线性范围 / 回收率均 80-120%

经过天然样本验证

热销免疫学相关 ELISA 试剂盒

检测靶点	产品名称	货号	SCI文献
白介素			
IL-1 beta	Mouse IL-1 beta ELISA Kit	KE10003	177
	Human IL-1 beta ELISA Kit	KE00021	70
IL-2	Rat IL-1 beta ELISA Kit	KE20005	25
	Mouse IL-2 ELISA Kit	KE10004	8
IL-4	Human IL-2 ELISA Kit	KE00017	5
	Mouse IL-4 ELISA Kit	KE10010	17
IL-5	Human IL-4 ELISA Kit	KE00016	5
	Mouse IL-5 ELISA Kit	KE10018	6
IL-6	Mouse IL-6 ELISA Kit	KE10007	226
	AuthentiKine™ Human IL-6 ELISA Kit	KE00139	65
IL-8	Human IL-8 ELISA Kit	KE00006	42
	Mouse IL-10 ELISA Kit	KE10008	53
IL-10	AuthentiKine™ Human IL-10 ELISA Kit	KE00170	14
	Rat IL-10 ELISA Kit	KE20003	10
IL-12 p70	Mouse IL-12 p70 ELISA Kit	KE10014	9
	Human IL-12 p70 ELISA Kit	KE00019	5
IL-17A	Mouse IL-17A ELISA Kit	KE10020	18
Total IL-18	Human Total IL-18 ELISA Kit	KE00193	5

检测靶点	产品名称	货号	SCI文献
肿瘤坏死因子			
TNF-alpha	Mouse TNF-alpha ELISA Kit	KE10002	245
	AuthentiKine™ Human TNF-alpha ELISA Kit	KE00154	36
	Rat TNF-alpha ELISA Kit	KE20001	46
干扰素			
IFN-gamma	Mouse IFN-gamma ELISA Kit	KE10001	37
	AuthentiKine™ Human IFN-gamma ELISA Kit	KE00146	8
转化生长因子β			
TGF-beta1	Human TGF-beta1 ELISA Kit	KE00002	35
	Mouse TGF-beta1 ELISA Kit	KE10005	23
	Rat TGF-beta1 ELISA Kit	KE20010	8

◆ Humankine® 活性蛋白

◆ HEK293 细胞表达

◆ 真实蛋白修饰

◆ 无标签纯化

◆ 无血清培养

◆ 无动物源性成分

◆ 无载体

◆ 高稳定性

◆ 高活性



NO BULL



热销免疫学相关 Humankine® 活性蛋白

蛋白名称	货号	适用物种	SCI文献	可提供GMP级
白介素				
IL-1 beta	HZ-1164	human,mouse	32	
IL-2	HZ-1015	human,mouse	15	✓
IL-3	HZ-1074	human	13	✓
IL-4	HZ-1004	human,mouse	33	✓
IL-6	HZ-1019	human,mouse	35	✓
IL-7	HZ-1281	human,mouse	3	✓
IL-9	HZ-1240	human	2	✓
IL-10	HZ-1145	human,mouse	3	✓
IL-12	HZ-1256	human	7	✓
IL-15	HZ-1323	human	3	✓
IL-17 (IL-17A)	HZ-1113	human	7	
IL-23	HZ-1254	human,mouse	13	
IL-27	HZ-1275	human	2	
IL-28A	HZ-1235	human	2	✓
IL-28B	HZ-1245	human	3	
IL-29	HZ-1156	human	4	

蛋白名称	货号	适用物种	SCI文献	可提供GMP级
肿瘤坏死因子				
TNF alpha	HZ-1014	human,mouse	33	✓
干扰素				
IFN alpha 2A	HZ-1066	human	8	
IFN alpha 2B	HZ-1072	human	3	✓
IFN beta	HZ-1298	human	5	✓
IFN gamma	HZ-1301	human,mouse	16	✓
转化生长因子β				
TGF beta 1	HZ-1011	human,mouse	164	✓
TGF beta 2	HZ-1092	human,mouse	5	✓
TGF beta 3	HZ-1090	human,mouse	11	✓
集落刺激因子				
G-CSF	HZ-1207	human,mouse	10	✓
GM-CSF	HZ-1002	human,mouse,pig	21	✓
M-CSF	HZ-1192	human,mouse	18	✓

◆ 小分子化合物

2万+小分子抑制剂

动物配方测试

现货库存

热销免疫学相关小分子化合物

主要靶点	产品名称	CAS号	货号
钙调蛋白 (Calcineurin)	Cyclosporine A	59865-13-3	CM01313
	Tacrolimus	104987-11-3	CM00913
环加氧酶 (COX)	Celecoxib	169590-42-5	CM00149
	Diclofenac Sodium	15307-79-6	CM00969
	NS-398	123653-11-2	CM03557
蛋白激酶C (PKC)	Phorbol 12-Myristate 13-Acetate	16561-29-8	CM00437
STING	C-176	314054-00-7	CM06581
	CCCP	555-60-2	CM01460
	ChX710	2438721-44-7	CM06584
	H-151	941987-60-6	CM01657
cGAS	RU.521	2262452-06-0	CM01580
趋化因子受体 (CCR)	Bindarit	130641-38-2	CM03337
	Maraviroc	376348-65-1	CM00345
	RS-102895 HCl	1173022-16-6	CM03343
	RS-504393	300816-15-3	CM03344

主要靶点	产品名称	CAS号	货号
趋化因子受体 (CXCR)	AMG-487	473719-41-4	CM03603
	Plerixafor	110078-46-1	CM03609
	Plerixafor 8HCl	155148-31-5	CM00965
	Reparixin	266359-83-5	CM03610
	SB-225002	182498-32-4	CM03611
免疫检查点 (PD-1/PD-L1)	BMS-1001 HCl	2113650-04-5	CM05766
	BMS-202	1675203-84-5	CM05770
	PD1-PDL1 Inhibitor 1	1675201-83-8	CM05769
Toll样受体 (TLR)	Imiquimod	99011-02-6	CM00831
	Pam3CSK4	112208-00-1	CM06654
	Resiquimod	144875-48-9	CM00759
	TAK-242	243984-11-4	CM00939
	TLR2-IN-C29	363600-92-4	CM06675
NOD样受体 (NLR)	CY-09	1073612-91-5	CM05286
	MCC950 Sodium	256373-96-3	CM01200
	OLT1177	54863-37-5	CM05285