

免疫学实验辅助试剂产品册

实验试剂

内参标签抗体

重组二抗

纳米抗体创新试剂

抗体标记

ELISA

IF

IHC

IP/Co-IP

WB

单抗开发

FC

蛋白纯化

细胞检测

细胞冻存



www.ptgcn.com



搜索一下

目录

contents

PTG-Lab 免疫学实验试剂	6
免疫印迹 (WB)	6
免疫沉淀 (IP/Co-IP)	6
免疫染色 (IHC/IF)	8
流式细胞术 (FC)	9
抗体 / 蛋白标记	10
单抗开发	10
酶联免疫吸附测定 (ELISA)	10
蛋白纯化	10
 PTG-Cell 细胞实验试剂	 11
细胞培养	11
细胞检测	11
细胞冻存	11
 内参标签抗体	 12
内参抗体	12
标签抗体	12
HRP 标记内参抗体	12
HRP 标记标签抗体	12
 重组二抗	 13
 纳米抗体创新试剂	 14
Nano-Trap: 免疫沉淀金标准	14

Proteintech

Proteintech 于 2001 年在美国芝加哥创立，是一家深度服务于生命科学研究及医学诊断领域的生物公司。其全球四大研发生产中心可提供抗体、重组蛋白、ELISA 试剂盒、实验试剂及高品质 CRO 技术服务；目前已获得 10000+ 企业及科研院所的认可，高效助力全球生命科学及医学诊断领域取得突破性成果。

免疫学研究生物试剂



抗体

- 重组兔单抗 / 重组流式抗体 / 抗体对
- 兔多抗 / 小鼠单抗 / 羊驼纳米抗体
- 直标抗体 / 中和抗体 / 抗体组合
- 重组二抗 / 病理诊断抗体
- PBS-only 级别系列 / 单细胞空间组学抗体



试剂盒·Kits

- 双抗夹心 ELISA 试剂盒
- ELISA 抗体对套装 / 抗体对
- Active Motif® 表观相关试剂盒



重组蛋白

- Humankine® 天然活性蛋白
- HEK293/CHO 表达真核重组蛋白
- E.coli 表达重组蛋白
- Active Motif® 表观药物开发重组蛋白



实验试剂

- WB/IP/IHC/IF/FC 等实验全套试剂
- 血清 / 培养基 / 冻存液 / 细胞活性检测
- 小分子化合物

文献引用 口碑之选

超过 33 万次 SCI 文献引用

1400 余次顶刊封面文章引用

2200 余次的《Cell》、《Nature》、《Science》主刊引用

CRO 技术服务

全人源 抗体开发

- 人单个 B 细胞和浆 B 细胞抗体发现
- 传染疾病，自身免疫性疾病，恶性肿瘤和其他人类疾病
- 与具有资质的机构和企业合作开发

抗体 药物开发

- 小鼠和兔抗体发现平台
- TCRm 抗体，抗体内化，抗体片段，抗体人源化
- 表位作图，亲和力排序，亲和力测定，EC50, IC50, 交叉结合

诊断及 研究抗体开发

- 兔和羊抗体发现平台
- 小分子抗体，修饰性抗体，抗独特性抗体
- 抗体对，IHC, WB, FC

抗体 生产服务

- 高通量重组抗体生产
- 大规模重组抗体生产

Proteintech 特色产品，助力科研发现

从基础研究到顶刊突破，Proteintech 特色产品凭借严格的质控标准及卓越的产品性能，成为全球科研工作者的信赖之选。该系列全面覆盖免疫印迹、免疫沉淀、免疫染色、细胞培养冻存等免疫学及细胞实验，助您精准捕获数据，加速科研突破！

实验辅助试剂

Proteintech 可提供全套免疫学和细胞生物学研究相关试剂，助力科学家的高效高质科研。

PTG-Lab 免疫学实验常用试剂

- 全系列蛋白提取试剂盒
- 全套免疫学实验相关试剂
- FlexAble 抗体标记试剂盒
- IHCeasy 即用型试剂盒
- 单抗开发相关试剂

PTG-Cell 细胞实验常用试剂

- 血清
- 细胞培养基
- 细胞冻存液
- 细胞活性检测试剂盒
- 小分子化合物（抑制剂 / 激动剂）

扫码查看
全部试剂产品



内参标签抗体

Proteintech 目前可提供 150+ 种内参标签抗体，包括 HRP、Biotin 标记以及 CoraLite® 系列等荧光染料标记的内参标签抗体，适用各种实验类型。

- 文献明星抗体
- 抗体类型丰富
- 提供多种偶联物
- 种属覆盖广泛
- 实验应用齐全
- 多技术验证特异性

扫码查看
内参标签抗体



Multi-rAb™ 重组二抗

Multi-rAb™ 重组二抗是精确设计的重组单克隆抗体的混合物，均经过内源性免疫学实验验证，**超强信号**，**批间稳定**，**超高性价比**，具有极小的物种交叉反应性，可大量稳定供应。

超强信号

批间稳定


超高性价比

扫码查看
重组二抗



Nano-Trap

Nano-Trap 是与 beads 结合的即用型纳米抗体，与传统 IgG 抗体相比，更适合免疫沉淀（IP）捕获蛋白，可以获得更准确的检测结果。



- ✓ 无轻链和重链干扰，IP实验背景更低
- ✓ 亲和力超高，蛋白捕获完全 (K_D 低至 10^{-12} M)

- ✓ IP捕获时间仅需30-60 min，快速省时
- ✓ 高稳定性，耐严苛的洗涤条件

扫码查看
Nano-Trap



PTG-Lab免疫学实验试剂

免疫印迹 (WB)

实验及用途	中文名称	货号	规格	目录价 (元)
全蛋白提取试剂盒	通用型总蛋白提取试剂盒	PK10030	50T/100T	500/800
	细胞总蛋白提取试剂盒	PK10020	30T	300
	动物组织总蛋白提取试剂盒	PK10021	30T	300
细胞器及其蛋白提取试剂盒	核蛋白与胞浆蛋白抽提试剂盒	PK10014	30T	520
	细胞膜蛋白抽提试剂盒	PK10015	30T	500
	线粒体分离及蛋白提取试剂盒	PK10016	30T	550
	外泌体分离及蛋白提取试剂盒 (细胞培养上清 / 尿液)	PK10028	40T	1800
特殊蛋白提取试剂盒	组蛋白抽提试剂盒 (不适用 IP)	PK10022	50T	520
	磷酸化蛋白提取试剂盒	PK10023	30T	600
	易降解蛋白提取试剂盒	PK10024	30T	550
	血浆血清白蛋白去除试剂盒	PK10025	60T	500
裂解液	SDS 裂解液 (不适用 IP)	PR20002	50mL/100mL	150/220
	RIPA 裂解液 (中) HOT	PR20001	50mL/100mL	150/220
	RIPA 裂解液 (强) HOT	PR20035	50mL/100mL	150/220
	RIPA 裂解液 (弱) HOT	PR20036	50mL/100mL	150/220
	Co-IP 裂解液 HOT	PR20037	50mL/100mL	150/220
酶抑制剂	蛋白酶磷酸酶抑制剂混合液 (通用型, 100X)	PR20038	2mL	500
	磷酸酶抑制剂混合液 (100X) HOT	PR20015	1mL	180
	增强型蛋白酶抑制剂混合液 (EDTA-Free, 100X in DMSO)	PR20016	1mL	450
	普通型蛋白酶抑制剂混合液 (100X) HOT	PR20032	1mL	180
蛋白浓度测定	BCA 蛋白浓度检测试剂盒 HOT	PK10026	250T/500T	220/350
上样缓冲液	SDS-PAGE 蛋白上样缓冲液 (4X) HOT	PR20003	15mL	200
蛋白 marker	蛋白质常规分子量标记 (10-180 kDa) HOT	PL00004	2x250uL	760
	蛋白质常规分子量标记 (10-180 kDa)	PL00001	2x250uL	760
	宽范围分子量预染蛋白质标记 (3-245 kDa)	PL00002	2x250uL	860
	超宽分子量预染蛋白质标记 (10-310 kDa)	PL00003	2x250uL	920
电泳液	SDS-PAGE 电泳液 (1X)	PR20004	1L	100
	SDS-PAGE 电泳液 (10X)	PR20005	1L	260
染色脱色	考马斯亮蓝染色液	PR20006	250mL	150
	考马斯亮蓝脱色液	PR20007	250mL	150
转膜液	Western Blot 半干法转膜液	PR20008	1L	100
	Western Blot 半干法转膜液 (10X)	PR20009	1L	300
	Western Blot 湿法转膜液	PR20010	1L	100
封闭液	Western Blot 封闭液	PR20011	100mL	150
	Western Blot 快速封闭液 HOT	PR20034	100mL/500mL	160/520
抗体孵育	一抗	查询	抗体应用专家 · 靶标齐全 · 抗体类型齐全 · 验证技术完善 · 33 万 + 次 SCI 文献引用	
	内参标签抗体			
	FlexAble 抗体标记试剂盒			
	Multi-rAb™ 重组二抗			
	HRP 标记抗体 / 蛋白试剂盒	PK20001	200ug/500ug/1mg/ 200μg x 5/5mg	900/2000/3200/ 3800/4500
抗体稀释液	Western Blot 抗体稀释液	PR20013	100mL	150
洗涤液	Western Blot 洗涤液 (10X)	PR20012	100mL	150
ECL 发光试剂盒	普通 ECL 化学发光检测试剂盒 HOT	PK10001	100mL/200mL/500mL	260/400/800
	灵敏 ECL 化学发光检测试剂盒 HOT	PK10002	100mL/200mL/500mL	300/500/1000
	超敏 ECL 化学发光检测试剂盒 HOT	PK10003	100mL/200mL/500mL	400/600/1200
DAB 显色试剂盒	增强型 DAB 显色试剂盒 (WB)	PK10005	40mL/200mL	160/650

免疫沉淀 (IP/Co-IP)

实验及用途	中文名称	货号	规格	目录价 (元)
样本制备	IP 样本制备所需的蛋白提取试剂盒、裂解液、酶抑制剂及蛋白浓度测定等产品参见 WB 部分。			
IP/Co-IP 试剂盒	免疫沉淀试剂盒 (HRP 标记蛋白 A)	PK10007	20T	1500
	免疫沉淀试剂盒 (HRP- 抗兔 IgG 轻链)	PK10008	20T	1500
免疫沉淀填料	protein A -Agarose	PR40023	2mL/5mL	480/1080
	protein G-Agarose	PR40024	2mL/5mL	580/1280
	protein A/G-Agarose	PR40025	2mL/5mL	550/1200
亲和琼脂糖珠/磁珠	Nano-Trap · 无轻链和重链干扰, IP 实验背景更低 · IP 捕获时间仅需 30-60 min, 快速省时	详情见 P14		

裂解液和酶抑制剂

Proteintech 提供齐全的裂解液及酶抑制剂产品，使用便捷，满足不同实验需求。

Proteintech 裂解液选择表



*注意

1. 制备植物、细菌等其他样本，请参照相关文献或资料的操作。
2. 需要同时应用于 WB、IP 和 Co-IP 实验，可选择 RIPA 裂解液 (中) (货号: PR20001)。
3. SDS 裂解液不可应用于 IP 实验。
4. Proteintech 可提供齐全蛋白提取及检测相关试剂盒产品，可登录中文官网 ptgcn.com 查询。

推文：
裂解液如何决定
样本质量



Proteintech 酶抑制剂选择表


样本类型	酶抑制剂名称	货号	说明
易降解或不确定样本	增强型蛋白酶抑制剂混合液 (EDTA-Free, 100X in DMSO)	PR20016	
不易降解样本	普通型蛋白酶抑制剂混合液 (100X)	PR20032	磷酸化抗体检测务必同时添加蛋白酶抑制剂和磷酸酶抑制剂!
检测磷酸化蛋白	磷酸酶抑制剂混合液 (100X)	PR20015	
检测磷酸化蛋白	蛋白酶磷酸酶抑制剂混合液 (通用型, 100X)	PR20038	更高效、更全面、更方便

注意: PMSF主要针对丝氨酸蛋白酶和巯基蛋白酶。

增强化学发光法 (ECL)

Proteintech 提供适配不同表达丰度蛋白的 ECL 化学发光检测试剂盒。

产品名称	货号	说明	推荐理由
普通 ECL 化学发光检测试剂盒	PK10001	①检测 ng 级别的抗原 ②适配蛋白表达丰度较高的 WB 检测	优化配方 背景更低 信号持久
灵敏 ECL 化学发光检测试剂盒	PK10002	①检测 pg 级别的抗原 ②适配蛋白表达丰度较低的 WB 检测	
超敏 ECL 化学发光检测试剂盒	PK10003	①检测低 pg 级别的抗原 ②适配蛋白表达丰度低的 WB 检测	



Proteintech 的灵敏 ECL 和其他公司相比稳定性更好，信号持续时间更长

样本: HEK-293

上样量: 0.23 ug-15 ug

抗体: RUVBL1


货号: 10210-2-AP

稀释度: 1: 2000

免疫染色 (IHC/IF)


实验及用途	中文名称	货号	规格	目录价 (元)
IHC 检测试剂盒	抗小鼠 / 兔通用型免疫组化检测试剂盒 (HOT)	PK10006	1mL/6mL/18mL/ 55mL/110mL	300/620/1680/4580/8280
	抗兔免疫组化检测试剂盒	PK10009	1mL/6mL/18mL/55mL/110mL	300/580/1480/3980/6800
	抗小鼠免疫组化检测试剂盒	PK10010	1mL/6mL/18mL/55mL/110mL	300/580/1480/3980/6800
IHC 自主全应用试剂盒	抗兔自主全应用免疫组化试剂盒	PK10017	50T	1200
	抗小鼠自主全应用免疫组化试剂盒	PK10018	50T	1200
	抗小鼠 / 兔通用型自主全应用免疫组化试剂盒	PK10019	50T	1250
IHCeasy 即用型试剂盒	IHCeasy 免疫组化试剂盒	按靶点查询	50T (不含切片 / 含切片)	3200/3400
抗原修复液	柠檬酸钠抗原修复液 (50X)	PR30001	100mL/500mL	100/450
	Tris-EDTA 抗原修复液 (50X)	PR30002	100mL/500mL	100/450
	蛋白酶 K 抗原修复液	PR30014	20mL	120
封闭	Goat Serum	B900780	10mL	100
免疫组化笔	IHC 免疫组化笔	PR30013	1P/2P	380/680
抗体稀释液	免疫组化抗体稀释液 (适用于一抗 / 二抗)	PR30016	50mL/100mL/500mL/1L	300/500/1500/1800
抗体孵育	IHC 验证的一抗	查询	查询	查询
	即用型 Polymer HRP 标记重组羊抗兔二抗	RGAR011	5mL/5mLx5/5mLx10/5mLx20	480/1980/3580/6280
	即用型 Polymer HRP 标记重组羊抗小鼠二抗	RGAM011	5mL/5mLx5/5mLx10/5mLx20	480/1980/3580/6280
	即用型 Polymer HRP 标记重组羊抗兔 / 小鼠通用型二抗	RGAU011	5mL/5mLx5/5mLx10/5mLx20	580/2580/4280/7980
	Multi-rAb™ Enhanced Anti-Rabbit/ Mouse Universal Secondary System Plus	RGAU015	5mL/100mL/1L	询价
染色液	Mayer's 苏木素染色液	PR30004	10 mL/125 mL/500 mL	100/280/800
	DAB 染色液 (IHC) (HOT)	PR30018	20mL/100mL/1L/5L/10L/50L/100L	200/900/ 询价 / 询价 / 询价 / 询价 / 询价
	伊红染色液	PR30019	10 mL/125 mL/500 mL	90/260/600
	H&E 染色试剂盒 (HOT)	PK10031	10 mL/125 mL/500 mL	150/480/1100
IF 抗体	IF 验证的一抗	查询	CoraLite® 直标抗体 · 30000+ 种高品质抗体与新型荧光染料 CoraLite® 强强联合 FlexAble 抗体标记试剂盒 · 微量标记创新技术 · 兼容各种抗体来源 · 兼容各种抗体 buffer · 10 min 完成标记	
	直标抗体			
	FlexAble 抗体标记试剂盒			
	Multi-rAb™ 重组二抗			
	荧光标记二抗			
	纳米二抗			
IF 试剂	免疫染色固定液	PR30006	10mL	100
	免疫染色通透剂	PR30007	10mL	100
	免疫染色封闭液	PR30008	10mL	100
	水性封片剂	PR30005	10mL	100

抗小鼠/兔通用型免疫组化检测试剂盒 (PK10006)




人胎盘组织的 IHC 检测
SLC2A3 兔多抗 (货号: 20403-1-AP)
使用 PK10006, 信号强烈且极低非特异性染色。

DAB染色液 (IHC) (PR30018)



人胎盘组织的 IHC 检测
Vimentin 重组兔单抗 (货号: 80232-1-RR)
显色底物为 PR30018

H&E染色试剂盒 (PK10031)




使用 PK10031 对石蜡包埋的人胎盘组织进行染色。

流式细胞术（FC）

实验及用途	中文名称	货号	规格	目录价（元）
制备单细胞悬液	0.25% 胰蛋白酶-EDTA 消化液（含酚红）	PR40020	100mL	120
	0.25% 胰蛋白酶-EDTA 消化液（不含酚红）	PR40021	100mL	120
红细胞裂解液	红细胞裂解液（无菌） HOT	PR30017	100mL/500mL	120/320
	红细胞裂解液（10X）	PF00014	100mL	110
	红细胞裂解液（1X） HOT	PF00015	100mL	120
刺激样本（小分子化合物）	PMA	CM00437	查询	查询
	Brefeldin A	CM03062		
	Ionomycin	CM06928		
	Monensin	CM00375		
细胞分选	磁珠细胞分选系列产品	查询	查询	查询
洗涤液	流式细胞染色缓冲液（1X） HOT	PF00018	100mL/500mL	150/600
固定及通透	流式细胞固定液	PF00016	100mL	220
	流式细胞通透剂（10X）	PF00017	100mL	320
	流式检测磷酸化蛋白固定通透试剂盒	PF00026	1 kit	700
Fc 受体封闭抗体	Anti-Mouse CD16/32 (93)	65057-1-Ig	500ug	1000
	Anti-Mouse CD16/32 (2.4G2)	65080-1-Ig	100ug/500ug	940/2900
同型对照抗体	Rabbit IgG Isotype Control Recombinant Antibody HOT	98136-1-RR	100ug/1mg	600/3000
抗体孵育	重组流式抗体	查询	FcZero-rAb® 新型骨架重组流式抗体 ·Fc 沉默 ·定点定量标记 ·仅需一种同型对照 Uni-rAb™ 传统骨架重组流式抗体 ·覆盖细胞表面 / 胞内标志物及细胞因子靶点	
	流式 Panels			
	FlexAble 抗体标记试剂盒			
链霉亲和素偶联物	R- 藻红蛋白 - 链霉亲和素偶联物	PF00021	100ug/500ug/1mg	580/1880/2880
	别藻蓝蛋白 - 链霉亲和素偶联物	PF00022	100ug/500ug/1mg	580/1880/2880
	CoraLite® Plus 488 链霉亲和素偶联物	PF00023	100ug/500ug/1mg	580/1880/2880
	CoraLite® 594 链霉亲和素偶联物	PF00024	100ug/500ug/1mg	580/1880/2880
	CoraLite®Plus 647 链霉亲和素偶联物	PF00025	100ug/500ug/1mg	580/1880/2880
死活细胞染料	7-AAD 死活细胞鉴定染料 HOT	PD00101	1mL	200
	Phantom Dye Red 710 死活细胞鉴定染料	PD00001	100tests	1090
	Phantom Dye Red 780 死活细胞鉴定染料	PD00002	100tests	1090
	Phantom Dye UV 450 死活细胞鉴定染料	PD00003	100tests	1090
	Phantom Dye Violet 450 死活细胞鉴定染料	PD00004	100tests	1090
	Phantom Dye Violet 510 死活细胞鉴定染料	PD00005	100tests	1090
	Phantom Dye Violet 540 死活细胞鉴定染料	PD00006	100tests	1090
	Phantom Dye Blue 516 死活细胞鉴定染料	PD00007	100tests	1090

Rabbit IgG 同型对照重组抗体（98136-1-RR）



使用Rabbit IgG同型对照重组抗体协助检测anti-human CD4抗体特异性染色的CD4+阳性细胞群。


样本：1x10⁶ human PBMCs

一抗：Anti-Human CD4 Rabbit Recombinant Antibody（货号：98042-1-RR；克隆：240953C9）


同型对照：Rabbit IgG Isotype Control Recombinant Antibody（货号：98136-1-RR；克隆：240427E12）

二抗：PE-Conjugated Goat Anti-Rabbit IgG(H+L)

7-AAD死活细胞鉴定染料（PD00101）



HeLa细胞爬片经甲醇固定后用7-AAD死活细胞鉴定染料（货号：PD00101）和DAPI共染结果。（操作：将PD00101用PBS或生理盐水稀释10倍，加至细胞爬片或涂片上，确保完全覆盖，避光反应5-10分钟，简单洗涤1-2次即可封片观察。）



U-937细胞爬片经甲醇固定后用7-AAD死活细胞鉴定染料（货号：PD00101）和DAPI共染结果。（操作：每个反应体系（100万个细胞，0.2-0.5mL反应体系）加入5μL PD00101，避光反应5-10分钟，然后即可上机分析。）

抗体/蛋白标记

FlexAble抗体标记试剂盒（仅用于标记抗体）

产品版本	偶联物	标记 Rabbit IgG 货号	标记 Mouse IgG1 货号	标记 Mouse IgG2a 货号	标记 Mouse IgG2b 货号	标记 Human IgG 货号	标记 Rat Kappa Light Chain 货号	目录价
FlexAble2.0 (更适合中低丰度蛋白抗体标记)	CoraLite® Plus 405	KFA506	KFA526	KFA546	KFA566	KFA608	-	990 元 /10 rxns 4390 元 /50 rxns 8990 元 /200 rxns
	CoraLite® Plus 488	KFA501	KFA521	KFA541	KFA561	KFA604	KFA621	
	CoraLite® Plus 555	KFA502	KFA522	KFA542	KFA562	KFA605	KFA622	
	CoraLite® Plus 594	KFA509	KFA529	KFA549	KFA569	KFA612	-	
	CoraLite® Plus 647	KFA503	KFA523	KFA543	KFA563	KFA606	KFA623	
	CoraLite® Plus 750	KFA504	KFA524	KFA544	KFA564	KFA607	-	
FlexAble1.0 (适合高丰度蛋白抗体标记)	FITC Plus	KFA508	KFA528	KFA548	KFA568	KFA609	KFA626	990 元 /10 rxns 4190 元 /50 rxns 8890 元 /200 rxns
	CoraLite® Plus 405	KFA006	KFA026	KFA046	KFA066	KFA108	-	
	CoraLite® Plus 488	KFA001	KFA021	KFA041	KFA061	KFA104	KFA121	
	CoraLite® Plus 555	KFA002	KFA022	KFA042	KFA062	KFA105	KFA122	
	CoraLite® Plus 594	KFA009	KFA029	KFA049	KFA069	KFA112	-	
	CoraLite® Plus 647	KFA003	KFA023	KFA043	KFA063	KFA106	KFA123	
FlexAble	CoraLite® Plus 750	KFA004	KFA024	KFA044	KFA064	KFA107	-	990 元 /10 rxns 4190 元 /50 rxns 8890 元 /200 rxns
	FITC Plus	KFA008	KFA028	KFA048	KFA068	KFA109	KFA126	
	HRP	KFA005	KFA025	KFA045	KFA065	KFA110	-	
	Biotin	KFA007	KFA027	KFA047	KFA067	KFA111	KFA128	

蛋白标记试剂盒（可标记蛋白质、多肽、抗体和其他生物分子）

中文名称	货号	规格	目录价（元）
长臂生物素标记试剂盒	PK20005	2 次标记 /5 次标记	1600/2600
短臂生物素标记试剂盒	PK20004	2 次标记 /5 次标记	1500/2500
HRP 标记抗体 / 蛋白试剂盒	PK20001	200ug/500ug/1mg/200µg x 5/5mg	900/2000/3200/3800/4500
辣根过氧化物酶（HRP）	PR30015	10mg/50mg/100mg	300/1000/1500

单抗开发

实验及用途	中文名称	货号	规格	目录价（元）
免疫佐剂	小鼠免疫佐剂	PR40009	1mL/2mL/10mL/20mL	380/700/3200/6000
	弗氏不完全佐剂	PR40027	10mL/10x10mL	200/1400
细胞融合	50% 聚乙二醇（PEG）-1450	PR40010	1mL/1mLx10 套装	80/320
杂交瘤细胞培养与筛选	HAT 完全培养基	PR40011	100mL/200mL/500mL	380/700/1400
	HT 完全培养基	PR40012	100mL/200mL/500mL	350/650/1300
	8- 氮杂鸟嘌呤完全培养基	PR40013	200mL	500
	50xHAT 储存液	PR40014	6mL/6mLx10 瓶	80/400
	50xHT 储存液	PR40015	6mL/6mLx10 瓶	80/240
克隆鉴定	小鼠单克隆抗体亚型鉴定试剂盒	PK20002	96*2wells/96*5wells	1800/3500
	小鼠单克隆抗体亚型鉴定试剂盒(含 IgA 特异性抗体)	PK20003	96*2wells/96*5wells	1800/3500

酶联免疫吸附测定（ELISA）

实验及用途	中文名称	货号	规格	目录价（元）
ELISA 试剂盒	双抗夹心 ELISA 试剂盒	查询	查询	查询
	抗体对	查询	查询	查询
生物素标记试剂盒	短臂生物素标记试剂盒	PK20004	2 次标记 /5 次标记	1500/2500
	长臂生物素标记试剂盒	PK20005	2 次标记 /5 次标记	1600/2600
HRP 标记试剂盒	HRP 标记抗体 / 蛋白试剂盒	PK20001	200ug/500ug/ 1mg/200µg x 5/5mg	900/2000/ 3200/3800/4500
抗体亚型鉴定试剂盒	小鼠单克隆抗体亚型鉴定试剂盒	PK20002	96*2 wells/96*5 wells	1800/3500
	小鼠单克隆抗体亚型鉴定试剂盒(含 IgA 特异性抗体)	PK20003	96*2 wells/96*5 wells	1800/3500
辅助试剂	抗体对辅助试剂盒	PK10029	5pLates	780
	ELISA 包被液（5X）	PR10006	12mL	100
	ELISA 洗涤液（20X）	PR10007	100mL	120
	双组分 TMB 显色试剂盒	PK10004	50.5mL/101mL	200/350
	ELISA 终止液	PR10009	60mL	50
	抗体保护剂（适用 ELISA）	PR10004	50mL/100mL	150/280
	HRP-protect 酶标抗体稳定剂	PR10005	50mL/100mL	150/280

蛋白纯化

实验及用途	中文名称	货号	规格	目录价（元）
GST 标签	GST 标签洗脱液	PR40002	10mL	80
	GST 标签洗脱液（无 Triton）	PR40006	10mL	90
	GST 标签洗脱液（无 Triton 和甘油）	PR40007	10mL	100
His 标签	His 标签洗脱液	PR40003	10mL	80
	His 标签洗脱液（无 SKL）	PR40004	10mL	90
	His 标签洗脱液（无 SKL 和甘油）	PR40005	10mL	100


细胞培养

实验及用途	中文名称	货号	规格	目录价 (元)
胎牛血清	特级胎牛血清	PM00001	500mL	5500
	高级胎牛血清	PM00011	100mL/500mL	700/3000
杂交瘤细胞培养基	HAT 完全培养基	PR40011	100mL/200mL/500mL	380/700/1400
	HT 完全培养基	PR40012	100mL/200mL/500mL	350/650/1300
	8- 氮杂鸟嘌呤完全培养基	PR40013	200mL	500
	50×HAT 储存液	PR40014	6mL/6mLx10 瓶	80/400
	50×HT 储存液	PR40015	6mL/6mLx10 瓶	80/240
基础细胞培养基	DMEM 高糖培养基	PM00031	500mL	60
	RPMI 1640 培养基	PM00032	500mL	60
	F-12K 培养基	PM00033	500mL	160
抗生素	青霉素 - 链霉素溶液 (100X)	PR40022	100mL	120
细胞消化	0.25% 胰蛋白酶 -EDTA 消化液 (含酚红)	PR40020	100mL	120
	0.25% 胰蛋白酶 -EDTA 消化液 (不含酚红)	PR40021	100mL	120
小分子化合物	2 万 + 现货	查询	查询	查询

细胞检测

实验及用途	中文名称	货号	规格	目录价 (元)
细胞转染	PEI 转染试剂 HOT	PR40001	1mL	650
细胞计数	0.4% 台盼蓝溶液	PR40016	100mL	200
细胞消化	0.25% 胰蛋白酶 -EDTA 消化液 (含酚红) HOT	PR40020	100mL	120
	0.25% 胰蛋白酶 -EDTA 消化液 (不含酚红) HOT	PR40021	100mL	120
细胞洗涤	PBS 磷酸盐缓冲液 (10X) (无菌)	PR20014	100mL/500mL	80/120
	超低内毒素 PBS	PR40008	10mL	100
肌动蛋白检测	CoraLite® Plus 488 标记鬼笔环肽	PF00001	300T	2050
	CoraLite®594 标记鬼笔环肽	PF00003	300T	2050
细胞增殖及毒性检测	CCK-8 试剂盒 HOT	PF00004	500T/3000T/6000T	360/1800/3200
细胞凋亡检测	CoraLite® Plus 488-Annexin V 和 PI 细胞凋亡检测试剂盒	PF00005	50T/100T	1200/2000
	CoraLite® Plus 488 TUNEL 凋亡检测试剂盒 (绿色荧光)	PF00006	20T/50T	1580/2900
	CoraLite®594 TUNEL 凋亡检测试剂盒 (红色荧光)	PF00009	20T/50T	1580/2900
活 / 死细胞检测	活 / 死细胞染色试剂盒 (Calcein AM, PI 法)	PF00007	150T/300T	750/1250
	活 / 死细胞染色试剂盒 (Calcein AM, EthD-I 法)	PF00008	150T/300T	850/1580
死活细胞染料	7-AAD 死活细胞鉴定染料 HOT	PD00101	1mL	200
	Phantom Dye Red 710 死活细胞鉴定染料	PD00001	100tests	1090
	Phantom Dye Red 780 死活细胞鉴定染料	PD00002	100tests	1090
	Phantom Dye UV 450 死活细胞鉴定染料	PD00003	100tests	1090
	Phantom Dye Violet 450 死活细胞鉴定染料	PD00004	100tests	1090
	Phantom Dye Violet 510 死活细胞鉴定染料	PD00005	100tests	1090
	Phantom Dye Violet 540 死活细胞鉴定染料	PD00006	100tests	1090
	Phantom Dye Blue 516 死活细胞鉴定染料	PD00007	100tests	1090

CCK-8试剂盒 (PF00004)



CCK-8 试剂盒标准曲线

细胞系：HeLa cell line

培养基：DMEM+10% FBS

培养条件：37°C, 5% CO₂, 加入 CCK-8 试

剂 2 h 后 450 nm 读数

$R^2=0.9953$

细胞冻存

实验及用途	中文名称	货号	规格	目录价 (元)
细胞冻存液	经典细胞冻存液	PR40017	100mL	600
	无血清细胞冻存液 HOT	PR40018	50mL/100mL/20×5mL	280/500/600
	无血清无 DMSO 细胞冻存液	PR40019	50mL/100mL	400/720

◆ 内参抗体

适用范围	靶点名称	分子量	抗体类型	货号	应用	WB 推荐稀释比	SCI 文献
胞浆或全细胞	GAPDH	36 kDa	重组兔单抗	81640-5-RR	WB, IF/ICC, ELISA	1:5000-1:50000	13
			小鼠单抗	60004-1-Ig	WB, IP, IF/ICC, ELISA, IHC, CoIP	1:50000-1:500000	12700
	β-Actin	42 kDa	重组兔单抗	81115-1-RR	WB, IF/ICC, IHC, ELISA	1:5000-1:50000	670
			小鼠单抗	66009-1-Ig	WB, IP, IF/ICC, IHC, ELISA, CoIP, ChIP, Cell Treatment	1:20000-1:100000	7250
			小鼠单抗	60008-1-Ig	WB, IHC, ELISA, IP, IF, CoIP	1:5000-1:50000	3149
			重组兔单抗	80762-1-RR	WB, IF/ICC, IF-P, ELISA	1:5000-1:50000	6
	α-Tubulin	50-55 kDa	小鼠单抗	66031-1-Ig	WB, IP, IF/ICC, IHC, ELISA, CoIP	1:20000-1:100000	1173
			重组兔单抗	80713-1-RR	WB, IP, IF/ICC, IHC, ELISA	1:5000-1:50000	6
	β-Tubulin	50-55 kDa	小鼠单抗	66240-1-Ig	WB, IF/ICC, IHC, IP, ELISA, Cell Treatment	1:20000-1:100000	434
			重组兔单抗	66305-2-Ig	WB, IF/ICC, ELISA	1:5000-1:50000	—
细胞核膜	Lamin A/C	65-75 kDa	重组兔单抗	81042-1-RR	WB, IF, IHC, ELISA	1:20000-1:100000	2
	Lamin B1	66-72 kDa	重组兔单抗	80906-1-RR	WB, IHC, IF/ICC, ELISA	1:5000-1:50000	1
			小鼠单抗	66095-1-Ig	WB, IP, IF/ICC, IF-P, IHC, ELISA, CoIP	1:20000-1:100000	407
细胞核	TBP	33-43 kDa ※	小鼠单抗	66166-1-Ig	WB, IP, IF/ICC, IHC, ELISA	1:20000-1:100000	24
	PCNA	36 kDa	重组兔单抗	81302-6-RR	WB, IF-P, FC (Intra), ELISA	1:5000-1:50000	—
			小鼠单抗	60097-1-Ig	WB, IP, IF/ICC, IHC, ELISA	1:5000-1:50000	161
	Histone-H3	15-17 kDa	重组兔单抗	82807-2-RR	WB, ELISA	1:2000-1:10000	—
			小鼠单抗	68345-1-Ig	WB, IP, IF/ICC, IHC, ELISA	1:5000-1:50000	46
	YY1	65-70 kDa	重组兔单抗	82712-3-RR	WB, ELISA, IF/ICC	1:1000-1:8000	—
			小鼠单抗	66281-1-Ig	WB, IP, IF/ICC, ELISA, RIP, IHC, CoIP, ChIP	1:5000-1:50000	52
膜蛋白	ATP1A1	97-110 kDa	重组兔单抗	83191-6-RR	WB, IF, ELISA, FC (Intra)	1:5000-1:50000	—
线粒体	VDAC1/Porin	31-37 kDa	重组兔单抗	81538-1-RR	WB, IHC, IF-P, FC (Intra), ELISA	1:2000-1:10000	3
			小鼠单抗	66345-1-Ig	WB, IF-P, IHC, ELISA, IP, CoIP	1:5000-1:50000	35
	COXIV	17-20 kDa	重组兔单抗	82916-1-RR	WB, IF/ICC, FC (Intra), ELISA	1:5000-1:50000	—
			小鼠单抗	66110-1-Ig	WB, IF/ICC, IHC, ELISA	1:5000-1:50000	32
全血 / 血浆 / 血清	Transferrin	77 kDa	重组兔单抗	81676-1-RR	WB, IHC, ELISA	1:5000-1:50000	—
			小鼠单抗	66171-1-Ig	WB, IF-P, IHC, ELISA	1:5000-1:50000	6
	Albumin	66 kDa	重组兔单抗	82783-6-RR	WB, IF/ICC, IF-P, ELISA	1:20000-1:100000	—
			小鼠单抗	66051-1-Ig	WB, IP, IF/ICC, IHC, ELISA	1:5000-1:50000	44

※TBP 在人类是 37-43 kDa, 在小鼠和大鼠中是 33-36 kDa

◆ 标签抗体

靶点名称	抗体类型	货号	应用	WB 推荐稀释比	SCI 文献
6*His, His-Tag	重组兔单抗	84814-1-RR	WB, IF/ICC, FC (Intra), ELISA	1:1000-1:6000	—
	小鼠单抗	66005-1-Ig	WB, IP, IF, IHC, CoIP, ChIP, ELISA, Cell Treatment	1:5000-1:50000	1171
DYKDDDDK Tag (Binds to FLAG® tag epitope)	重组兔单抗	80801-2-RR	WB, IF/ICC, IP, ELISA	1:5000-1:50000	2
	小鼠单抗	66008-4-Ig	WB, IP, IF/ICC, ELISA, RIP, IHC, CoIP, ChIP	1:5000-1:50000	433
GFP Tag	重组兔单抗	81835-2-RR	WB, IF/ICC, ELISA	1:5000-1:50000	—
	小鼠单抗	66002-1-Ig	WB, IP, IF/ICC, RIP, IHC, CoIP, ChIP, ELISA	1:20000-1:100000	558
GST Tag	重组兔单抗	80006-1-RR	WB, ELISA, CoIP	1:5000-1:50000	2
	小鼠单抗	66001-2-Ig	WB, IP, IF, CoIP, ELISA	1:5000-1:50000	197
HA Tag	重组兔单抗	81290-1-RR	WB, IP, IF/ICC, ELISA, CoIP	1:5000-1:50000	52
	小鼠单抗	66006-2-Ig	WB, IP, IF/ICC, PLA, CoIP, ChIP, ELISA	1:10000-1:100000	277
MYC Tag	重组兔单抗	80469-2-RR	WB, IF/ICC, FC (Intra), IP, ELISA	1:20000-1:100000	—
	小鼠单抗	60003-2-Ig	WB, IP, IF, CoIP, ChIP, ELISA	1:2000-1:10000	276
MBP Tag	小鼠单抗	66003-1-Ig	WB, IP, IF, IHC, CoIP, ELISA	1:1000-1:8000	57
mCherry	重组兔单抗	81202-2-RR	WB, IF/ICC, FC (Intra), ELISA	1:5000-1:50000	—
RFP	小鼠单抗	68088-1-Ig	WB, IF/ICC, ELISA, IP	1:2000-1:10000	3
S1 Tag	小鼠单抗	67378-1-Ig	WB, IF, ELISA	1:5000-1:100000	7
V5 Tag	重组兔单抗	66165-1-Ig	WB, ELISA	1:5000-1:50000	—
	小鼠单抗	81775-4-RR	WB, ELISA	1:500-1:2000	—

◆ HRP标记内参抗体


靶点名称	抗体类型	货号	WB 推荐稀释比	SCI 文献
GAPDH	小鼠单抗	HRP-60004	1:5000-1:50000	734
Beta Actin	小鼠单抗	HRP-60008	1:2000-1:16000	415
Beta Actin	小鼠单抗	HRP-66009	1:2000-1:50000	81
Alpha Tubulin	小鼠单抗	HRP-66031	1:5000-1:50000	138
Beta Tubulin	小鼠单抗	HRP-66240	1:20000-1:100000	14
Lamin B1	小鼠单抗	HRP-66095	1:20000-1:100000	—
PCNA	小鼠单抗	HRP-60097	1:5000-1:50000	2

◆ HRP标记标签抗体


靶点名称	抗体类型	货号	WB 推荐稀释比	SCI 文献
6*His, His-Tag	小鼠单抗	HRP-66005	1:5000-1:50000	167
DYKDDDDK Tag	小鼠单抗	HRP-66008	1:10000-1:100000	26
GFP tag	小鼠单抗	HRP-66002	1:5000-1:50000	15
GST Tag	小鼠单抗	HRP-66001	1:10000-1:100000	50
HA Tag	小鼠单抗	HRP-66006	1:5000-1:50000	2
HA Tag	重组兔单抗	HRP-81290	1:5000-1:50000	6
MYC tag	小鼠单抗	HRP-60003	1:2000-1:16000	—

CNS高引用


免疫印迹




免疫沉淀



免疫荧光



免疫组化




重组二抗


Multi-rAb™ 重组二抗

主推应用	类别	产品名称	货号
WB, ELISA, Dot blot	山羊抗兔	Multi-rAb™ HRP-Goat Anti-Rabbit Recombinant Secondary Antibody (H+L)	RGAR001
	山羊抗小鼠	Multi-rAb™ HRP-Goat Anti-Mouse Recombinant Secondary Antibody (H+L)	RGAM001
	山羊抗小鼠 IgG	Multi-rAb™ HRP-Goat Anti-Mouse IgG-Specific Recombinant Secondary Antibody	RGAM601
	山羊抗小鼠 IgM	HRP-Goat Anti-Mouse IgM-Specific Recombinant Secondary Antibody	RGAM701
	山羊抗小鼠 IgA	HRP-Goat Anti-Mouse IgA-Specific Recombinant Secondary Antibody	RGAM801
(病理染色) IHC	山羊抗兔	Multi-rAb™ Polymer HRP-Goat Anti-Rabbit Recombinant Secondary Antibody (H+L)	RGAR011
	山羊抗小鼠	Multi-rAb™ Polymer HRP-Goat Anti-Mouse Recombinant Secondary Antibody (H+L)	RGAM011
	通用型山羊抗兔 / 小鼠	Multi-rAb™ Polymer HRP-Goat Anti-Rabbit/Mouse Universal Recombinant Secondary Antibody (H+L)	RGAU011
	通用型山羊抗兔 / 小鼠 (两步法)	Multi-rAb™ Enhanced Anti-Rabbit/Mouse Universal Secondary System Plus	RGAU015
IF, FC	山羊抗兔	Multi-rAb™ CoraLite® Plus 488-Goat Anti-Rabbit Recombinant Secondary Antibody (H+L)	RGAR002
		Multi-rAb™ CoraLite® Plus 555-Goat Anti-Rabbit Recombinant Secondary Antibody (H+L)	RGAR003
		Multi-rAb™ CoraLite® Plus 594-Goat Anti-Rabbit Recombinant Secondary Antibody (H+L)	RGAR004
		Multi-rAb™ CoraLite® Plus 647-Goat Anti-Rabbit Recombinant Secondary Antibody (H+L)	RGAR005
	山羊抗小鼠	Multi-rAb™ CoraLite® Plus 488-Goat Anti-Mouse Recombinant Secondary Antibody (H+L)	RGAM002
		Multi-rAb™ CoraLite® Plus 555-Goat Anti-Mouse Recombinant Secondary Antibody (H+L)	RGAM003
		Multi-rAb™ CoraLite® Plus 594-Goat Anti-Mouse Recombinant Secondary Antibody (H+L)	RGAM004
		Multi-rAb™ CoraLite® Plus 647-Goat Anti-Mouse Recombinant Secondary Antibody (H+L)	RGAM005
荧光 WB, IF, FC	山羊抗兔	Multi-rAb™ CoraLite® Plus 750-Goat Anti-Rabbit Recombinant Secondary Antibody (H+L)	RGAR006
	山羊抗小鼠	Multi-rAb™ CoraLite® Plus 750-Goat Anti-Mouse Recombinant Secondary Antibody (H+L)	RGAM006


内源性免疫学实验验证




▲不同类型样本的 WB 分析
一抗: Beta Catenin 抗体
(货号: 51067-2-AP)
稀释比 1:50000
二抗: RGAR001, 稀释比 1:5000




▲不同类型样本的荧光 WB 分析
一抗: Beta Tubulin 抗体
(货号: 80713-1-RR)
稀释比 1:20000
二抗: RGAR006, 稀释比 1:10000



▲石蜡包埋的人结肠组织切片的 IHC 分析
一抗: Villin 抗体 (货号: 66096-1-Ig)
二抗: RGAM011 多聚 HRP 重组二抗




▲小鼠小脑组织的 IF 分析
绿色：一抗：NeuN 抗体
(货号：26975-1-AP)
二抗：RGAR002
红色：一抗：Calbindin-D28k 抗体
(货号：66394-1-Ig)
二抗：RGAM004




▲ MCF-7 细胞的 FC 分析
一抗: CD8 抗体 (货号: 65204-1-Ig)
Mouse IgG2a 同型对照抗体
(货号: 66360-2-Ig)
二抗: RGAM004

极小的物种交叉反应性




▲ 直接法 ELISA 分析 RGAR001 和不同物种 IgG 的交叉反应性, 结果表明它与兔以外其他物种的交叉反应性极小。



▲ 直接法 ELISA 分析 RGAM001 和不同物种 IgG 的交叉反应性, 结果表明它与小鼠和大鼠 (与小鼠同源性高) 以外其他物种的交叉反应性极小。

批次间高度一致性



▲不同批次重组二抗的 WB 分析
一抗: EIF3E 鼠单抗 (货号: 67095-1-Ig), 稀释比 1:50000
二抗: 三个不同批次的重组二抗 (货号: RGAM001), 稀释比 1:5000

标签类靶点			
靶点名称	产品名称	货号	SCI 文献
DYKDDDDK (Binds to FLAG [®] tag epitope)	DYKDDDDK Fab-Trap [®] Agarose	ffa	40
	DYKDDDDK Fab-Trap [®] Agarose Kit	ffak	7
GFP	GFP-Trap [®] Agarose	gta	4163
	GFP-Trap [®] Agarose Kit	gtak	116
	GFP-Trap [®] Magnetic Agarose	gtma	1437
	GFP-Trap [®] Magnetic Agarose Kit	gtmak	47
GST	GST-Trap Agarose	sta	18
	GST-Trap Agarose Kit	stak	—
HA	HA-Trap Agarose	ata	1
	HA-Trap Agarose Kit	atak	—
	HA-Trap Magnetic Agarose	atma	3
	HA-Trap Magnetic Agarose Kit	atmak	—
Halo	Halo-Trap Agarose	ota	18
	Halo-Trap Agarose Kit	otak	1
	Halo-Trap Magnetic Agarose	otma	3
	Halo-Trap Magnetic Agarose Kit	otmak	—
6*His, His-Tag	His Fab-Trap [®] Agarose	hfa	—
	His Fab-Trap [®] Agarose Kit	hfak	—
	His Fab-Trap [®] Magnetic Agarose	hfma	—
	His Fab-Trap [®] Magnetic Agarose Kit	hfmak	—
MBP	MBP-Trap Agarose	mbta	20
	MBP-Trap Agarose Kit	mbtak	—
mEos	mEos-Trap Agarose	meta	—
	mEos-Trap Agarose Kit	metak	—
	mEos-Trap Magnetic Agarose	metma	—
	mEos-Trap Magnetic Agarose Kit	metmak	—
mNeonGreen	mNeonGreen-Trap Agarose	nta	11
	mNeonGreen-Trap Agarose Kit	ntak	3
	mNeonGreen-Trap Magnetic Agarose	ntma	27
	mNeonGreen-Trap Magnetic Agarose Kit	ntmak	—
mRFP/mCherry /mPlum	RFP-Trap [®] Agarose	rta	286
	RFP-Trap [®] Agarose Kit	rtak	9
	RFP-Trap [®] Magnetic Agarose	rtma	123
	RFP-Trap [®] Magnetic Agarose Kit	rtmak	10
Myc	Myc-Trap [®] Agarose	yta	179
	Myc-Trap [®] Agarose Kit	ytak	7
	Myc-Trap [®] Magnetic Agarose	ytma	97
	Myc-Trap [®] Magnetic Agarose Kit	ytmak	2


标签类靶点			
靶点名称	产品名称	货号	SCI 文献
SNAP/CLIP	SNAP/CLIP-tag-Trap Agarose	wta	3
	SNAP/CLIP-tag-Trap Agarose Kit	wtak	—
Spot	Spot-Trap [®] Agarose	eta	6
	Spot-Trap [®] Agarose Kit	etak	—
	Spot-Trap [®] Magnetic Agarose	etma	13
	Spot-Trap [®] Magnetic Agarose Kit	etmak	—
Strep	Strep-NanoTrap Agarose	qta	—
	Strep-NanoTrap Agarose Kit	qtak	—
SUMO	SUMO-Tag-Trap Agarose	suta	—
	SUMO-Tag-Trap Agarose Kit	sutak	—
	SUMO-Tag-Trap Magnetic Agarose	sutma	—
	SUMO-Tag-Trap Magnetic Agarose Kit	sutmak	—
TurboGFP	TurboGFP-Trap Agarose	tbta	15
	TurboGFP-Trap Agarose Kit	tbtak	1
	TurboGFP-Trap Magnetic Agarose	tbtma	3
	TurboGFP-Trap Magnetic Agarose Kit	tbtmak	—
V5	V5-Trap [®] Agarose	v5ta	18
	V5-Trap [®] Agarose Kit	v5tak	1
	V5-Trap [®] Magnetic Agarose	v5tma	26
	V5-Trap [®] Magnetic Agarose Kit	v5tmak	1
肿瘤研究类靶点			
靶点名称	产品名称	货号	SCI 文献
DNMT1	DNMT1-Trap Agarose	dta	3
	DNMT1-Trap Agarose Kit	dtak	—
Mdm4/HdmX	Mdm4/ HdmX-Trap Agarose	hta	—
	Mdm4/ HdmX-Trap Agarose Kit	htak	—
MK2	MK2-Trap Agarose	mta	2
	MK2-Trap Agarose Kit	mtak	—
p53	p53 N-term-Trap Agarose	pta	9
	p53 N-term-Trap Agarose Kit	ptak	—
	p53 C-term-Trap Agarose	pta2	4
	p53 C-term-Trap Agarose Kit	pta2k	1
PARP1	PARP1-Trap Agarose	xta	6
	PARP1-Trap Agarose Kit	xtak	—
Ubiquitin	Ubiquitin-Trap Agarose	uta	1
	Ubiquitin-Trap Agarose Kit	utak	—
	Ubiquitin-Trap Magnetic Agarose	utma	2
	Ubiquitin-Trap Magnetic Agarose Kit	utmak	—

GFP-Trap[®]

全物种适用

6000+ 次 SCI 文献引用

GFP-Trap[®]：即用型抗 GFP 的纳米抗体偶联 beads。一步法快速将 GFP 融合蛋白下拉。



▲ GFP-Trap 在免疫沉淀中抓取蛋白完全

I: Input; FT: flow through (non-bound) ; B: Bound

识别GFP衍生物：

AcGFP, Clover, eGFP, Emerald, GFP, GFP5, GFP Envoy, GFP S65T, mGFP, mPhluorin, PA-GFP, Superfolder GFP, TagGFP, TagGFP2, monomeric eGFP A206K, CFP, YFP, Citrine, eCitrine, eYFP, Venus, Ypet, BFP.....

应用：

IP/CoIP, MS, ChIP/RIP





READING THE BOOK OF LIFE



WeChat Official Account

Proteintech Group, USA,
5400 Pearl Street, Suite 300,
Rosemont, IL 60018, USA
t. 1-888-478-4522
e. proteintech@ptglab.com

Proteintech Europe,
Manchester Science Park, Kilburn House,
Lloyd Street North, Manchester, M15 6SE
t. (+44)-161-22-66-144
e. europe@ptglab.com

武汉三鹰生物技术有限公司
湖北省武汉市东湖高新技术开发区高新大道66号D3-3
t. 027-87531629
e. Proteintech-CN@ptglab.com