

重组二抗 新突破

超强信号


批间稳定

超高性价比




Multi-rAb重组二抗是精确设计的重组单克隆抗体的混合物，可识别同一IgG上的多个互补表位。这些多克隆二抗混合物中的每个重组单克隆都经过严格的鉴定和筛选，同时具备多克隆抗体的高灵敏度及单克隆抗体的高特异性，超强信号，批间稳定，超高性价比，可大量稳定供应。


内源性免疫学实验验证




▲ 不同类型样本的WB分析
一抗: Beta Catenin抗体
(货号: 51067-2-AP)
稀释比1:50000
二抗: RGAR001, 稀释比1:50000




▲ 不同类型样本的荧光WB分析
一抗: Beta Tubulin抗体
(货号: 80713-1-RR)
稀释比1:20000
二抗: RGAR006, 稀释比1:10000



▲ 石蜡包埋的人结肠组织切片的IHC分析
一抗: Villin抗体 (货号: 66096-1-Ig)
二抗: RGAM011




▲ 小鼠小脑组织的IF分析
绿色: 一抗: NeuN抗体
(货号: 26975-1-AP)
二抗: RGAR002
红色: 一抗: Calbindin-D28k抗体
(货号: 66394-1-Ig)
二抗: RGAM004




▲ MCF-7细胞的FC分析
一抗: CD8抗体 (货号: 65204-1-Ig)
Mouse IgG2a同型对照抗体
(货号: 66360-2-Ig)
二抗: RGAM004

极小的物种交叉反应性




▲ 直接法ELISA分析RGAR001和不同物种IgG的交叉反应性, 结果表明它与兔以外其他物种的交叉反应性极小。



▲ 直接法ELISA分析RGAM001和不同物种IgG的交叉反应性, 结果表明它与小鼠和大鼠 (与小鼠同源性高) 以外其他物种的交叉反应性极小。

批次间高度一致性



▲ 不同批次重组二抗的WB分析
一抗: EIF3E鼠单抗 (货号: 67095-1-Ig), 稀释比1:50000
二抗: 三个不同批次的重组二抗 (货号: RGAM001), 稀释比1:50000

订购请联系Proteintech当地授权代理商



Multi-rAb重组二抗产品目录

主推应用	类别	产品名称	货号
WB, ELISA	山羊抗兔	Multi-rAb HRP-Goat Anti-Rabbit Recombinant Secondary Antibody (H+L)	RGAR001
	山羊抗小鼠	Multi-rAb HRP-Goat Anti-Mouse Recombinant Secondary Antibody (H+L)	RGAM001
(病理染色) IHC	山羊抗兔	Multi-rAb Polymer HRP-Goat Anti-Rabbit Recombinant Secondary Antibody (H+L)	RGAR011
	山羊抗小鼠	Multi-rAb Polymer HRP-Goat Anti-Mouse Recombinant Secondary Antibody (H+L)	RGAM011
	通用型 山羊抗兔/小鼠	Multi-rAb Polymer HRP-Goat Anti-Rabbit/Mouse Universal Recombinant Secondary Antibody (H+L)	RGAU011
IF, FC	山羊抗兔	Multi-rAb CoraLite® Plus 488-Goat Anti-Rabbit Recombinant Secondary Antibody (H+L)	RGAR002
		Multi-rAb CoraLite® Plus 555-Goat Anti-Rabbit Recombinant Secondary Antibody (H+L)	RGAR003
		Multi-rAb CoraLite® Plus 594-Goat Anti-Rabbit Recombinant Secondary Antibody (H+L)	RGAR004
		Multi-rAb CoraLite® Plus 647-Goat Anti-Rabbit Recombinant Secondary Antibody (H+L)	RGAR005
	山羊抗小鼠	Multi-rAb CoraLite® Plus 488-Goat Anti-Mouse Recombinant Secondary Antibody (H+L)	RGAM002
		Multi-rAb CoraLite® Plus 555-Goat Anti-Mouse Recombinant Secondary Antibody (H+L)	RGAM003
		Multi-rAb CoraLite® Plus 594-Goat Anti-Mouse Recombinant Secondary Antibody (H+L)	RGAM004
		Multi-rAb CoraLite® Plus 647-Goat Anti-Mouse Recombinant Secondary Antibody (H+L)	RGAM005
荧光 WB, IF, FC	山羊抗兔	Multi-rAb CoraLite® Plus 750-Goat Anti-Rabbit Recombinant Secondary Antibody (H+L)	RGAR006
	山羊抗小鼠	Multi-rAb CoraLite® Plus 750-Goat Anti-Mouse Recombinant Secondary Antibody (H+L)	RGAM006

新型荧光染料CoraLite® Plus

CoraLite® Plus系列是Proteintech公司自有的荧光染料，该染料采用超亲水dPEG®技术，具有更高的生物相容性及水溶性，极大提升了荧光亮度及光稳定性。

Proteintech旗下品牌

proteintech™
抗体 · ELISA试剂盒 · 蛋白质

humankine®
人源细胞表达高活性蛋白

chromotek®
纳米抗体创新试剂

**proteintech®
genomics**
单细胞和空间多组学分析检测

ACTIVE MOTIF®
Enabling Epigenetics Research
表观遗传学专家(独家代理)

