

For Research Use Only

ELISA 包被液(5X)

Catalog Number: PR10006

产品介绍

Proteintech 生产的ELISA 包被液适用于ELISA 实验中捕获抗体的制备。本产品为5倍的浓缩液。

产品成分

组分/规格	12 mL
包被液	液体

包装规格

12mL

保存条件

4°C保存，1 年有效。

使用方法

- 使用前按1：5稀释倍数进行稀释：如取12 mL浓缩包被液(5x)，加入48 mL超纯水或去离子水，得到包被液（1x），即15 mM Na₂CO₃, 35 mM NaHCO₃, pH 9.6。
- 没有用完的ELISA 洗涤液4度保存，请于两周内使用。
- ELISA 操作请参考本公司网站www.ptglab.com查看实验指南。

注意

- ELISA 包被液是无色透明性状，如出现变色或沉淀，应该丢弃。
- 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

For technical support and original validation data for this product please contact

T: 027-87531629

E: Proteintech-CN@ptglab.com

W: ptgcn.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.