

For Research Use Only

ELISA通用稀释液 (5X)

Catalog Number: PR10008



www.ptgcn.com

产品介绍

Proteintech生产的ELISA通用稀释液适用于ELISA实验中封闭、标准品及检测抗体或二抗的制备。本产品为5倍的浓缩液。

产品成分

组分/规格	100 mL
通用稀释液	液体

包装规格

100mL

保存条件

4°C保存，1年有效。

使用方法

1. PBST+1%BSA: 使用前按**1: 5**稀释倍数进行稀释: 如取**100 mL**浓缩通用稀释液(5X), 加入**400 mL**超纯水或去离子水, 得到**PBST+1%BSA**。

PBST+0.05%BSA: 使用前将**PBST+1%BSA**和洗涤液(1X)按**1: 20**稀释倍数进行稀释: 如取**20 mL PBST+1%BSA**, 加入**380 mL**洗涤液(1X), 得到**PBST+0.05%BSA**。

注意: 请按说明书通用稀释液成分选择对应的稀释方法及使用方法。

2. 没有用完的ELISA通用稀释液4度保存, 请于两周内使用。

3. ELISA操作请参考本公司网站www.ptglab.com查看实验指南。

注意

- 1.** ELISA通用稀释液是淡黄透明性状, 如出现变色或沉淀, 应该丢弃。
- 2.** 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

For technical support and original validation data for this product please contact

T: 027-87531629

E: Proteintech-CN@ptglab.com

W: ptgcn.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.