

For Research Use Only

# Western Blot 洗涤液 (10X)

Catalog Number: PR20012



www.ptgcn.com

## 产品介绍

Proteintech 生产的 Western Blot 洗涤液适用于 Western Blot 实验中一抗或酶标二抗孵育后的洗涤。适当的洗涤可以降低背景，增强信噪比。本产品为 10 倍的浓缩液。

## 产品成分

组分/规格	100 mL
TBST	液体

## 包装规格

100 mL

## 保存条件

4°C 保存，1 年有效。

## 使用方法

- 使用前取 100mL Western Blot 洗涤液，加入 900mL 蒸馏水，混匀即可。
- 一抗或酶标二抗孵育结束后，加入适量洗涤液覆盖印迹膜，在摇床上洗涤，少量多次，每次 5 分钟。除去洗涤液后进行后续的操作。
- 没有用完的洗涤液可室温保存，请于两周内使用。
- Western Blot 操作请参考本公司网站：[www.ptgcn.com](http://www.ptgcn.com)

## 注意

- Western 洗涤液是无色透明性状，如出现变色或沉淀，应该丢弃。
- 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

For technical support and original validation data for this product please contact

T: 027-87531629

E: [Proteintech-CN@ptglab.com](mailto:Proteintech-CN@ptglab.com)

W: [ptgcn.com](http://ptgcn.com)

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.