

产品介绍

Proteintech 生产的 Western Blot 抗体稀释液适用于 Western Blot 实验中一抗或酶标二抗的稀释。

产品成分

组分/规格	100 mL
脱脂奶粉	5 g
TBST	100 mL

包装规格

100 mL

保存条件

奶粉室温干燥保存，液体试剂4℃保存，有效期12个月。

使用方法

- 使用前向 Western Blot 抗体稀释液中加入脱脂奶粉配制成 5%工作液，混匀即可。
- 根据抗体的质量和样品中目的蛋白的含量，按照适当比例稀释一抗或酶标二抗（一抗和酶标二抗的稀释比例请参照厂家使用说明）。抗体稀释后即可直接用于 Western Blot。
- Western Blot 操作请参考本公司网站：www.ptgcn.com

注意

- Western Blot 抗体稀释液是无色透明性状，如出现变色或沉淀，应该丢弃。
- 配制好的试剂含有牛奶，不建议存放、反复使用，极易变质。
- 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。