

产品介绍

产品成分

包装规格

保存条件

使用方法

注意

Proteintech 生产的 Immunohistochemistry 抗体稀释液适用于免疫组化实验中一抗的稀释。本产品可保证抗体的活性和稳定性，减少非特异性结合，降低非特异性背景染色。

组分		规格	
稀释液	50mL	100mL	500mL

100mL/500mL/50mL

4℃ 保存，有效期一年，避免反复冻融。

参考所用一抗的说明，或根据用户的实验数据，按照适当比例加入此抗体稀释液稀释一抗即可。

本试剂盒一抗稀释液不能用于HRP标记一抗或者二抗的稀释。